

parapodium statyczne

model PSL

  VITEA®
CARE

CECHY PRODUKTU:

- lekkie, bezpieczne, proste w obsłudze, dające solidne podparcie osobom w nim pionizowanym
- wykonane z lekkich, wytrzymałych materiałów, takich jak profile aluminiowe, profile stalowe cienkościenne, łączone ze sobą za pomocą elastycznych i lekkich łączników z tworzywa
- platforma stóp wraz z zapiętkami daje stabilne oparcie
- regulowane wsporniki kolan profilowane anatomicznie
- kosz biodrowy wraz ze wspornikiem pasa piersiowego stabilizuje stawy biodrowe, wsporniki ramion utrzymują tułów pacjenta w pozycji wyprostowanej,
- wszystkie punkty parapodium stykające się bezpośrednio z ciałem użytkownika zabezpieczone zostały poprzez miękką, hypoalergiczną, trudnopalną, tapicerkę wykonaną z weluru
- cztery kółka wyposażone w hamulce
- zamek ułatwiający samodzielne zamknięcie kamizelki
- dostępne dwie szerokości kamizelki
- opcje dodatkowe: regulowany pod kątem i na wysokość stolik

ZASTOSOWANIE:

Głównym przeznaczeniem urządzenia jest pionizacja pacjenta, stabilizacja kończyn dolnych i tułowia osób o wzroście 150 do 180 cm oraz uwolnienie kończyn górnych od funkcji podporczej, porażenia oraz niedowłady kończyn - w uszkodzeniach urazowych, wadach wrodzonych, schorzeniach nabytych rdzenia kręgowego od poziomu C4 dystalnie, zaburzenia funkcji motorycznych - porażenia, niedowłady, postępujące dystrofie mięśniowe.

PRZECIWWSKAZANIA:

- głębokie upośledzenie umysłowe,
- stany przed udarowe mózgu,
- stany przedzawałowe,
- silnie zaawansowana osteoporoza z deformacjami kończyn dolnych,
- zaburzeniami osi długich kończyn.



PRODUCENT/ PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:

mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.



model PSL

Kamizelka	Wąska	Szeroka
Szerokość kamizelki (cm)	44	49
Głębokość kamizelki (cm)	34	37
Szerokość urządzenia (cm)	74	74
Długość urządzenia (cm)	100	100
Wysokość urządzenia (cm)	115	115
Wzrost (cm)	150 - 180	150 - 180
Maksymalne obciążenie (kg)	100	100

PRODUCENT/ PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:

mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.