



 **MDH**[®]

Part of **MEYRA GROUP**

REHABILITACJA



VITEA[®]
CARE

 **MEYRA**[®]

 **Netti**[®]

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.



**Spełniamy oczekiwania
Klientów w zakresie
jakości, wzornictwa
i nowoczesności
naszych produktów
i usług. Współpraca
z nami gwarantuje
sukces biznesowy
każdemu Partnerowi.**

Firma mdh Sp. z o.o. już od ponad dwudziestu lat proponuje rozwiązania medyczne w zakresie ortopedii i rehabilitacji. Inspirują nas Pacjenci i ich potrzeby. W naszej misji zawiera się jakość, design i nowoczesność naszych produktów. Jesteśmy dumni, że możemy pomagać osobom z dysfunkcjami narządów ruchu. Każdego dnia podnosimy jakość życia osób potrzebujących - to przynosi nam ogromną satysfakcję i świadomość, że nasza praca ma sens. Dbamy także o interesy naszych Klientów - profesjonalizm w każdej dziedzinie to kluczowy wyznacznik naszych działań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie kompleksowej obsługi handlowo-doradczej. Zadowolenie naszych Klientów to nasz priorytet.

Zespół mdh Sp. z o.o.

Aktywność biznesowa spółki jest widoczna w wielu obszarach działalności (produkcja, import, eksport, dystrybucja). Mdh jest producentem obuwia profilaktycznego, artykułów ortotycznych, przedmiotów rehabilitacyjnych. Spółka prowadzi działalność w oparciu o sprzedaż własnych artykułów, posiada umowy wyłączności znanych marek światowych na terenie kraju i Europy, współpracuje aktywnie z kilkuset sklepami sprzętu medycznego w Polsce, eksportuje produkty pod własnym brandem do różnych krajów na świecie.

Od kilku lat mdh z powodzeniem rozwija sprzedaż eksportową do Ukrainy, Słoweni, Czech, Białorusi, Chorwacji, Rumuni, Włoch, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Hiszpani, Columubi, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wiele produktów spółki posiada ochronę patentową m.in. w Unii Europejskiej, USA, Kanadzie, Japonii, Korei Południowej. Wszystkie nasze produkty wykonane są z wysokiej jakości materiałów i spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa. Nad jakością i rozwojem

czuwa zespół konstruktorów, który wciąż udoskonala produkty zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i wiedzą medyczną, popartą badaniami, oferując tym samym sprzęt medyczny, który odpowiada funkcjonalnie i wzorniczo na zapotrzebowanie rynku i wpisuje się w światowe trendy branży medycznej. Na potwierdzenie tego mdh posiada system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015-10 oraz z wymaganiami normy dla wytwórców i dystrybutorów wyrobów medycznych EN ISO 13485:2016-04 w zakresie projektowania, produkcji, dystrybucji oraz serwisu wyrobów ortopedycznych i rehabilitacyjnych. Nasze hasło brzmi „Wprawiamy świat w ruch”, co przekłada się nie tylko na pomoc osobom z dysfunkcjami ruchu, ale także na nasze zaangażowanie i aktywność handlową skierowaną do naszych Klientów. Profesjonalizm w każdej dziedzinie to kluczowy wyznacznik naszych działań. Nasza firma swój ciągły rozwój potwierdza licznymi nagrodami i certyfikatami.



www.viteacare.com

VITEACARE jest grupą produktów służących szeroko pojętej rehabilitacji - funkcjonalnej i społecznej, tworzonych z myślą o osobach z ograniczeniami mobilności. Dzięki sprawdzonej jakości i poszukiwaniu wciąż nowych rozwiązań technicznych Vitea Care poprawia komfort wykonywania codziennych czynności, pozwala na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym jak również przeciwdziała konsekwencjom unieruchomienia. Sprzęt Vitea Care służy na każdym etapie przywracania sprawności. Linia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego obejmuje: produkty do profilaktyki i wspomagania terapii odleżyn, wózki inwalidzkie o różnym standardzie i funkcjonalności, sprzęt toaletowy i pomocniczy. W ramach brandu istnieją także produkty dla dzieci.



www.mdhnetti.pl

Netti to znana i ceniona w Europie norweska marka wózków komfortowych. Wszystkie wózki są zaprojektowane tak, aby umożliwiały i poprawiały mobilność użytkownika oraz ułatwiały uczestnictwo w czynnościach życia codziennego. Uzyskanie dobrej i wygodnej pozycji siedzącej poprawia komfort życia, a także polepsza komunikację i wpływa na zwiększenie niezależności. Wszystkie wózki inwalidzkie Netti to połączenie trwałych materiałów i wysokiej jakości wykonania z prawidłowym pozycjonowaniem użytkownika na wózku i zapewnieniem bezpieczeństwa. Nadrzędnym celem jest zawsze prawidłowe dobranie i dopasowanie wózka inwalidzkiego do użytkownika, dlatego nasz zespół nieustannie pracuje nad nowymi rozwiązaniami i ulepszeniami produktów. Liczne grono zadowolonych klientów utwierdza nas w przekonaniu o słuszności drogi rozwoju, jaką wybraliśmy i motywuje do dalszej pracy.



www.meyra.pl

Meyra to firma legenda na światowym rynku sprzętu rehabilitacyjnego segmentu premium, ponad osiemdziesięcioletnia tradycja, znakomite produkty oraz prestiż są jej głównymi atutami, a teraz i naszymi. Zarówno firma Meyra jak i mdh poza produkcją sprzętu medycznego angażują się od lat we wspieranie osób z niepełnosprawnością. Hasło „Poruszamy ludzi” to coś więcej niż zwykłe stwierdzenie, to filozofia, która określa prowadzenie biznesu.

SPRZĘT POMOCNICZY

Laska składana	10
Laska trójnóg	10
Laska czwórnoóg	11
Kule łokciowe	11
Kule łokciowe VCBPOO42 model PU	12
Kule łokciowe VCBPOO42 model UC	12
Kule pachowe	13
Fix	14
Wave	14
Dual	15
Wheeler	15
Bola	16
Carter	16
Tripla	17
Alex	17
Ambona	18
Tom	19
Billy	19
Frank	20
Rocky Basic	20
Rocky	21
Rose z koszykiem	21
Rose z torba	22
Mobilus Lite	22

WÓZKI INWALIDZKIE

Basic, Basic Plus	26
Solid Plus	27
Forte Plus	28
Budget	29
Format	30
Feliz	33
Cameleon i Cameleon Stab	34
Titanum i Titanum Stab	35
Eurochair2	36
Eurochair2 Pro	37
Active Sport	39
Active Sport Light	40
Eurochair	41
Eurochair2 XXL	42
Avanti	45
Avanti Pro	46
Smart F	48
Smart S	49
Nano	51
Nano C	52
Nano X	53
Recliner	56
Recliner Extra	57
Eurochair2 Polaro	58
Premium	60
Solaro Light	61
Netti III	63
Netti 4U CE z wyposażeniem	64
Netti 4U CE PLUS z wyposażeniem	65
Netti 4U CED z wyposażeniem	66

PRODUKTY DLA DZIECI

Umbrella	70
Junior	72
Junior Plus	73
Eio Push Chair	75
Jogger Push Chair	76
Flash	77
Baczuś Relax	79
Netti S z wyposażeniem	80
Siedzisko profilowane	81

WÓZKI ELEKTRYCZNE

W1018 Limber	86
PCBL 1600/1800 Modern	87
PCBL 1610/1810 De Luxe	88
PCBL 1620/1820 De Luxe Lift	89
Hero Stand Up	90
Scrubby	91
Multiplus	92
iTravel	93
iTravel Carbon	94
Clou	95
iChair MC1Light	96
iChair MC2	97
iChair MC3	98
iChair RS	99
iChair Front	100
iChair Orbit	101
iChair XXL	103
iChair Sky	104
iChair MC S	105
iChair MeyLife	106
Optimus 2	107
W4026 Mini	108
Mini II	109
W4025 Rider II	110
W4028 Cruiser II	111
Cityliner 409	112
Cityliner 510	113
Street warrior Q1-10	114
Street warrior Q2-16	115
Way	116

PARAPODIA I PODNOŚNIKI

PSL parapodium statyczne lekkie	126
PST parapodium statyczne	127
Parapodium mobilne PJMP/PJM	128
Combo parapodium mobilne PJMC	129
PD parapodium dynamiczne	130
Samson	131
Dawid	132
Capri 3	133
Hero	134
Elektryczny podnośnik toaletowy pacjenta BMW02	135
Elektryczny podnośnik toaletowy pacjenta BMW01	136

SPRZĘT PRZECIWODLEŻYNOWY

Rest.....	139
Comfy.....	140
Materac przeciwdleżynowy VCM202D.....	141
Simply Bubble.....	142
Bubble Master.....	143
Tube Light.....	144
Materac przeciwdleżynowy VCM502.....	145
Tube Master.....	146

SPRZĘT SANITARNY

Wózek inwalidzki toaletowy.....	150
HCDA wózek toaletowy.....	151
HCDA wózek toaletowy XXL.....	152
Trust.....	153
MCWET.....	154
Ławeczka na wannę z regulacją.....	155
Stołeczek rehabilitacyjny prysznicowy.....	156
Stołeczek rehabilitacyjny prysznicowy okrągły.....	156
Blu stołeczek rehabilitacyjny prysznicowy.....	157
Krzesło rehabilitacyjne prysznicowe.....	157
Dubastar siedzisko wannowe.....	158
Mobalux składane siedzisko prysznicowe.....	158
Dubastar stołek prysznicowy.....	159
Dubastar krzesło prysznicowe.....	159
Molett nakładka na WC.....	160
Trilett 2 Podwyższona deska sedesowa.....	160
Krzesło toaletowe składane.....	161
Krzesło toaletowe tapicerowane.....	161
Nasadka rehabilitacyjna na sedes.....	162

ROTORY I INNE

Genesis.....	166
Genesis Plus.....	166
Podpórka pod plecy.....	167
Rampy.....	168



SPRZĘT POMOCNICZY

 **MDH**[®]
Part of MEYRA GROUP



LASKA SKŁADANA



nr katalogowy: **VCBP0022**



CECHY PRODUKTU:

- składana z 4 części
- konstrukcja aluminiowa
- pakowana w pokrowiec
- regulacja skokowa wysokości co 2,5 cm
- dostępna w kolorze czarnym

Wysokość (cm)	80 - 90
Waga (kg)	0,35
Maksymalne obciążenie (kg)	100

LASKA TRÓJNÓG



nr katalogowy: **VCBP0024**



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z aluminium (podstawa wykonana ze stali)
- trzy punkty podparcia zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi
- anatomicznie profilowany uchwyt
- uniwersalna, możliwość użytkowania jako wersja prawa i lewa
- regulacja skokowa wysokości co 2,5 cm

Wysokość (cm)	73,5 - 96
Waga (kg)	0,7
Maksymalne obciążenie (kg)	100

LASKA CZWÓRNÓG



nr katalogowy: **VCBP0021**



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z aluminium (podstawa wykonana ze stali)
- cztery punkty podparcia zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi
- anatomicznie profilowany uchwyt
- uniwersalna, możliwość użytkowania jako wersja prawa i lewa
- regulacja skokowa wysokości co 2,5 cm

Wysokość (cm)	73,5 - 96
Waga (kg)	0,8
Maksymalne obciążenie (kg)	100

KULE ŁOKCIOWE



nr katalogowy: **22-00-00-02** - niebieska

nr katalogowy: **22-00-00-05** - czarna



CECHY PRODUKTU:

- wykonane z aluminium
- elementy odblaskowe zapewniają bezpieczeństwo poruszania się w miejscach zaciemnionych
- regulacja skokowa wysokości co 2,5 cm
- dostępne w kolorach: niebieski, czarny

Wysokość (cm)	98,5 - 118,5
Waga (kg)	0,56
Maksymalne obciążenie (kg)	140

KULE ŁOKCIOWE



nr katalogowy: **VCBPOO42 model PU**



CECHY PRODUKTU:

- wykonane z aluminium
- podwójna regulacja: wysokości kuli i długości przedramienia
- dostępne w kolorze czarnym

Wysokość (cm)	86 - 116
Waga (kg)	0,5
Maksymalne obciążenie (kg)	100

KULE ŁOKCIOWE



nr katalogowy: **VCBPOO42 model UC**



CECHY PRODUKTU:

- wykonane z aluminium
- uchylny uchwyt ramienia
- podwójna regulacja: wysokości kuli i długości przedramienia
- dostępne w kolorze srebrnym

Wysokość (cm)	95 - 126
Waga (kg)	0,5
Maksymalne obciążenie (kg)	100

KULE PACHOWE



nr katalogowy: **VCBPO041**



CECHY PRODUKTU:

- wykonane z aluminium
- wyłożenie pachowe i dłoniowe wykonane z kontaktowo ciepłej pianki poliuretanowej
- kule pakowane w parach
- regulacja skokowa wysokości kuli oraz wysokości uchwytu co 2,5 cm

Rozmiar	S	M	L
Wysokość (cm)	93 - 113	113 - 133	133 - 153
Waga (kg)	1,6	1,7	1,8
Maksymalne obciążenie (kg)	100	100	100

FIXbalkonik
ułatwiający chodzenienr katalogowy: **VCBPOO32****CECHY PRODUKTU:**

- składana, aluminiowa rama
- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi
- ergonomiczne uchwyty
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm

Szerokość (cm)	57
Wysokość (cm)	79,5 - 96
Waga (kg)	2,5
Maksymalne obciążenie (kg)	110

WAVEbalkonik
ułatwiający chodzenienr katalogowy: **VCBPOO32****CECHY PRODUKTU:**

- składana, aluminiowa rama
- wzmocnione połączenia
- uchwyt ułatwiający wstawanie i chodzenie
- nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi
- ergonomiczne uchwyty
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm

Szerokość (cm)	62
Wysokość (cm)	81,5 - 91,5
Waga (kg)	2,5
Maksymalne obciążenie (kg)	100

DUAL

balkonik
ułatwiający chodzenie



nr katalogowy: **VCBPOO31**



CECHY PRODUKTU:

- łączy w sobie dwie funkcje, może być używany jako kroczący bądź stały
- składana, aluminiowa rama
- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- łatwy sposób zablokowania funkcji kroczącej
- nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi
- ergonomiczne uchwyty
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm

Szerokość (cm)	54
Wysokość (cm)	82 - 99
Waga (kg)	2,5
Maksymalne obciążenie (kg)	110

WHEELER

balkonik
ułatwiający chodzenie



nr katalogowy: **VCBPOO32**



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama
- dodatkowe wzmocnienia
- nóżki tylne zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi
- kółka przednie o średnicy 12 cm
- ergonomiczne uchwyty
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm

	KXSS	KXY
Szerokość (cm)	64	64
Wysokość (cm)	80 - 97,5	77 - 98,5
Waga (kg)	2,5	2,5
Maksymalne obciążenie (kg)	110	110

BOLA

balkonik
ułatwiający chodzenie



nr katalogowy: **VCBP0032**



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama
- dodatkowe wzmocnienia
- nóżki tylne zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi
- kółka przednie o średnicy 12 cm
- ergonomiczne uchwyty
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm

Szerokość (cm)	65
Wysokość (cm)	85 - 92
Waga (kg)	2
Maksymalne obciążenie (kg)	110

CARTER

balkonik
ułatwiający chodzenie



nr katalogowy: **VCBP0032**



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama
- stabilna, wytrzymała konstrukcja
- kółka o średnicy 8 cm
- tylne kółka z możliwością blokady
- ergonomiczne uchwyty
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm

Szerokość (cm)	55
Wysokość (cm)	81,5 - 91,5
Waga (kg)	3,7
Maksymalne obciążenie (kg)	110

TRIPLA

balkonik
ułatwiający chodzenie



nr katalogowy: VCBPOO31



CECHY PRODUKTU:

- łączy w sobie trzy funkcje, może być używany jako balkonik kroczący, stały, bądź stały z kółkami
- składana, aluminiowa rama
- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- łatwy sposób zablokowania funkcji kroczącej
- wymienne stopki podporowe zakończone gumą
- dodatkowe wymienne stopki przednie wyposażone w kółka o średnicy 12 cm
- ergonomiczne uchwyty
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm

Szerokość (cm)	60	Waga z kołami (kg)	2,5
Wysokość (cm)	82 - 100	Max. obciążenie (kg)	110

ALEX

podpórka
ułatwiająca chodzenie



nr katalogowy: VCBK1



CECHY PRODUKTU:

- składana, stalowa rama
- miękkie siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym
- wyposażona w dwa koła przednie i dwie podpory tylne zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi
- profilowane uchwyty
- regulowana wysokość rączek

Szerokość (cm)	54	Waga (kg)	5
Wysokość (cm)	80 - 94	Max. obciążenie (kg)	100

AMBONA

podpórka
ułatwiająca chodzenie



nr katalogowy: **VCBK2A**
nr katalogowy: **VCBK2A_O1**



CECHY PRODUKTU:

- stalowa rama
- stabilna konstrukcja
- miękkie podłokietniki z możliwością płynnej regulacji wysokości
- płynnie regulowany kąt uchwytów oraz ich długość
- kółka tylne z hamulcem
- opony gumowe 3"
- wysokość regulowana płynnie (VCBK2A)
- wysokość regulowana skokowo (VCBK2A_O1)
- kolor srebrny lub niebieski
- regulacja skokowa wysokości co 2,5 cm



	VCBK2A_O1	VCBK2A
Szerokość całkowita podstawy jezdnej (cm)	53	52,5
Szerokość wewnętrzna podstawy jezdnej (cm)	46	45,5
Długość całkowita z hamulcem (rączki wysunięte) (cm)	75 - 97	76 - 97
Wysokość całkowita z rączkami (cm)	97,5 - 137	108 - 148
Wymiar poduszki szer. x dl. x wys. (cm)	58 x 49 x 5	59 x 49 x 6
Szerokość całkowita urządzenia (na wys. poduszki) (cm)	58	59
Wymiar wycięcia (cm)	36 x 28	37 x 29
Uchwyt (cm)	11	11
Rozstaw uchwytów (cm)	29	31
Waga urządzenia (kg)	11	11
Maksymalne obciążenie (kg)	125	125

TOM

podpórka
ułatwiająca chodzenie



nr katalogowy: **VCBK521**



CECHY PRODUKTU:

- składana, stalowa rama (łatwość transportu)
- hamulce z możliwością blokady
- trzy bezobsługowe koła o średnicy 20 cm
- regulowana wysokość rączek
- ergonomiczne uchwyty
- torba zakupowa zamykana na zamek błyskawiczny
- przedni koszyk z tacką

Szerokość (cm)	69
Wysokość (cm)	83 - 95,5
Waga (kg)	6,6
Maksymalne obciążenie (kg)	110

BILLY

podpórka
ułatwiająca chodzenie



nr katalogowy: **VCBK5221**



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama (łatwość transportu)
- hamulce z możliwością blokady
- trzy bezobsługowe koła o średnicy 19 cm
- możliwość zmiany położenia kół tylnych
- regulowana wysokość rączek
- ergonomiczne uchwyty
- torba zakupowa zamykana na rzep
- przedni koszyk z tacką

Szerokość (cm)	68
Wysokość (cm)	80 - 93
Waga (kg)	5,3
Maksymalne obciążenie (kg)	120

FRANK

podpórka
ułatwiająca chodzenie



nr katalogowy: **VCBP0032**



CECHY PRODUKTU:

- składana, stalowa rama (łatwość transportu)
- siedzisko wykonane z tworzywa
- hamulce z możliwością blokady
- cztery pełne, bezobsługowe koła o średnicy 20 cm
- regulowana wysokość rączek
- ergonomiczne uchwyty
- przedni koszyk na zakupy
- tacka montowana na siedzisku
- uchwyt na kulę

Szerokość (cm)	60
Wysokość (cm)	79 - 98
Szerokość siedziska (cm)	38
Waga (kg)	10,2
Maksymalne obciążenie (kg)	130

ROCKY BASIC

podpórka
ułatwiająca chodzenie



nr katalogowy: **VCBK23231**



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama (łatwość transportu)
- miękkie siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym
- hamulce z możliwością blokady
- cztery koła o średnicy 19 cm
- regulowana wysokość rączek
- ergonomiczne uchwyty
- pojemnik na zakupy
- uchylna barierka oparcia
- uchwyt na kulę

Szerokość podpórki (cm)	62
Wysokość podpórki (cm)	78 - 93
Wysokość siedziska (cm)	52
Szerokość siedziska (cm)	31
Waga (kg)	6,5
Maksymalne obciążenie (kg)	120

ROCKY

podpórka
ułatwiająca chodzenie



nr katalogowy: **VCBK23231**



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama (łatwość transportu)
- miękkie siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym
- hamulce z możliwością blokady
- cztery koła o średnicy 20 cm
- podwójna regulacja wysokości (rączki i siedzisko)
- ergonomiczne uchwyty
- pojemnik na zakupy
- uchylna barierka oparcia
- uchwyt na kulę

Szerokość podpórki (cm)	59,5
Wysokość podpórki (cm)	80 - 97
Wysokość siedziska (cm)	51 - 56
Szerokość siedziska (cm)	35
Waga (kg)	7,5
Maksymalne obciążenie (kg)	120

ROSE

podpórka
ułatwiająca chodzenie



nr katalogowy: **VCBK222T**
z koszykiem



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama (łatwość transportu)
- miękkie siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym
- hamulce z możliwością blokady
- cztery pełne koła o średnicy 20 cm, przednie koła skrętne
- regulowana wysokość rączek
- kosz na zakupy
- demontowana barierka oparcia z możliwością przełożenia gdy podpórka spełnia funkcję transportową
- możliwość rozłożenia podparcia dla nóg użytkownika

Szerokość podpórki (cm)	60
Wysokość podpórki (cm)	77 - 88
Wysokość siedziska (cm)	53,5
Szerokość siedziska (cm)	35
Waga (kg)	8,2
Maksymalne obciążenie (kg)	120

ROSE

podpórka
ułatwiająca chodzenie



nr katalogowy: **VCBK222T**
z tobrą



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama (łatwość transportu)
- miękkie siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym
- hamulce z możliwością blokady
- cztery pełne koła o średnicy 19 cm, przednie koła skrętne
- regulowana wysokość rączek
- torba na zakupy
- demontowana barierka oparcia
- dodatkowe rączki przednie
- możliwość rozłożenia podparcia dla nóg użytkownika

Szerokość podpórki (cm)	61
Wysokość podpórki (cm)	79,5 - 93
Wysokość siedziska (cm)	53
Szerokość siedziska (cm)	30,5
Waga (kg)	8
Maksymalne obciążenie (kg)	120

MOBILUS LITE

podpórka
ułatwiająca chodzenie



nr katalogowy: **VCBK222B**



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama (łatwość transportu)
- miękkie siedzisko
- hamulce z możliwością blokady
- koła przednie o średnicy 19 cm, skrętne, z możliwością łatwego składania
- koła tylne o średnicy 17 cm
- regulowana wysokość
- ergonomiczne uchwyty
- torba na zakupy
- pas oparcia
- uchwyt na kule

Szerokość podpórki (cm)	66	Szerokość siedziska (cm)	45,5
Wysokość podpórki (cm)	79,5 - 92	Waga (kg)	7,5
Wysokość siedziska (cm)	68,5	Maksymalne obciążenie (kg)	136

WSKAZANIA:

Laska składana, Laska trójnóg, Laska czwórnóg

Dla osób, które potrzebują wsparcia podczas chodzenia, po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi i przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo - ortopedycznych. Także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi podczas chodzenia.

Kule łokciowe

Dla osób, które potrzebują wsparcia podczas chodzenia, do przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych, po złamaniach, przy porażeniu i niedowładzie kończyn dolnych, do nauki chodzenia.

Kule łokciowe (Kowsky)

Nasze kule ortopedyczne przeznaczone są dla osób o znacznie utrudnionej możliwości poruszania się, utrzymania równowagi, jednakże zachowujących zdolność chodzenia w stopniu wystarczającym oraz dla osób z zaburzeniami koordynacji ruchowej. Niwelują ryzyko upadku i ułatwiają chodzenie poprzez częściowe lub całkowite odciążenie jednej z kończyn dolnych. Kule ortopedyczne mogą być używane zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa!

Balkonik ułatwiający chodzenie (Fix, Dual, Wave, Wheeler, Bola, Carter, Tripla)

Balkonik rehabilitacyjny przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, ze schorzeniami narządu ruchu. Może być wykorzystywany do pionizacji, obciążania kończyn dolnych, nauki chodzenia.

Podpórka ułatwiająca chodzenie (Alex, Tom, Billy, Frank, Rocky, Rocky Basic, Rose, Mobilus Lite, Ambona)

Podpórki rehabilitacyjne są sprzętem pomocniczym ułatwiającym pionizację i poruszanie się pacjentów o różnym typie zaburzeń motorycznych. Mogą być stosowane jako pomoc dla pacjentów po zabiegach chirurgicznych (operacje w obrębie kończyn dolnych) nie mogących posługiwać się kulami, nie wykazujących zaburzeń koordynacyjnych, pacjentów z lekką dysfunkcją kończyn dolnych lub ich osłabieniem. Są stosowane w przypadku pacjentów z zaburzeniami równowagi uniemożliwiającymi samodzielną pionizację i lokomocję oraz różnego typu dysfunkcjami krążeniowymi (np. chromanie przestankowe). Podpórki mogą być również stosowane jako pomoc w lokomocji pacjentów geriatrycznych.



WÓZKI

 **MDH**[®]
Part of MEYRA GROUP



BASIC

wózek inwalidzki ręczny



nr katalogowy: **VCWK43B**
VCWK43BS Basic Stab
VCWK43BP Basic Plus
VCWK43BPS Basic Plus Stab



stab



CECHY PRODUKTU BASIC:

- składana, rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej
- tapicerka wykonana z nylonu w kolorze czarnym
- uchylnie podłokietniki
- tylna kieszonka
- uchylnie, demontowalne podnóżki
- zabezpieczający pas pod tydki
- przednie koła pełne, rozmiar 200x45 mm
- tylne koła pneumatyczne lub pełne, rozmiar 24"
- wyposażony w hamulce wałkowe
- możliwość montażu przedłużenia oparcia (BASIC STAB)
- dostępny w kolorze szarym

CECHY PRODUKTU BASIC PLUS:

- składana, rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej
- tapicerka wykonana z podwójnego nylonu
- uchylnie podłokietniki z zaokrągloną podkładką
- uchylnie, demontowalne podnóżki z możliwością regulacji długości
- tylna kieszonka
- zabezpieczający pas pod tydki
- przednie koła pełne, rozmiar 200x45
- tylne koła pneumatyczne lub pełne z systemem szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- wyposażony w hamulce wałkowe
- możliwość montażu przedłużenia oparcia (BASIC PLUS STAB)
- dostępny w kolorze szarym

Rozmiar	16"	18"	20"
Szerokość siedziska (cm)	40	45	51
Głębokość siedziska (cm)	40	40	40
Wysokość wózka (cm)	91	91	91
Szerokość wózka (cm)	58	63	68
Długość wózka (cm)	110	110	110
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	28	28	28
Waga wózka (kg)	18,5	19	20
Maksymalne obciążenie (kg)	120	120	120

SOLID PLUS

wózek inwalidzki ręczny



nr katalogowy: **VCWK43L**
VCWK43LS Solid Plus Stab



stab



CECHY PRODUKTU:

- składana, stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak)
- tapicerka wykonana z nylonu w kolorze czarnym
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- uchylne podłokietniki
- tylna kieszonka
- podnóżki odchylane i zdejmowane
- zabezpieczający pas pod łydkami lub zapiętki
- przednie koła pełne
- tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- wyposażony w hamulce stalowe z regulacją docisku
- hamulce dla osoby prowadzącej
- metalowe ciągi lakierowane
- możliwość montażu przedłużenia oparcia (SOLID PLUS STAB)
- dostępny w kolorze szarym

Rozmiar	16"	18"	20"
Szerokość siedziska (cm)	40	45	51
Głębokość siedziska (cm)	40	40	40
Wysokość wózka (cm)	91	91	91
Szerokość wózka (cm)	58	63	68
Długość wózka (cm)	110	110	110
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	28	28	28
Waga wózka (kg)	18,5	19	20
Maksymalne obciążenie (kg)	120	120	120

FORTE PLUS

wózek inwalidzki
ręczny



nr katalogowy: **VCWK42L**



CECHY PRODUKTU:

- składana, stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak)
- miękkie nylonowe siedzisko i oparcie
- miękka poduszka
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- uchylne podłokietniki
- tylna kieszonka
- podnóżki odchylane i zdejmowane
- zabezpieczający pas pod tydkami lub zapiętki (paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka)
- przednie koła pełne
- tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- wyposażony w hamulce stalowe z regulacją docisku
- hamulce dla osoby prowadzącej
- metalowe ciągi lakierowane
- dostępny w kolorze szarym

Rozmiar	16"	18"	20"
Szerokość siedziska (cm)	43	45	51,5
Głębokość siedziska (cm)	42	42	42
Wysokość wózka (cm)	96	96	96
Szerokość wózka (cm)	62	64,5	71,5
Długość wózka (cm)	110,5	110,5	110,5
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	30	30	30
Waga wózka (kg)	17	18	19
Maksymalne obciążenie (kg)	120	120	120

BUDGET

wózek inwalidzki ręczny

CE & MEYRA®

model: 9.050

model: 9.050 wersja Hemi

Budget wózek inwalidzki specjalny,
model 9.050, wersja Stab



stab

CECHY PRODUKTU:

- składana rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej
- regulacja wysokości siedziska 47, 49 i 51 cm
- regulacja środka ciężkości
- możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia osi kół tylnych - opcja dla amputantów
- koła tylne 24 x 13/8" z możliwością szybkiego demontażu
- przednie koła 200 x 50
- ogumienie pełne
- miękka tekstylna tapicerka w kolorze czarnym
- boczki skośny odchylany i zdejmowany
- uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją długości podudzia
- długie ręczki
- pas podudzia
- hamulec dociskowy
- oparcie z delikatnym wygięciem
- naklejki odbłaskowe poprawiające widoczność wózka w ciemności
- kolor ramy: srebrny

OPCJE:

- pas bezpieczeństwa
- przedłużenie pleców
- zagłówki
- ciągi Hemi
- stolik rehabilitacyjny

Szerokość siedziska (cm)	38 40 43 46 48 51
Szerokość wózka (cm)	56 58 61 64 66 69
Szerokość po złożeniu (cm)	28
Głębokość siedziska (cm)	43
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	47 - 51/44 - 49
Wysokość wózka (cm)	96
Wysokość oparcia (cm)	42

Wysokość podłokietników (cm)	21,5
Długość z podnóżkiem (cm)	104
Tylne koło średnica	24"
Minimalna waga wózka (kg)*	19
Maksymalna waga użytkownika (kg)	130

* W zależności od wybranych opcji

FORMAT

wózek inwalidzki ręczny

CE & MEYRA®

model: **3.940**

model: **3.940** wersja Hemi

Format wózek inwalidzki specjalny,
model 3940, wersja Stab



stab

CECHY PRODUKTU:

- rama aluminiowo-stalowa o konstrukcji krzyżakowej
- tekstylna tapicerka z napiętością pasami
- boczki skośne odchylane, zdejmowane
- podnóżki uchylne, zdejmowane z możliwością regulacji długości
- pas podudzia
- hamulce bębnowe dla opiekuna
- aluminiowe ciągi
- regulacja wysokości siedziska
- regulacja środka ciężkości
- koła przednie 200 x 50
- koła tylne 24 x 13/8", pełne z możliwością szybkiego demontażu
- kolor ramy srebrny

OPCJE:

- ciągi Hemi
- podnówek z regulacją kąta do wyprostowania nogi
- przedłużenie pleców
- zagłówki
- pas bezpieczeństwa
- stolik
- śpiwór
- hamulec bębnowy

Szerokość siedziska (cm)	38 40 43 46 48 51
Szerokość wózka (cm)	56 58 61 64 66 69
Szerokość po złożeniu (cm)	28
Głębokość siedziska (cm)	40 - 43
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	47 - 51/44 - 49
Wysokość wózka (cm)	96
Wysokość oparcia (cm)	42

Wysokość podłokietników (cm)	21,5
Długość z podnóżkiem (cm)	104
Tylne koło średnica	22"/24"
Minimalna waga wózka (kg)*	17,5
Maksymalna waga użytkownika (kg)	130

* W zależności od wybranych opcji

DODATKI

budget i format



Przedłużenie pleców
kod OD-259



Ciąg jednostrony
kod CG-870



Podnóżki z regulacją kąta
kod 92



Zaglówek
kod OD-12



Stopień podnóżka
jednoczęściowy kod SP-4



Śpiwór
kod 3075902



Peloty
kod OD-5



Siedzisko z klinem
kod DK-2



Stolik
kod DW-7



FELIZ

wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich



nr katalogowy: **VCWK9AL**



CECHY PRODUKTU:

- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak)
- miękkie nylonowe siedzisko i oparcie
- miękka, gąbkowa poduszka
- uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją długości
- podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy
- uchylne i demontowalne podłokietniki
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem
- koła przednie bezobsługowe, rozmiar 200x50
- koła tylne pompowane lub pełne wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- aluminiowe ciągi
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna)
- kółka antywrotne

Rozmiar	16"	18"	20"
Szerokość siedziska (cm)	40	45	50
Głębokość siedziska (cm)	40	40	40
Wysokość wózka (cm)	93	93	93
Szerokość wózka (cm)	58	63	68
Długość wózka (cm)	110	110	110
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	33	33	33
Waga wózka (kg)	16	16	16
Maksymalne obciążenie (kg)	140	140	140

CAMELEON

wózek inwalidzki wykonany
ze stopów lekkich



nr katalogowy: **VCWK9AC**

Cameleon Stab wózek inwalidzki specjalny,
nr katalogowy VCVK7AC



CECHY PRODUKTU:

- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- demontowalna tapicerka w kolorach: czarno-czerwonym lub czarno-niebieskim, wykonana z materiału absorbującego pot
- oparcie wykonane na bazie taśm Velcro umożliwiających regulację siły napięcia
- możliwość regulacji wysokości kół tylnych i przednich
- poduszka
- uchylne, demontowalne podłokietniki, możliwość regulacji wysokości oraz położenia w płaszczyźnie poziomej
- uchylne i demontowalne podnóżki
- możliwość regulacji środka ciężkości
- pas zabezpieczający pod łydki
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna)
- składane rączki hamulca ułatwiające przesiadanie
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- koła tylne wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- koła przednie pełne, rozmiar 200x45
- tylna kieszonka
- kółka antywrotne

Rozmiar	16"	18"	20"
Szerokość siedziska (cm)	40	45	50
Głębokość siedziska (cm)	40,5	40,5	40,5
Wysokość wózka (cm)	96	96	96
Szerokość wózka (cm)	59	64	70
Długość wózka (cm)	101,5	101,5	101,5
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	37	37	37
Waga wózka (kg)	16	16	16
Maksymalne obciążenie (kg)	125	125	125

TITANUM

wózek inwalidzki wykonany
ze stopów lekkich



nr katalogowy: **VCWK9AT**

Titanum Stab wózek inwalidzki specjalny,
nr katalogowy VCWK7AT



stab



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- tapicerka czarna nylonowa
- uchylne, demontowalne podnóżki z regulacją długości
- regulacja kąta nachylenia platformy podnóżka
- podnóżki wyposażone w zapiętki
- możliwość zmiany środka ciężkości (balansu) oraz wysokości siedziska
- możliwość zmiany ustawienia kąta siedziska
- zabezpieczający pas biodrowy
- pas zabezpieczający pod łydki
- uchylne i demontowalne podłokietniki ułatwiające przesiadanie
- składane ręczki hamulca ułatwiające przesiadanie
- hamulec z regulacją siły docisku
- możliwość zmiany wysokości kół przednich i tylnych oraz regulacji głowicy widelca koła przedniego
- koła tylne wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- możliwość wyboru tylnych kół pompowanych lub pełnych
- koła przednie pełne, rozmiar 8"
- elementy odblaskowe na kołach tylnych
- kółka antywywrotne

Rozmiar	16"	17"	18"	20"
Szerokość siedziska (cm)	40	43	45	51
Głębokość siedziska (cm)	40	40	40	40
Wysokość wózka (cm)	96	96	96	96
Szerokość wózka (cm)	62,5	65	67,6	70,1
Długość wózka (cm)	102	102	102	102
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	31	31	31	31
Waga wózka (kg)	16	16	16	16
Maksymalne obciążenie (kg)	125	125	125	125

EUROCHAIR2

wózek inwalidzki wykonany
ze stopów lekkich

CE & MEYRA®

model: **2.850**

model: **2.850** wersja Hemi

EUROCHAIR2 wózek inwalidzki specjalny,
model 2.850 wersja Stab



stab

CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama (podwójny krzyżak)
- 6 szerokości siedziska 38 - 50 cm
- boczek odchylany, zdejmowany z podłokietnikiem regulowanym na wysokość (21-26 cm) i głębokości
- regulowana wysokość oparcia
- koła przednie pełne 180 mm
- koła tylne 24 x 1 3/8 pełne lub pompowane
- ciągi aluminiowe
- podnóżek zdejmowany, odchylany, stopień podnóżka dzielony z regulacją kąta
- jednostronne pasy podudzia
- poduszka 5 cm
- kółka antywywrotne z regulacją wysokości
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem
- uchwyt na kule
- odbłaski
- kolor srebrny lub granatowy

OPCJE:

- ciągi Hemi
- hamulec bębnowy
- przedłużone oparcie pleców
- zagłówki
- stolik
- podnóżek z ręczną regulacją kąta
- stopień podnóżka jednoczęściowy
- boczek aktywny z laminatu lub aluminium
- koła tyne wyskociśnieniowe 24x1"
- pas 4-punktowy

Szerokość siedziska (cm)	38 40 43 46 48 50 53
Głębokość siedziska (cm)	40 43 46
Wysokość oparcia pleców (cm)	40 42 44
Wysokość siedziska (cm)	47 lub 52
Wysokość wózka (cm)	94
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 20 cm

Szerokość wózka po złożeniu (cm)	28
Długość wózka z podnóżkami (cm)	105
Minimalna waga wózka* (kg)	17,5
Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
* w zależności od wybranych opcji	

EUROCHAIR2 PRO

wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich

CE & MEYRA®

model: **2.850**

model: **2.850** wersja Hemi

EUROCHAIR2 PRO wózek inwalidzki specjalny,
model 2.850 wersja Stab



stab



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama (podwójny krzyżak)
- szerokość siedziska 38 - 53 cm
- głębokość siedziska 40 - 49 cm
- regulacja wysokości siedziska
- wysokość oparcia pleców 40 - 50 cm
- tapicerka oparcia siedziska z regulacją napiętości pasami
- boczek odchylany i wyjmowany z regulowanym na wysokość i głębokość podłokietnikiem
- podnóżki odchylane i zdejmowane
- stopień podnóżka dzielony z tworzywa, z regulacją kąta
- kółka przednie 100, 125, 142, 150, 180 i 200 mm
- poduszka siedziska
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem
- jednostronne pasy stopy
- wyjmowane kółka antywywrotne

Szerokość siedziska (cm) 38 40 43 46 48 50 53

Głębokość siedziska (cm) 40 43 46 49

Wysokość oparcia pleców (cm) 40 42 44 46 48 50

Wysokość siedziska (cm) 39 - 56 / 39 - 52

Wysokość wózka (cm) 79 - 105

Szerokość wózka (cm) szerokość siedziska + 20 cm

Szerokość wózka po złożeniu (cm) 31

Długość wózka z podnóżkami (cm) 105

Minimalna waga wózka* (kg) 175

Maksymalna waga użytkownika (kg) 130

* w zależności od wybranych opcji

DODATKI

eurochair2 i eurochair2 pro



Przedłużenie pleców
kod OD-259



Ciąg jednostrony
kod CG-870



Podnóżki z regulacją kąta
kod 92



Zagłówek
kod OD-12



Stopień podnóżka
jednoczęściowy kod SP-4



Boczek aktywny
kod OBM-11



Składana poduszka
kod SD-7



Stolik
kod DW-7



Siedzisko z klinem
kod DK-2



Kamizelka stabilizacji
kod OD - 6



Pas piersiowy
kod OD - 8



Pasy odwodzące nogi
kod DK-1

ACTIVE SPORT

wózek inwalidzki wykonany
ze stopów lekkich



nr katalogowy: **VCWK9AS**



CECHY PRODUKTU:

- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- demontowalna nylonowa tapicerka w kolorze czarnym
- oparcie wykonane na bazie taśm Velcro® umożliwiających regulację głębokości
- łamane oparcie
- gofrowana poduszka przeciwdleżynowa
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- regulacja wysokości podłokietników
- osłony boczne
- uchylne i demontowalne podnóżki wyposażone w pasy stopy
- regulacja długości podnóżków
- regulacja wysokości siedziska i kąta oparcia
- tylne kółka antywywrotne z regulacją wysokości
- przednie koła pełne, rozmiar 6"
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24
- możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia kół tylnych
- możliwość zmiany ustawienia wysokości osi kół przednich i tylnych
- elementy odbłaskowe na tylnej części ramy
- hamulce wałkowe z regulacją siły docisku
- aluminiowe ciągi
- nowoczesna konstrukcja i ciekawy design
- kolor ramy: srebrny, niebieski

Rozmiar	16"	17"
Szerokość siedziska (cm)	41	46
Głębokość siedziska (cm)	39,5	39,5
Wysokość wózka (cm)	92	92
Szerokość wózka (cm)	64,5	69,5
Długość wózka (cm)	100	100
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	33	33
Waga wózka (kg)	15	15,5
Maksymalne obciążenie (kg)	115	115

ACTIVE SPORT LIGHT

wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich



nr katalogowy: **VCWK9ASL**



CECHY PRODUKTU:

- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- tapicerka wykonana z nylonu w kolorze czarnym
- regulacja wysokości podłokietników
- uchylne i demontowalne podnóżki
- regulacja długości podnóżków
- regulacja wysokości siedziska i kąta oparcia
- przednie koła pełne, rozmiar 6"
- koła tylne pompowane lub PU wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia kół tylnych
- hamulce wałkowe z regulacją siły docisku
- aluminiowe ciągi
- kolor ramy: srebrny, niebieski
- dostępna wersja z wyposażeniem dodatkowym: poduszka, kółka antywywrotne, pas biodrowy, pas łydkowy

Rozmiar	15"	16"	17"	18"
Szerokość siedziska (cm)	38	40	43	46
Głębokość siedziska (cm)	39,5	39,5	39,5	39,5
Wysokość wózka (cm)	91,5	91,5	91,5	91,5
Szerokość wózka (cm)	61	63	66	69
Długość wózka (cm)	96	96	96	96
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	31,5	31,5	31,5	31,5
Waga wózka (kg)	11,8	11,8	11,8	11,8
Maksymalne obciążenie (kg)	115	115	115	115

EUROCHAIR

wózek inwalidzki wykonany
ze stopów lekkich

CE & MEYRA®

model: **1.750**

model: **1.750** wersja Hemi

model: **1.750** wersja Light

model: **1.750** wersja Stab



stab



CECHY PRODUKTU:

- składana rama o wadze 7,5kg z podwójnym krzyżakiem, wykonana z wysokiej jakości materiałów
- regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie
- modułowa budowa wózka
- szerokość siedziska 38, 40, 43, 46, 48, 50, 53 cm
- redukcja wagi poprzez zastosowanie aluminiowego krzyżaka oraz boczaków
- idealny do użytku indywidualnego oraz w większych ośrodkach
- regulacja wysokości siedziska 43-51cm, bez konieczności wymiany części
- regulacja głębokości siedziska 40-46cm, bez wymiany elementów siedziska
- regulacja wysokości oparcia 40 lub 42cm, bez wymiany elementów wózka
- tapicerka pleców z regulacją napiętości pasami
- adaptery wysokości podłokietników
- regulacja podłokietników na głębokość
- aktywne boczki, super lekkie koła tylne z ogumieniem wysokociśnieniowym oraz kółka przednie z aluminiową felgą w wersji light wózka o wadze do 12 kg

CECHY PRODUKTU:

- rączki z regulacją wysokości
- regulacja kąta oparcia do 10° na rurkach oparcia
- przedłużone dźwignie hamulców
- kółka podporowe
- kółka transportowe do pokonywania wąskich przejazdów
- stolik terapeutyczny
- uchwyt na kule

Szerokość siedziska (cm)	38 40 43 46 48 50 53
Głębokość siedziska (cm)	40 43 46
Wysokość oparcia pleców (cm)	40 42
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	43-51/43-53
Wysokość wózka (cm)	96
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 18 cm
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	28
Długość wózka z podnóżkami (cm)	100
Minimalna waga wózka* (kg)	12
Maksymalna waga użytkownika (kg)	130

* w zależności od wybranych opcji

EUROCHAIR2 XXL

wózek inwalidzki wykonany
ze stopów lekkich



model: **2.850**

Eurochair2 XXL wózek inwalidzki specjalny,
model 2.850, wersja Stab



CECHY PRODUKTU:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- szerokość siedziska 48, 50, 53, 58 i 65 cm
- głębokość siedziska 43, 46 i 49 cm
- kółka przednie 142, 180 i 200 mm
- wzmocnione koła tylne 24" z ogumieniem pełnym
- oparcie pleców do 50 cm z regulowaną pasami tapicerką
- odchylany i wyjmowany boczek z regulowanym na wysokość i głębokość podłokietnikiem
- jednostronne pasy stopy
- podnóżki wyjmowane
- stopień podnóżka dzielony z tworzywa
- kółka antywywrotne wyjmowane

OPCJE:

- hamulec jednostronny
- hamulec dla opiekuna
- podnóżek z regulacją kąta
- stopień podnóżka jednoczęściowy
- podnóżki dla amputantów

Szerokość siedziska (cm)	48 50 53 58 65
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 20 cm
Szerokość po złożeniu (cm)	31
Głębokość siedziska (cm)	43 46 49
Wysokość siedziska (cm)	46 - 52
Wysokość wózka (cm)	93

Wysokość oparcia (cm)	40 42 44 46 48 50
Wysokość podłokietników (cm)	21 - 26
Długość z podnóżkiem (cm)	107
Minimalna waga wózka (kg)*	19
Maksymalna waga użytkownika (kg)	160/200

* w zależności od wybranych opcji

DODATKI

eurochair2 XXL



Przedłużenie pleców
kod OD-259



Ciąg jednostrony
kod CG-870



Podnóżki z regulacją kąta
kod 92



Zagłówek
kod OD-12



Peloty
kod OD-5



Podnóżki dla amputantów
kod 52



Adapter do widelca Hemi
kod 4906



Sztanga
kod 814



Kamizelka stabilizacji
kod OD - 6



Boczek
kod 577



Boczek
kod 70



Boczek
kod 107



AVANTI

wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich

CE & MEYRA®

model: **1.736**

model: **1.736** wersja Hemi

model: **1.736** wersja Junior

Avanti wózek inwalidzki specjalny,
model 1.736, wersja Stab



stab



CECHY PRODUKTU:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- oparcie z regulacją napiętości pasami
- regulacja wysokości i kąta siedziska
- poduszka na siedzisku 3 cm, 5 cm
- możliwość regulacji środka ciężkości
- boczki aktywne
- koła przednie pełne lub pompowane, rozmiar do wyboru
- koła tylne pełne lub pompowane, rozmiar do wyboru
- podnóżki uchylne, zdejmowane z możliwością regulacji długości podudzia
- pas podudzia
- hamulce dociskowe
- ciągi aluminiowe lub stalowe

OPCJE:

- możliwość regulacji kąta nachylenia kół tylnych (montaż kamber)
- podwójny ciąg
- hamulec jednostronny lub bębnowy
- zagłówek
- pas bezpieczeństwa
- uchwyt na kule, laskę
- kółka antywywrotne

	Rama krótka	Rama średnia	Rama długa XXL		
Szerokość siedziska (cm)	30 - 36	36 - 58	36 - 58	Tylne koło średnica	22"- 24"
Szerokość wózka (cm)		Szerokość siedziska + 20 cm		Minimalna waga wózka (kg)*	12/13/14
Szerokość po złożeniu (cm)	28			Maksymalna waga użytkownika (kg)	75/135/160
Głębokość siedziska (cm)	33 - 38	35 - 46	48 - 53	*W zależności od wybranych opcji.	
Wysokość siedziska przód (cm)	37 - 50	38 - 56	38 - 56		
Wysokość siedziska tył (cm)	37 - 47	37 - 52	37 - 52		
Wysokość wózka (cm)		Wysokość siedziska tył + wysokość oparcia			
Wysokość oparcia (cm)	34 - 40	34 - 50	34 - 50		
Wysokość podłokietników (cm)	16,5 - 24	20 - 29	20 - 29		
Długość z podnóżkiem/bez (cm)	88/66	104/77	112/85		

AVANTI PRO

wózek inwalidzki wykonany
ze stopów lekkich

CE & MEYRA®

model: **1.736**

model: **1.736** wersja Hemi

model: **1.736** wersja Junior

Avanti PRO wózek inwalidzki specjalny,
model 1.736, wersja Stab



stab



CECHY PRODUKTU:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- oparcie z regulacją napiętości pasami
- regulacja wysokości i kąta siedziska
- poduszka na siedzisku 3 cm, 5 cm
- możliwość regulacji środka ciężkości
- boczek aktywny
- koła przednie pełne lub pompowne rozmiar do wyboru
- koła tylne pełne lub pompowane rozmiar do wyboru
- podnóżek jednoczęściowy, stały z możliwością regulacji długości podudzia
- pas podudzia
- hamulce dociskowe
- ciągi aluminiowe lub stalowe

OPCJE:

- możliwość regulacji kąta nachylenia kół tylnych (montaż kamber)
- podwójny ciąg
- hamulec jednostronny lub bębnowy
- zagłówek
- pas bezpieczeństwa
- uchwyt na kule, laskę
- kółka antywywrotne

	Rama standard	Rama XXL
Szerokość siedziska (cm)	36 - 58	36 - 58
Szerokość wózka (cm)	Szerokość siedziska +19 cm	
Szerokość po złożeniu (cm)	28	
Głębokość siedziska (cm)	35 - 43	46 - 50
Wysokość siedziska przód (cm)	44 - 52/42 - 52	44 - 52/42 - 52
Wysokość siedziska tył (cm)	92	92
Wysokość wózka (cm)	34 - 44	34 - 44
Wysokość oparcia (cm)	20 - 29	20 - 29
Wysokość podłokietników (cm)	87 - 96	92,5 - 101,5

Tylne koło średnica	24"
Kąt nachylenia siedziska	0° - 10°
Minimalna waga wózka* (kg)	11
Maksymalna waga użytkownika (kg)	135

*W zależności od wybranych opcji.

DODATKI

avanti / avanti pro



Boczek
kod 21



Boczek aktywny
kod 100



Boczek aktywny
z podłokietnikiem kod 52



Boczek ze średnim
podłokietnikiem kod 81



Długie ręczki do pchania
kod 410



Krótkie ręczki do pchania
kod 413



Podnóżek standardowy
dzielony kod 798



Podnóżki z regulacją kąta
kod 92



Boczek
kod 107



Stopień podnóżka
jednoczęściowy kod 54



Sztanga składana
z wózkiem kod 238



Hamulec
kod 651

SMART F

wózek inwalidzki wykonany
ze stopów lekkich

CE & MEYRA®

model: **2.360**

model: **2.360** wersja Hemi

model: **2.360** wersja Junior



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- przednia część ramy z lub bez przewężenia
- podnóżek zintegrowany z ramą wózka
- 3 długości ramy
- oparcie z regulacją napiętości pasami
- poduszka siedziska
- do wyboru rozmiar i rodzaj kółek przednich
- szeroka gama kół tylnych na szybkozłączce
- regulacja środka ciężkości
- regulacja kąta i wysokości siedziska
- kamber 0,5° lub 3°
- ciągi aluminiowe lub stalowe
- hamulce dociskowe pionowe lub poziome
- boczki aktywny
- jednoczęściowy stopień podnóżka
- pas podudzia
- możliwość wyboru koloru ramy oraz tapicerki

OPCJE:

- tapicerka oddychająca na oparciu pleców oraz poduszcze siedziska
- różne rodzaje rączek do pchania wózka
- możliwość ciągów dla Tetra- i Para- plegików
- liczne elementy stabilizujące: zagłówek, pas i kamizelka
- elementy odwodzenia nóg: pasy, klin
- kółka antywywrotne
- osłony na szprychy
- śpiwór
- plecak

Szerokość siedziska (cm)	32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52	Waga użytkownika (kg)	do 150
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 18 cm (kamber 0° i odległość ciągu od koła 15 mm)	Waga wózka z kołami* (kg)	od 9,5
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	28 z 0° kamberem oraz 33 z 3° kątem nachylenia kół	Waga wózka (bez kół)* (kg)	od 7,4
Głębokość siedziska (cm)	38 40 42 44 46 48 50	Koła tylne	24" 25" 26"
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	44 - 53 / 40 - 53	*W zależności od wybranych opcji.	
Wysokość wózka (cm)	wysokość siedziska tył + wysokość oparcia		
Wysokość oparcia (cm)	25 30 35 40 45 50 (+ możliwość podwyższenia o 2,5 cm)		
Wysokość podłokietników (cm)	15 - 29 (w zależności od montażu koła tylnego)		
Długość wózka (cm)	88 - 103 (w zależności od wersji ramy, rozmiaru kół tylnych oraz ustawienia środka ciężkości)		

SMART S

wózek inwalidzki wykonany
ze stopów lekkich

CE & MEYRA®

model: **2.360**

model: **2.360** wersja Hemi

model: **2.360** wersja Junior



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- podnóżek odchylany i zdejmowany
- przednia część ramy prosta
- 3 długości ramy
- oparcie z regulacją napiętości pasami
- poduszka siedziska
- do wyboru rozmiar i rodzaj kółek przednich
- szeroka gama kół tylnych na szybkozłączce
- regulacja środka ciężkości
- regulacja kąta i wysokości siedziska
- kamber 0,5° lub 3°
- ciągi aluminiowe lub stalowe
- hamulce dociskowe pionowe lub poziome
- boczki aktywne
- pas podudzia
- możliwość wyboru koloru ramy oraz tapicerki

OPCJE:

- tapicerka oddychająca na oparciu pleców oraz poduszce siedziska
- różne rodzaje rączek do pchania wózka
- możliwość wyboru boczaków
- możliwość ciągów dla Tetra- i Para- plegików
- liczne elementy stabilizujące: zagłówek, pas i kamizelka
- elementy odwodzenia nóg: pasy, klin
- kółka antywywrotne
- osłony na szprychy
- śpiwór
- plecak

Szerokość siedziska (cm)	32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52	Waga użytkownika (kg)	do 150
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 18 cm (kamber 0° i odległość ciągu od koła 15 mm)	Waga wózka z kołami* (kg)	od 10,5
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	28 z 0° kamberem, 33 z 3° kątem nachylenia kół	Waga wózka (bez kół)* (kg)	od 6,5
Głębokość siedziska (cm)	38 40 42 44 46 48 50	Koła tylne	22" 24" 25" 26"
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	40 - 54 / 37 - 53	*W zależności od wybranych opcji.	
Wysokość wózka (cm)	wysokość siedziska + wysokość oparcia		
Wysokość oparcia (cm)	25 30 35 40 45 50 (+ możliwość podwyższenia o 2,5 cm)		
Wysokość podłokietników (cm)	17 - 24,5 (w zależności od montażu koła tylnego)		
Długość wózka (cm)	88 - 103 (w zależności od wersji ramy, rozmiaru kół tylnych oraz ustawienia środka ciężkości)		

DODATKI

smart F / smart S



Boczek
kod 81



Boczek aktywny
kod 100



Boczek aktywny
z podłokietnikiem kod 52



Długie ręczki do pchania
kod 410



Hamulec motylkowy
kod 595



Lekka osłona ze stopu
magnezu kod 302



Rączki z regulacją wysokości
kod 502



Stopień podnóżka
kod 312



Podnóżek dzielony
i odchylany kod 93



Stopień podnóżka
kod 315



Szersze nadkole
kod 98



Siedzisko z klinem
kod DK-2

NANO

wózek inwalidzki wykonany
ze stopów lekkich

CE MEYRA®

model: **1.155**

model: **1.155** wersja Junior



CECHY PRODUKTU:

- wózek na stałej, otwartej ramie wykonanej z wytrzymałego aluminium wykorzystywanego w przemyśle wojskowym
- szerokość siedziska 30 - 50 cm
- głębokość siedziska 38 - 50 cm
- wysokość oparcia pleców 25 - 45 cm
- możliwość regulacji wysokości siedziska: przód 45 - 53 cm; tył: 36 - 51 cm
- różnica między przednią, a tylną wysokością siedziska do 10 cm (kąt siedziska do 13° w zależności od długości ramy)
- płynna regulacja środka ciężkości
- boczek aktywny, aluminiowy stały lub wyjmowany
- regulowany na wysokość, głębokość oraz kątowno
- jednoczęściowy stopień podnóżka wykonany z wytrzymałej i lekkiej płyty aluminiowej
- kółka przednie 4", 5" i 5,5"
- w wersji standardowej wózka oparcie z lub bez rączek do pchania wózka

OPCJE:

- elementy stabilizacji (peloty, pasy piersiowe, kamizelki oraz zagłówki)
- regulowane na wysokość rączki do pchania wózka
- szeroka gama kolorystyczna oraz modeli zarówno kółek przednich oraz kół tylnych
- bardzo bogata paleta kolorystyczna ram oraz tapicerek
- stopień podnóżka jednoczęściowy z oświetleniem drogowym LED
- kółka antywywrotne oraz wąsy tylnie

Szerokość siedziska (cm)	30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 17 cm
Głębokość siedziska (cm)	38 40 42 44 46 48 50
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	45 - 53 / 36 - 51
Wysokość oparcia (cm)	25 30 35 40 45 (z możliwością regulacji +/-1,5 cm)
Wysokość wózka (cm)	wysokość siedziska tył + wysokość oparcia
Długość wózka* (cm)	72 - 92

Kąt nachylenia siedziska	0° 15°
Koła tylne	24"/25"/26"
Koła przednie	4"/5"/5,5"
Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
Minimalna waga wózka bez kół* (kg)	6,5
Minimalna waga wózka z kołami* (kg)	9,5

* W zależności od wybranych opcji

NANO C

wózek inwalidzki wykonany
ze stopów lekkich

CE & MEYRA®

model: **1.158**

model: **1.158** wersja Junior



CECHY PRODUKTU:

- wózek na stałej, jednoczęściowej ramie wykonanej z carbonu
- przednia rama zwężana
- kąt ramy przedniej 100°
- szerokość siedziska: 38, 40, 42, 44 cm
- głębokość siedziska: 38 - 46 cm, co 2 cm
- wysokość oparcia pleców: 25, 30, 35, 40 cm
- regulacja kąta oparcia -5° do 10°; skokowo co 5°
- przednia wysokość siedziska już od 45 cm
- tylna wysokość siedziska od 36 cm
- różnica pomiędzy przednią, a tylną wysokością siedziska do 10 cm
- duży zakres regulacji środka ciężkości
- rama oparcia pleców wykonana z carbonu (rączki, barierka)
- oś kół tylnych, boczki oraz stopień podnóżka również wykonane z carbonu
- kolor ramy czarny z kolorowymi i odbijającymi światło akcentami dekoracyjne

OPCJE:

- szeroka gama kółek przednich z felgą carbonową lub aluminiową
- w ofercie wiele modeli kół tylnych 24", 25" oraz 26"
- różne rodzaje rączek do pchania wózka
- stopnie podnóżka aluminiowe
- kółka antywywrotne

Szerokość siedziska (cm)	38 40 42 44
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 16 cm
Głębokość siedziska (cm)	38 40 42 44 46
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	45 - 53 / 36 - 51
Wysokość oparcia (cm)	25 30 35 40 45 (z możliwością regulacji +/-1,5 cm)
Wysokość wózka (cm)	wysokość siedziska tył + wysokość oparcia
Długość z podnóżkiem* (cm)	80 - 98,2

Koła tylne	24"/25"/26"
Koła przednie	4"/5"/5,5"
Maksymalna waga użytkownika (kg)	100
Minimalna waga wózka z kołami (kg)*	7,5
Minimalna waga wózka bez kół (kg)*	5
* W zależności od wybranych opcji	

NANO X

wózek inwalidzki wykonany
ze stopów lekkich

CE MEYRA®

model: **1.156**

model: **1.156** wersja Junior



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- szerokość siedziska 32 - 48 cm
- głębokość siedziska 38 - 50 cm
- wysokość oparcia 25 - 45 cm
- możliwość regulacji wysokości siedziska: przód 45 - 53 cm, tył: 36 - 51 cm
- różnica między przednią, a tylną wysokością siedziska do 10 cm (kąt siedziska do 13° w zależności od długości ramy)
- płynna regulacja środka ciężkości
- boczek aktywny, aluminiowy stały lub wyjmowany
- regulowany na wysokość, głębokość oraz kątowno jednoczęściowy stopień podnóżka wykonany z wytrzymałej, lekkiej płyty aluminiowej
- kółka przednie 4", 5" lub 5,5"
- w wersji standardowej wózka oparcie z lub bez rączek do pchania wózka

OPCJE:

- elementy stabilizacji (peloty, pasy piersiowe, kamizelki oraz zagłówki)
- regulowane na wysokość rączki do pchania wózka
- szeroka gama kolorystyczna oraz modeli zarówno kółek przednich oraz kół tylnych
- bardzo bogata paleta kolorystyczna ram oraz tapicerek
- stopień podnóżka jednoczęściowy z oświetleniem drogowym LED
- kółka antywywrotne oraz wąsy tylne

Szerokość siedziska (cm)	32 34 36 38 40 42 44 46 48
Głębokość siedziska (cm)	38 40 42 44 46 48 50
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	45 - 53/36 - 51
Wysokość oparcia (cm)	25 30 35 40 45 (z możliwością regulacji +/-1,5 cm)
Wysokość wózka (cm)	wysokość siedziska tył + wysokość oparcia
Długość podudzia (cm)	36 - 48
Długość wózka (cm)*	72 - 92

Koła tylne	24"/25"/26"
Koła przednie	4"/5"/5,5"
Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
Minimalna waga wózka bez kół (kg)*	6,5
Minimalna waga wózka z kołami (kg)*	9
* W zależności od wybranych opcji	

WSKAZANIA:

Basic, Basic Stab, Basic Plus, Basic Stab Plus, Solid Plus, Solid Plus Stab, Forte Plus, Feliz, Cameleon, Camelon Stab, Titanum, Titanum Stab, Active Sport, Active Sport Light

Wózek inwalidzki służy do indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych. Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

WSKAZANIA/PRZECIWWSKAZANIA

Budget, Format, Smart F, Smart S, Nano, Nano C, Nano X, Nano S, Fuse R

W przypadku wystąpienia podczas używania wózka inwalidzkiego reakcji alergicznych, zaczerwienienia skóry lub/i odleżyn należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Aby uniknąć alergii wskutek kontaktu z wózkiem inwalidzkim, zalecamy jego używanie tylko w ubraniu. Wózek inwalidzki służy jako środek pomocniczy osobom mającym duże trudności z chodzeniem lub niezdolnym do samodzielnego poruszania się wskutek np.: paraliżu, uszkodzenia lub deformacji kończyn, utraty kończyn, uszkodzenia lub usztywnienia stawów, innych chorób (znaczne lub całkowite ograniczenie mobilności/zdolności chodzenia przy strukturalnych lub/i funkcjonalnych uszkodzeniach kończyn dolnych, np. wskutek amputacji, odniesionych obrażeń, zaburzeń ruchu na podłożu mięśniowo-szkieletowym lub neuronalno-mięśniowo-szkieletowym itd.). Wózka inwalidzkiego nie wolno używać w przypadku niezdolności utrzymania pozycji siedzącej. Wózka inwalidzkiego nie wolno używać bez osoby towarzyszącej w poniższych przypadkach: zaburzenia równowagi, zaburzenia percepcji, znaczny brak kończyn w obu ramionach, usztywnienie/uszkodzenie stawów w obu ramionach, niewystarczająca zdolność widzenia lub jej brak.

Eurochair2, Eurochair2 Pro, Eurochair2 XXL, Avanti, Avanti Pro,

W przypadku wystąpienia podczas używania wózka inwalidzkiego reakcji alergicznych, zaczerwienienia skóry lub/i odleżyn należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Aby uniknąć alergii wskutek kontaktu z wózkiem inwalidzkim, zalecamy jego używanie tylko w ubraniu. Wózek inwalidzki służy m.in. jako środek pomocniczy osobom mającym duże trudności z chodzeniem lub niezdolnym do samodzielnego poruszania się wskutek np. paraliżu, uszkodzenia lub deformacji kończyn, utraty kończyn, uszkodzenia lub usztywnienia stawów oraz innych chorób. (Znaczne lub całkowite ograniczenie mobilności/zdolności chodzenia przy strukturalnych lub/i funkcjonalnych uszkodzeniach kończyn dolnych (np. wskutek amputacji, odniesionych obrażeń, zaburzeń ruchu na podłożu mięśniowo-szkieletowym lub neuronalno-mięśniowo-szkieletowym itd.)). Wózka inwalidzkiego nie wolno stosować bez osoby towarzyszącej w przypadku występowania silnych zaburzeń równowagi, zaburzeń percepcji, znacznego braku kończyn w obu ramionach, usztywnienia/uszkodzenia stawów w obu ramionach, niewystarczającej zdolności widzenia lub jej braku oraz niemożności utrzymania pozycji siedzącej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat powyższych i innych zagrożeń związanych z niniejszym produktem, prosimy zwrócić się do lekarza, terapeuty lub specjalistycznego sprzedawcy.



RECLINER

wózek inwalidzki specjalny



nr katalogowy: **VCWK703**



CECHY PRODUKTU:

- wózek typu recliner z możliwością odchylania oparcia od pozycji siedzącej do leżącej
- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżowej (podwójny krzyżak)
- siedzisko w kolorze czarnym wykonane z nylonu, wyposażone w miękką, grubą poduszkę
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- demontowalne podnóżki z wyściełanym podparciem tydek, uchylne z regulacją kąta nachylenia
- demontowalne podłokietniki
- demontowalna górna część wózka wraz z zagłówkiem
- tylne kółka antywywrotne
- koła przednie pełne, rozmiar 200x45
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- ciągi aluminiowe
- hamulec wałkowy dla pacjenta
- stolik

Szerokość siedziska (cm)	41	46
Szerokość wózka (cm)	70,5	70
Głębokość siedziska (cm)	46	46
Wysokość wózka (cm)	122	122
Wysokość wózka bez górnej części oparcia (cm)	75	75
Wysokość oparcia (cm)	40	40
Długość wózka (cm)	130-175	130-175
Waga wózka (kg)	23	23
Maksymalne obciążenie (kg)	100	100

RECLINER EXTRA

wózek inwalidzki
specjalny



nr katalogowy: **VCWK702**



CECHY PRODUKTU:

- wózek typu recliner z możliwością odchylania oparcia od pozycji siedzącej do leżącej
- rama aluminiowa o konstrukcji krzyżowej (podwójny krzyżak)
- siedzisko w kolorze czarnym wykonane z nylonu, wyposażone w grubą, miękką poduszkę
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- uchylnie i demontowalne podnóżki wyposażone w możliwość płynnej regulacji kąta zgięcia, długości oraz wsparcie podudzi
- demontowalne, uchylnie podłokietniki, z możliwością regulacji wysokości
- demontowalna górna część wózka wraz z zagłówkiem
- tylne kółka antywywrotne z regulacją wysokości
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- koła przednie pełne, rozmiar 8"
- cięgi aluminiowe
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna)
- wyposażony w klocki hamulcowe
- tylna barierka stabilizująca wózek
- pompka

Szerokość siedziska (cm)	46
Głębokość siedziska (cm)	45
Wysokość wózka (cm)	133,5
Szerokość wózka (cm)	68,5
Długość wózka (cm)	120
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	36
Waga wózka (kg)	27
Maksymalne obciążenie (kg)	120

EUROCHAIR2 POLARO

wózek inwalidzki
specjalny

CE MEYRA®

model: 2.845



CECHY PRODUKTU:

- rama aluminiowa o konstrukcji krzyżowej (podwójny krzyżak)
- szerokość siedziska 43 i 48 cm z możliwością zwężenia o 5 cm poduszkami bocznymi
- głębokość siedziska: 43 i 46 cm
- koła tylne 24 "
- kółka przednie 142 i 180 mm
- oparcie pleców 50 cm z przedłużeniem o 30 cm
- tapicerka siedziska oraz oparcia pleców z regulacją napiętości pasami
- podnózek z regulacją kąta do wyprostowania nogi
- wyściełanie pod łydki
- wyjmowane kółka antywywrotne
- boczki z regulacją wysokości i głębokości podłokietnika
- pas bezpieczeństwa

Szerokość siedziska (cm)	43/48
Szerokość wózka (cm)	65/70
Głębokość siedziska (cm)	43/46
Wysokość wózka (cm)	105
Wysokość siedziska (cm)	44 - 52
Wysokość podłokietników (cm)	21 - 26

Szerokość po złożeniu (cm)	32
Długość z podnóżkiem/bez (cm)	109/88
Minimalna waga wózka* (kg)	175
Maksymalne obciążenie (kg)	130

* W zależności od wybranych opcji.

DODATKI

eurochair2 polaro



Boczek opcjonalny
kod 107



Oparcie
kod 26



Podnóżki z regulacją kąta
kod 92



Przedłużenie oparcia
pleców kod 259



Stopień podnóżka



Zagłówek
kod 913



Zagłówek
kod 4553

PREMIUM

wózek inwalidzki specjalny ze stopów lekkich



nr katalogowy: **VCWK9CP**



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- płynna regulacja kąta nachylenia oparcia poprzez zastosowanie siłowników gazowych do pozycji półleżącej (35°)
- demontowalny zagłówek z regulacją ustawienia położenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej
- skokowa regulacja ustawienia głębokości siedziska wraz z wydłużeniem tapicerki siedziska
- demontowalna nylonowa tapicerka oparcia w kolorze czarnym
- oparcie wykonane na bazie taśm Velcro umożliwiających regulację siły napięcia
- gruba (5 cm), miękka poduszka siedziska
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem
- uchylne i demontowalne podnóżki do wyboru: z możliwością regulacji kąta zgięcia i długości oraz wsparciem podudzi lub standardowe z regulacją długości i kąta nachylenia platformy pod stopy wraz z zapiekami
- możliwość zamiany ustawienia wysokości kół przednich i tylnych
- możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia kół tylnych
- uchylne do tyłu i demontowalne podłokietniki wykonane z tworzywa
- możliwość regulacji położenia podłokietników w płaszczyźnie poziomej i pionowej
- tylna barierka stabilizująca wózek przy rozkładaniu oparcia
- wzmocniony krzyżak powodujący większą sztywność wózka
- regulowany kąt ustawienia widelcy kół przednich
- tylne kółka antywywrotne z regulacją wysokości
- przednie koła pełne, rozmiar 8"
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- hamulce wałkowe z regulacją siły docisku
- aluminiowe ciągi

Szerokość siedziska (cm)	40 i 43	Wysokość siedziska z przodu (cm)	45 - 50
Głębokość siedziska (cm)	50	Wysokość siedziska z tyłu (cm)	40 - 50
Szerokość wózka złożonego/rozłożonego (cm)	36,4/61 i 65	Długość wózka (cm)	115,7
Wysokość wózka bez zagłówka (cm)	94	Waga wózka (kg)	23,3
Wysokość wózka z maksymalną wys. zagłówka (cm)	144	Maksymalne obciążenie (kg)	115

SOLERO LIGHT

wózek inwalidzki
specjalny

CE & MEYRA®

model: 9.072



CECHY PRODUKTU:

- stała rama
- siedzisko anatomiczne
- płynna regulacja kąta oparcia 30°
- płynna regulacja kąta siedziska oraz podnóżków
- zdejmowana, wodoodporna tapicerka
- zagłówki z regulacją wysokości, długości i kąta pochylenia
- boczki wyjmowane z regulacją długości i wysokości
- podnóżek dzielony z regulacją długości i kąta ze stabilizacją tydek
- koła tylne pełne rozmiar 24 1³/₈"
- koła przednie pełne 20x5
- hamulce dociskowe
- kolor ramy srebrny

OPCJE:

- klin
- peloty
- stolik
- uchwyt na kule, laskę
- dostępny w wersji transportowej z kołami tylnymi 12"

Szerokość siedziska (cm)	43 - 46/48 - 51	Kąt nachylenia siedziska	-2° do -25°
Szerokość wózka (cm)	min. 62	Wysokość podłokietników (cm)	21 - 27
Głębokość siedziska (cm)	42 - 48	Długość z podnóżkiem/bez (cm)	118/91
Wysokość siedziska (z poduszką) (cm)	44 (52)	Tylne koła średnica	24"
Wysokość całkowita (cm)	104 - 118	Minimalna waga wózka (kg)*	38
Wysokość oparcia (cm)	53 - 56	Maksymalna waga użytkownika (kg)	130/150
Kąt oparcia	0° do +31°	* W zależności od wybranych opcji	

DODATKI

solero light



Peloty boczne
kod 4739



Podnózek
kod 92



Stopień podnóżka
kod 805



Sztanga do prowadzenia
kod 814



Zaglówek
kod 4553



Zaglówek
kod 4552

NETTI III

wózek inwalidzki
specjalny



nr katalogowy: **D20035**



CECHY PRODUKTU:

- przesuwana płyta siedziska
- 6 szerokości siedziska do wyboru: 35, 38, 40, 43, 45 i 50 cm
- skokowa regulacja głębokości siedziska co 2,5 cm w zakresie: 40 - 50 cm
- system napięcia oparcia pasami Velcro Back
- płynna regulacja kąta siedziska i oparcia
- komfortowa poduszka siedziska Netti UNO
- profilowana komfortowa poduszka oparcia Netti Smart
- do wyboru zagłówki płaski lub stabilizujący głowę
- tapicerka oddychająca 3D
- zdejmowane podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości
- komfortowy podnóżek z regulacją kąta i podparciem pod łydki

OPCJE:

- przedłużone oparcie do 60 cm
- poduszki oparcia Netti Smart, Netti Stabil i Netti Super Stabil
- hamulce bębnowe dla osoby prowadzącej
- możliwość zastosowania podłokietników typu HEMI
- bogata oferta podnóżków
- akcesoria stabilizujące, m.in.: klin, pasy, podpory boczne, kamizelki
- stoliki terapeutyczne
- dostosowanie do najbardziej wymagających pacjentów (stojak do kroplówki, podest do respiratora i aparatury tlenowej, podparcie dla kikuta amputowanej kończyny i inne)
- maksymalna szerokość siedziska do 75 cm i obciążenie aż do 200 kg
- system mocowań do transportu samochodowego testowany w crash testach (ISO 7176-19)
- możliwość zastosowania Netti Dynamic System
- możliwość zamontowania siłowników elektrycznych podnóżków, siedziska i oparcia
- możliwość podłączenia napędu elektrycznego typu E-Fix, Viamobil oraz E-Move

Szerokość siedziska (cm)	35, 38, 40, 43, 45, 50
Głębokość siedziska (cm)	40 - 50
Wysokość oparcia (cm)	50 - 60
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 22 cm
Rozmiar kół przednich (cm)	175 x 3,3
Rozmiar kół tylnych	24" x 1"
Kąt odchylenia oparcia	86° - 133°
Kąt nachylenia siedziska	-9° +16°
Waga wózka bez poduszki (kg)	36
Maksymalne obciążenie (kg)	145

NETTI 4U CE Z WYPOSAŻENIEM

CE  Netti®

nr katalogowy: **D63040**



CECHY PRODUKTU:

- ekonomiczny, komfortowy wózek inwalidzki ze zintegrowanym oparciem
- higieniczna tapicerka Easy Care łatwa do dezynfekcji
- nośność wózka do 135 kg
- szerokości siedziska do wyboru: 40, 45 i 50 cm
- skokowa regulacja głębokości siedziska co 2,5 cm w zakresie: 42,5 - 50 cm
- płynna regulacja kąta siedziska i oparcia
- komfortowa poduszka siedziska Netti UNO
- profilowana poduszka oparcia
- do wyboru zagłówki płaski lub stabilizujący głowę
- zdejmowane podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości
- komfortowy podnóżek z regulacją kąta i podparciem pod łydkę

OPCJE:

- hamulce bębnowe dla osoby prowadzącej
- akcesoria stabilizujące, m.in.: klin, pasy, podpory boczne
- stoliki terapeutyczne
- regulowany pałąk do pchania wózka
- możliwość podłączenia napędu elektrycznego typu E-Fix i E-Move
- system mocowań do transportu samochodowego testowany w Crash testach (ISO 7176-19)

Szerokość siedziska (cm)	40, 45, 50
Głębokość siedziska (cm)	42,5 - 50
Wysokość oparcia (cm)	50
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 18 cm
Rozmiar kół przednich (cm)	17,5 x 4,5
Rozmiar kół tylnych	24" x 1"
Kąt odchylenia oparcia względem siedziska	92° - 137°
Kąt nachylenia siedziska	-5° +20°
Waga wózka bez poduszki (kg)	28
Maksymalne obciążenie (kg)	135

NETTI 4U CE PLUS Z WYPOSAŻENIEM



nr katalogowy: **D64035**



CECHY PRODUKTU:

- najbardziej popularny wózek z rodziny Netti 4U
- nośność wózka do 135 kg
- 4 szerokości siedziska do wyboru: 35, 40, 45 i 50 cm
- skokowa regulacja głębokości siedziska co 2,5 cm w zakresie: 42,5 - 50 cm
- płynna regulacja kąta siedziska i oparcia
- komfortowa poduszka siedziska Netti UNO
- profilowana poduszka oparcia Netti UNO
- ręczki do pchania wózka regulowane na wysokość
- do wyboru zagłówek płaski lub stabilizujący głowę
- do wyboru tapicerka oddychająca 3D lub łatwowymywalna Easy Care
- zdejmowane podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości
- komfortowy podnóżek z regulacją kąta i podparciem pod łydki
- kolankowo składana dźwignia hamulca

OPCJE:

- przedłużone oparcie do 60 cm
- poduszki oparcia Netti Smart i Netti Stabil
- możliwość zastosowania podłokietników typu HEMI
- hamulce bębnowe dla osoby prowadzącej
- akcesoria stabilizujące, m.in.: klin, pasy, podpory boczne
- stoliki terapeutyczne
- system mocowań do transportu samochodowego testowany w crash testach (ISO 7176-19)
- możliwość podłączenia napędu elektrycznego tylnego typu Way

Szerokość siedziska (cm)	35, 40, 45, 50
Głębokość siedziska (cm)	42,5 - 50
Wysokość oparcia (cm)	50 - 60
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 18 cm
Rozmiar kół przednich (cm)	17,5 x 3,3
Rozmiar kół tylnych	24" x 1"
Kąt odchylenia oparcia względem siedziska	90° - 135°
Kąt nachylenia siedziska	-5° + 20°
Waga wózka bez poduszki (kg)	28,5
Maksymalne obciążenie (kg)	135

NETTI 4U CED Z WYPOSAŻENIEM

CE  Netti®

nr katalogowy: **D63040**



CECHY PRODUKTU:

- najbardziej zaawansowany wózek z rodziny Netti 4U
- nośność wózka do 160 kg
- 5 szerokości siedziska do wyboru: 35, 40, 43, 45 i 50 cm
- skokowa regulacja głębokości siedziska co 2,5 cm w zakresie: 42,5 - 50 cm
- możliwość zastosowania krótszej ramy siedziska w zakresie: 37,5-45 cm (wersja CEDS)
- płynna regulacja kąta siedziska i oparcia
- komfortowa poduszka siedziska Netti UNO
- profilowana poduszka oparcia Netti UNO
- ergonomiczny, regulowany pałak do pchania wózka
- do wyboru zagłówki płaski lub stabilizujący głowę
- do wyboru tapicerka oddychająca 3D lub łatwowymywalna Easy Care
- regulacja odległości kół tylnych od ramy co pozwala zmniejszyć szerokość całkowitą wózka
- odchylane podłokietniki

OPCJE:

- przedłużone oparcie do 60 cm
- poduszki oparcia Netti Smart i Netti Stabil
- hamulce bębnowe dla osoby prowadzącej
- akcesoria stabilizujące, m.in.: klin, pasy, podpory boczne
- stoliki terapeutyczne
- system mocowań do transportu samochodowego testowane w crashtestach (ISO 7176-19)
- możliwość zastosowania Netti Dynamic System
- możliwość podłączenia napędu elektrycznego typu E-Fix i Viamobil

Szerokość siedziska (cm)	35, 40, 43, 45, 50
Głębokość siedziska (cm)	42,5 - 50
Wysokość oparcia (cm)	50
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 18 cm
Rozmiar kół przednich (cm)	175 x 4,5
Rozmiar kół tylnych	24" x 1"
Kąt odchylenia oparcia względem siedziska	90°- 135°
Kąt nachylenia siedziska	-5° +20°
Waga wózka bez poduszki (kg)	29
Maksymalne obciążenie (kg)	160

WSKAZANIA:

Recliner, Recliner Extra, Premium

Wózek inwalidzki służy do indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych. Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

WSKAZANIA/PRZECIWWSKAZANIA:

Eurochair 2 Polaro, Solero Light

W przypadku wystąpienia podczas używania wielofunkcyjnego, wielopozycyjnego wózka inwalidzkiego reakcji alergicznych, zaczerwienienia skóry lub/i odleżyn należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Aby uniknąć alergii wskutek kontaktu z wielofunkcyjnym, wielopozycyjnym wózkiem inwalidzkim, zalecamy jego używanie tylko w ubraniu. Wielofunkcyjny, wielopozycyjny wózek inwalidzki służy pomocą osobom z zaburzeniami funkcjonalnymi lub psychicznymi, które nie mogą przez dłuższy czas przebywać w spionizowanej pozycji siedzącej w tradycyjnym wózku inwalidzkim, względnie muszą regularnie i często zmieniać pozycje ułożeniowe i przebywają przez dłuższy czas w wielofunkcyjnym, wielopozycyjnym wózku inwalidzkim wskutek m.in. niżej wymienionych zaburzeń: znaczne lub całkowite ograniczenie mobilności/zdolności chodzenia przy strukturalnych lub/i funkcjonalnych uszkodzeniach kończyn dolnych (np. wskutek amputacji, odniesionych obrażeń, zaburzeń ruchu na podłożu mięśniowo-szkieletowym lub neuronalno-mięśniowo-szkieletowym); zaburzenia przy utrzymywaniu pozycji siedzącej, stabilności podczas siedzenia lub/ i choroby układu krwionośnego (np. niedociśnienie ortostatyczne); znaczna lub całkowita utrata siły mięśniowej; w znacznym stopniu ograniczona stabilność ciała lub jej utrata, choroby neurologiczne, takie jak urazy czaszkowo-mózgowe, stwardnienie rozsiane (SM), stwardnienie zanikowe boczne (ALS), zaawansowana demencja; porażenie połowiczne, choroby geriatryczne, choroby reumatyczne oraz inne choroby neurologiczne i geriatryczne. Wielofunkcyjnego, wielopozycyjnego wózka inwalidzkiego nie wolno używać w przypadku niezdolności utrzymania pozycji siedzącej. Wielofunkcyjnego, wielopozycyjnego wózka inwalidzkiego nie wolno używać bez osoby towarzyszącej w poniższych przypadkach: zaburzenia równowagi, zaburzenia percepcji, znaczny brak kończyn w obu ramionach, usztywnienie/uszkodzenie stawów w obu ramionach, niewystarczająca zdolność widzenia lub jej brak, w przypadku osób, których postura ciała uniemożliwia optymalne dopasowanie wózka inwalidzkiego; w przypadku osób, u których mogłyby wystąpić problemy wskutek kąta nachylenia siedziska i spowodowanego tym zwiększenia natężenia przepływu krwi z żył kończyn dolnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat powyższych i innych zagrożeń związanych z niniejszym produktem, prosimy zwrócić się do lekarza, terapeuty lub specjalistycznego sprzedawcy.

WSKAZANIA

Netti III jest wielofunkcyjnym wózkiem inwalidzkim przeznaczonym dla osób z częściową lub całkowitą niepełnosprawnością ruchową i/lub umysłową. Zapewnia to środki, dzięki którym osoba niepełnosprawna, która wymaga możliwości zmiany pozycji siedzącej z aktywności na odpoczynek skorzysta z funkcji pochylania i odchylania. Jest przeznaczony dla użytkowników potrzebujących komfortu i ulgi. Połączenie system siedziska z ergonomicznym rozwiązaniem w konstrukcji ramy oferuje wiele możliwości adaptacji i regulacji. Niepełnosprawność może mieć wiele przyczyn. Netti III posiada regulację kąta nachylenia siedziska i oparcia, pozwala zatem na zmiany pozycji użytkownika, dla zwiększenia mobilności lub w celu korekty postawy (stabilizacji), kiedykolwiek jest to niezbędne ze względu na poniżej wymienione ograniczenia funkcjonowania niezależnie od przyczyn ich występowania: ograniczenie lub brak możliwości ruchowych, ograniczenie lub brak siły mięśni, ograniczenia zakresu ruchów, brak lub ograniczenie stabilności, porażenie połowiczne, zaburzenie reumatoidalne, urazy czaszkowo-mózgowe, amputacje, inne neurologiczne lub geriatryczne zaburzenia. **Netti 4U CE** to wielofunkcyjny wózek inwalidzki dla osób częściowo lub całkowicie unieruchomionych z niepełnosprawnością fizyczną i / lub umysłową. Niepełnosprawności te mogą mieć wiele przyczyn. Netti 4U CE ma regulowany kąt siedzenia i oparcia, co ułatwia zmianę pozycji, mobilizację lub korektę postawy, wszędzie tam, gdzie występują przeszkody funkcjonalne. ograniczona lub brak mobilności, ograniczona moc mięśni lub jej brak, ograniczony zasięg ruchu, brak lub ograniczona stabilność tułowia i ciała, hemiplegia, zaburzenia typu reumatycznego, urazy czaszkowo-mózgowe, amputacje, inne zaburzenia neurologiczne. **Netti 4U CE Plus** jest wielofunkcyjnym wózkiem inwalidzkim przeznaczonym dla osób z częściową lub całkowitą niepełnosprawnością ruchową i/lub umysłową. Niepełnosprawności te mogą mieć wielorakie podłoża. Netti 4U CE Plus posiada regulację kąta nachylenia siedziska i oparcia, pozwala zatem na zmiany pozycji użytkownika, dla zwiększenia mobilności lub w celu korekty postawy (stabilizacji), kiedykolwiek jest to niezbędne ze względu na poniżej wymienione ograniczenia funkcjonowania niezależnie od przyczyn ich występowania: ograniczenia lub brak możliwości ruchowych, ograniczenia lub brak siły mięśni, ograniczenia zakresu ruchów, brak lub ograniczenie stabilności, porażenie połowiczne, zaburzenia reumatoidalne, urazy czaszkowo-mózgowe, amputacje, inne zaburzenia neurologiczne. Netti 4U CED, CED S, CED XL to wielofunkcyjny wózek inwalidzki dla osób częściowo lub całkowicie unieruchomionych z niepełnosprawnością fizyczną i / lub umysłową. Niepełnosprawności te mogą mieć wiele przyczyn. **Netti 4U CED, CED, CED S, CED XL** ma regulowany kąt siedzenia i oparcia, co ułatwia zmianę pozycji, mobilizację lub korektę postawy, wszędzie tam, gdzie występują przeszkody funkcjonalne. ograniczona lub brak mobilności, ograniczona moc mięśni lub jej brak, ograniczony zasięg ruchu, brak lub ograniczona stabilność tułowia i ciała, hemiplegia, zaburzenia typu reumatycznego, urazy czaszkowo-mózgowe, amputacje, inne zaburzenia neurologiczne lub geriatryczne.



PRODUKTY DLA DZIECI

 **MDH**[®]
Part of MEYRA GROUP



UMBRELLA

wózek inwalidzki
specjalny dziecięcy



nr katalogowy: **DRVGOC**



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama ze wzmacniającymi elementami stalowymi
- tapicerka wykonana z tkaniny z certyfikatami jakości (OEKO-TEX, SGS)
- oparcie z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia
- przednie i tylne koła w dwóch wariantach
- możliwość blokowania kół przednich
- koła tylne z szybkozłączką i niezależnymi od siebie hamulcami
- klin abdukcyjny, barierka
- pasy 5-cio punktowe
- peloty boczne i wałek lędźwiowy
- plastikowa platforma podnóżka ze skokową regulacją wysokości co 2,5 cm
- podnóżek regulowany kątowno z pasami stabilizującymi stopy
- zagłówki z zakresem regulacji wysokości
- okienko w budce, które pozwala na obserwację dziecka
- możliwość zmiany ułożenia rączek do prowadzenia
- wyposażenie standardowe: budka ochronna, koszyk na zakupy, uchwyt na kubek,
- folia przeciwdeszczowa, ocieplany śpiwór na nogi
- opcjonalnie: parasolka, stolik
- wózek dostępny w bogatej kolorystyce
- 3 rozmiary wózka w zależności od wielkości dziecka

Rozmiar	rozmiar 1	rozmiar 2	rozmiar 3
Szerokość siedziska (cm)	30	35	40
Głębokość siedziska (cm)	25	30	40 - 45
Wysokość oparcia (cm)	50	54	75
Maksymalna szerokość wózka (cm)	55	59	63
Maksymalna długość wózka (cm)	88	100	105
Maksymalna wysokość wózka (cm)	114	116	126
Gabaryty po złożeniu (dł. x szer. x wys) (cm)	119 x 37 x 44	122 x 44 x 44	128 x 44 x 50
Średnica kół przednich (cm)	18	18	17
Średnica kół tylnych (cm)	22	22	25
Waga wózka (kg)	13,5	15	19
Maksymalne obciążenie (kg)	30	45	75
Maksymalny wzrost (cm)	120	140	170

KOLORYSTYKA

tapicerki umbrella



Czarno-niebieska



Czarno-zielona



Czarno-czerwona



Czarno-biała kratka



Czarna w kolorowe groszki

JUNIOR

wózek inwalidzki specjalny dziecięcy



nr katalogowy: **DRVGOE**



CECHY PRODUKTU:

- składana aluminiowo-stalowa rama,
- oparcie z regulowaną wysokością i szerokością, regulowana pozycja (siedząca, leżąca)
- siedzisko z możliwością regulowania szerokości i głębokości
- możliwość zmiany pozycji siedziska względem kierunku jazdy
- podnóżki z możliwością regulacji długości i kąta położenia
- barierka do prowadzenia z możliwością zmiany kąta
- skrętne, blokowane przednie koła z możliwością szybkiego demontażu
- amortyzowane tylne koła piankowe z możliwością szybkiego demontażu i systemem hamulcowym
- zagłówek stabilizujący pozycję głowy z możliwością regulacji wysokości ustawienia
- barierka siedziska
- szelki zabezpieczające dziecko przed wypadnięciem
- klin abdukcji z możliwością zmiany położenia
- wyposażenie standardowe: daszek, kosz na zakupy, folia przeciwdeszczowa, śpiwór
- bogata kolorystyka tapicerki
- koła pełne lub pompowane
- tapicerka Oeko-Tex

Wysokość podnóżka (cm)	24 - 33	Maksymalna wysokość wózka (cm)	117
Szerokość siedziska (cm)	25 - 30	Gabaryty po złożeniu (cm)	110 x 66 x 65
Głębokość siedziska (cm)	27 - 34	Średnica kół przednich (cm)	22
Wysokość oparcia (cm)	47 - 51	Średnica kół tylnych (cm)	27
Kąt odchylenia oparcia	105° - 145°	Waga wózka (kg)	21 - 22
Maksymalna szerokość wózka (cm)	66	Maksymalne obciążenie (kg)	30
Maksymalna długość wózka (cm)	120	Maksymalny wzrost (cm)	125

JUNIOR PLUS

wózek inwalidzki
specjalny dziecięcy



nr katalogowy: **DRVGOJ**



CECHY PRODUKTU:

- składana aluminiowo-stalowa rama
- oparcie z regulowaną wysokością i szerokością, regulowana pozycja (siedząca, leżąca)
- siedzisko z możliwością regulacji szerokości i głębokości
- możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia siedziska za pomocą siłowników
- możliwość zmiany pozycji siedziska względem kierunku jazdy (rozmiar 2)
- podnóżki z możliwością regulacji długości i kąta położenia
- barierka do prowadzenia z możliwością zmiany kąta
- skrętne, blokowane przednie koła piankowe lub pompowane z możliwością szybkiego demontażu
- amortyzowane tylne koła piankowe lub pompowane z możliwością szybkiego demontażu i systemem hamulcowym
- zagłówki stabilizujący pozycję głowy z możliwością regulacji wysokości
- barierka siedziska
- szelki zabezpieczające dziecko przed wypadnięciem
- klin abdukcyjny z możliwością zmiany położenia
- podłokietniki regulowane na wysokość
- wyposażenie standardowe: daszek, koszyk na zakupy, folia przeciwdeszczowa, śpiwór, uchwyt na kubek, stolik, podłokietniki i oświetlenie
- bogata kolorystyka tapicerki

Rozmiar	rozmiar 2	rozmiar 3
Szerokość siedziska (cm)	26 - 37	32 - 43
Głębokość siedziska (cm)	29 - 35	34 - 40
Wysokość oparcia (cm)	50 - 55	60 - 70
Szerokość wózka (cm)	60	61
Długość wózka (cm)	100	105
Maksymalna wysokość wózka (cm)	116	120
Gabaryty po złożeniu (dł. x szer. x wys) (cm)	100 x 60 x 116	105 x 61 x 120
Średnica kół przednich (cm)	22	17 i inne
Średnica kół tylnych (cm)	27	24 i inne
Waga wózka (kg)	19,5	21
Maksymalne obciążenie (kg)	40	75
Maksymalne wzrost (cm)	130	165

KOLORYSTYKA

tapicerki Junior i Junior Plus



Czarno-niebieska



Czarno-zielona



Czarno-czerwona



Czarno-szara



Czarno-biała kratka



Czarna w kolorowe groszki

EIO PUSH CHAIR

wózek inwalidzki
specjalny dziecięcy



nr katalogowy: **06-2005**



CECHY PRODUKTU:

- ultralekka, aluminiowa rama
- wyściełany zagłówek
- obustronna stabilizacja bioder i pleców
- regulacja kąta oparcia od 25° do 75°
- podnózek z regulacją kąta oraz długości podudzia poprzez zastosowanie podpory stóp
- podnózek i rączka do pchania z regulacją kąta
- 5-cio punktowe pasy stabilizujące z zapięciem na piersi i miękkimi nakładkami na ramiona
- zdejmowany daszek z okienkiem i kieszenią
- wyjątkowo duże bezdętkowe koła (23/28 cm) zapewniające łatwe manewrowanie i prowadzenie
- obrotowe kółka przednie z blokadą jazdy na wprost przydatną, przy jeździe po nierównym podłożu
- łatwy w obsłudze hamulec kół tylnych
- siatka na drobniaki
- praktyczne kieszenie boczne

OPCJE:

- możliwość montażu siedzisk anatomicznych lub profilowanych
- osłona przeciwdeszczowa
- barierka zabezpieczająca
- śpiwór

Szerokość siedziska (cm)	35
Głębokość siedziska (cm)	30
Wysokość oparcia (cm)	61
Wymiary po rozłożeniu szer./gł./wys. (cm)	61/117/114
Wymiary po złożeniu szer./gł./wys. (cm)	61/94/45,7

Średnica kół przednie/tylne (cm)	23/28
Waga wózka (kg)	10
Maksymalna waga użytkownika (kg)	40
Maksymalny wzrost użytkownika (cm)	130

JOGGER PUSH CHAIR

wózek inwalidzki
specjalny dziecięcy



nr katalogowy: 62000000



CECHY PRODUKTU:

- ultralekka, aluminiowa rama
- 3 koła pneumatyczne 30 cm
- blokowane i osłonięte koło przednie
- hamulec tarczowy przedniego koła
- praktyczna amortyzacja kół tylnych
- hamulec postojowy nożny
- regulacja kąta oparcia pleców
- zdejmowany daszek z okienkiem
- 5-cio punktowe pasy stabilizujące z zapięciem na piersi i miękkimi nakładkami na ramiona
- rączka z regulacją wysokości
- koła łatwe do demontażu na czas transportu
- dwustronna tapicerka siedziska (lato - zima)

OPCJE:

- możliwość montażu siedzisk anatomicznych lub profilowanych
- zagłówki
- siatka na zakupy
- osłona przeciwdeszczowa
- śpiwór

Szerokość siedziska (cm)	35
Głębokość siedziska (cm)	30
Wysokość oparcia (cm)	62,5
Wymiary po rozłożeniu szer./gł./wys. (cm)	65/105/107,5
Wymiary po złożeniu szer./gł./wys. (cm)	82,5/52,5/40

Kąt oparcia	100° - 140°
Średnica kół (cm)	30
Waga wózka (kg)	11,5
Maksymalna waga użytkownika (kg)	50
Maksymalny wzrost użytkownika (cm)	130

FLASH

wózek inwalidzki specjalny dziecięcy

CE & MEYRA®

model: **1.135** wersja Junior



CECHY PRODUKTU:

- rama krzyżakowa
- dwie długości ramy midi i maxi
- szerokość siedziska od 24 do 40 cm
- 3 rozmiary kół przednich
- kamber kół tylnych 3° i 6°
- ciągi aluminiowe lub stal nierdzewna
- 7 kolorów ramy
- boczek stały aluminiowy w kolorze ramy
- podnózek aluminiowy jednoczęściowy
- wybór wielkości i materiału kół tylnych (22" lub 24")
- możliwość wyboru nachylenia kół tylnych do 3° (kamber)
- kółko antywywrotne
- duży wybór kolorów ramy

OPCJE:

- hamulce bębnowe dla
- osoby towarzyszącej
- płyta oparcia, aluminiowa zdejmowana w kolorze ramy
- rączki do pchania z płynną regulacją wysokości
- zagłówki
- boczek aluminiowy z podłokietnikiem
- zapiętki
- tapicerka oddychająca
- osłony na szprychy
- kółko antywywrotne
- wąs tylny
- pas bezpieczeństwa
- stolik
- uchwyt na kule
- ciąg dla tetraplegików oraz hemi przy kołach 24"
- hamulce dla prowadzącego przy kołach 24"
- dodatkowe koło antywywrotne

	MIDI MAXI	MAXI		
Szerokość siedziska (cm)	24 - 30	32 - 40	Kąt nachylenia kół tylnych (kamber)	3° lub 6°
Wysokość siedziska przód/tył	39 - 47/36 - 44	39 - 48/39 - 47	Długość całkowita (cm)*	67 - 93
Głębokość siedziska (cm)	24 - 30	32 - 40	Minimalna waga wózka (kg)*	10
Wysokość oparcia (cm)	25, 30, 35, 40		Maksymalna waga użytkownika (kg)	75
Wysokość wózka (cm)	tylna wysokość siedziska + wysokość oparcia + 4 cm			
Szerokość całkowita (cm)	szerokość siedziska +22 cm (3°) i +26 cm (6°)			

* W zależności od wybranych opcji

DODATKI

flash



Rączki z regulacją wysokości
kod 502



Przedłużenie pleców
kod 940, 949



Koło przednie
kod 728, 729, 730



Płynna regulacja długości
podnóżka kod 55/128, 55/762

BACZUŚ RELAX

wózek inwalidzki
specjalny dziecięcy



nr katalogowy: **VCWR211R**



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- demontowalna, łatwo zmywalna tapicerka nylonowa, w kolorze czarnym
- demontowalne siedzisko i oparcie
- płynna regulacja kąta nachylenia siedziska wraz z oparciem
- płynna regulacja kąta nachylenia oparcia
- zagłówki z regulacją wysokości i kąta ustawienia,
- demontowalne boczki
- klin abdukcji z regulacją głębokości
- regulowana wysokość podnóżków
- wyściełane podparcie łydek
- boczne klipy stabilizujące
- odchylane podłokietniki z regulacją kąta nachylenia
- zabezpieczające przed wypadnięciem szelki pięciopunktowe
- regulacja wysokości osi kół przednich
- hamulce wałkowe z regulacją siły docisku
- aluminiowe ciągi
- przednie koła pełne, rozmiar 6"
- tylne kółka antywywrotne z regulacją wysokości
- tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 20"
- pompka
- stolik
- kolor ramy: czerwony, niebieski

Szerokość siedziska (cm)	33	38
Głębokość siedziska (cm)	36	36
Wysokość wózka (cm)	97,5	97,5
Szerokość całkowita (cm)	54,5	64,5
Długość wózka (cm)	87,5	87,5
Waga wózka (kg)	22,8	22,8
Maksymalne obciążenie (kg)	90	90

NETTI S Z WYPOSAŻENIEM

CE  Netti®

nr katalogowy: **D90025**



CECHY PRODUKTU:

- możliwość regulacji głębokości i szerokości siedziska
- regulacja wysokości oparcia oraz długości podnóżków
- nośność wózka do 75 kg
- szerokości siedziska do wyboru: 25, 30 i 35 cm
- szeroki zakres regulacji głębokości siedziska: od 25 do 44 cm
- płynna regulacja kąta siedziska i oparcia
- komfortowa poduszka siedziska Netti S Sit
- profilowana poduszka oparcia Netti Smart
- system napięcia oparcia pasami Velcro Back
- ergonomiczny, regulowany pałąk do pchania wózka
- do wyboru zagłówek płaski lub stabilizujący głowę
- tapicerka oddychająca 3D
- koła tylne 22" z hamulcami bębnowymi dla opiekuna
- komfortowy jednocześnie podnóżek z regulacją kąta i podparciem pod łydki
- zdejmowane podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości

OPCJE:

- przedłużone oparcie do 50 cm
- poduszka oparcia Netti S Super Stabil
- akcesoria stabilizujące, m.in.: klin, pasy, podpory boczne, kamizelki
- stoliki terapeutyczne
- do wyboru różne podłokietniki
- możliwość zastosowania Netti Dynamic System
- możliwość zastosowania koła spacerowego Netti Nature do wycieczek po nierównych powierzchniach

Szerokość siedziska (cm)	25, 30, 35
Głębokość siedziska (cm)	25 - 44
Wysokość oparcia (cm)	40
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 16 cm
Rozmiar kół przednich (cm)	6" (15 x 3,0)
Rozmiar kół tylnych	22" x 1"
Kąt odchylenia oparcia	90° - 125°
kąt nachylenia siedziska	-3° +35°
Waga wózka bez poduszki (kg)	25
Maksymalne obciążenie (kg)	75

SIEDZISKO PROFILOWANE



Siedziska specjalistyczne firmy SPECIAL TOMATO są miłe w kontakcie z ciałem oraz gwarantują zarówno wysoki komfort, jak i trwałość, co jest niezwykle ważne przy częstym z nich korzystaniu. Specjalna pianka, z której wykonane są siedziska, wytrzymuje duże obciążenia, nie pęka i posiada właściwości bakteriostatyczne. Z racji swoich nieprzeciętnych właściwości materiał ten stał się kluczowym do produkcji wszystkich sprzętów pomocniczych firmy SPECIAL TOMATO. Do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni można używać ogólnie dostępnych środków chemicznych, co jest ważne na zajęciach rehabilitacyjnych, w przedszkolach lub szkołach integracyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- bez lateksu
- gładka, niemechająca się i nienasiąkająca powierzchnia
- odpowiednio miękki, elastyczny i niepękający materiał
- właściwości bakteriostatyczne
- czyszczenie ogólnodostępnymi środkami chemicznymi
- można zamontować w wózkach Jogger i Eio
- bezpieczny montaż na standardowych krzesłach
- dodatkowe pokrowce z tkaniny dystansowej

NUMERY KATALOGOWE:

Siedzisko szare, pas 5 punktowy	DK77020109	DK77020109	DK77010309	DK77010409	DK77010509
Siedzisko błękitne, pas 5 punktowy	DK77020104	DK77020104	DK77010304	DK77010404	DK77010504
Podstawa do siedziska profilowanego	78000105	78000105	78000105		
Podstawa do siedziska profilowanego na kółkach	77200100	77200100	77200100	77200200	77200200

SIEDZISKO PROFILOWANE, WYMIARY:

Rozmiar	1	2	3	4	5
Wiek użytkownika (lata)	1 - 3	3 - 6	6 - 9	9 - 14	13+
Waga użytkownika (kg)	9 - 18	13 - 27	18 - 36	22 - 50	40 - 90
Wzrost użytkownika (cm)	75 - 100	87 - 120	100 - 140	125 - 162	135 - 185
Szerokość siedziska (cm)	20	25	30	35	40
Głębokość siedziska (cm)	17,5	23,5	28,5	33,5	40
Wysokość oparcia (cm)	52,5	65	72,5	82,5	97,5
Szerokość siedziska całk. (cm)	30	35	40	45	50
Głębokość siedziska całk. (cm)	30	35	40	47,5	52,5
Wysokość oparcia całk. (cm)	62,5	72,5	85	95	110
Waga siedziska (kg)	2,7	4,5	5,9	7,25	8,6



Siedzisko profilowane
jednoczęściowe szare



Siedzisko profilowane
jednoczęściowe błękitne



Podstawa do siedziska
profilowanego na kółkach



Podstawa miękka do siedziska
profilowanego

WSKAZANIA:**Umbrella, Junior, Junior Plus,**

Wózek przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnością i/lub dysfunkcjami czynności ruchu na skutek uszkodzenia CUN Centralnego Układu Nerwowego. Może być wykorzystywany w przypadku dzieci z MPD Mózgowe porażenie dziecięce, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni, dysfunkcjami kończyn dolnych.

Baczuś Relaks

Wózek inwalidzki służy do indywidualnego transportu dzieci niepełnosprawnych po urazie OUN, z porażeniem mózgowym, dystrofią mięśniową, przepukliną oponowo-rdzeniową oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych. Możliwość łatwego pochylecia oparcia, zamontowania stolika znacznie zwiększa komfort użytkownika oraz pracy opiekuna.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE/WSKAZANIA:**Eio Push chair, Jogger Push chair**

Wózek spacerowy Special Tomato Jogger/EIO to wózek, który zapewnia umiarkowane wsparcie pozycjonowania dla dzieci o specjalnych potrzebach.

WSKAZANIA:**NETTI S z wyposażeniem**

Netti S to wielofunkcyjny wózek inwalidzki dla częściowo lub całkowicie unieruchomionych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością fizyczną i/lub umysłową. Te niepełnosprawności mogą mieć wiele przyczyn. Netti S posiada regulację kąta siedzenia i oparcia, ułatwiając zmianę pozycji siedzącej lub korektę (stabilizację) wszędzie tam, gdzie występują następujące ograniczenia z ich wielorakimi przyczynami: ograniczona lub brak mobilności, ograniczona moc mięśni lub jej brak, ograniczony zasięg ruchu, brak lub ograniczona stabilność tułowia i ciała, hemiplegia, zaburzenia typu reumatycznego, urazy czaszkowo-mózgowe, amputacje, inne zaburzenia.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE/WSKAZANIA:**Siedzisko profilowane**

Siedzisko profilowane to siedzisko, które zapewnia umiarkowane wsparcie pozycjonowania dla dzieci o specjalnych potrzebach.



WÓZKI ELEKTRYCZNE



W1018 LIMBER

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym



nr katalogowy: **W1018**



CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 16" i 18"
- amortyzowana rama (amortyzacja ramy tylnej)
- szara, oddychająca, demontowalna tapicerka i poduszka siedziska
- regulowany kąt nachylenia oparcia
- regulowane, demontowalne podłokietniki
- możliwość odchylenia joysticka
- uchylne, demontowalne podnóżki
- regulacja długości podudzia
- pełne oświetlenie drogowe (LED)
- hamulce elektromagnetyczne
- kontroler: VS/PG50A
- regulowane tylne kółka antywywrotne
- koła przednie: 9", koła tylne: 14"
- prześwit: 8 cm
- waga bez akumulatorów: 49 kg

Prędkość max (km/h)	9	Waga wózka z akumulatorami/bez (kg)	70/49
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	40/45	Wysokość wózka do transportu (cm)	67
Szerokość siedziska między boczками (cm)	44/49	Rozmiar kółek przednich	9"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	45	Rozmiar kółek tylnych	14"
Wysokość oparcia pleców (cm)	45	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	9
Wysokość całkowita wózka (cm)	102	Promień skrętu (cm)	96
Długość podudzia: min/ max (cm)	39/46	Zasięg* (km)	25
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	18 - 28	Waga użytkownika (kg)	do 120
Grubość poduszki siedziska (cm)	5	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 38
Przednia wysokość siedziska (cm)	49	Moc silników (W)	2 x 300
Szerokość całkowita wózka (cm)	60/65	Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie)	40°
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm)	108		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

PCBL 1600/1800 MODERN

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym



nr katalogowy: **PCBL 1600/1800**



CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 16", 18"
- nowoczesna aluminiowa konstrukcja
- składane oparcie
- regulacja głębokości oraz kąta nachylenia siedziska i oparcia
- demontowalna tapicerka
- miękka, gąbkowana poduszka
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- uchylne i demontowalne podnóżki
- regulacja wysokości podnóżków i podłokietników
- inteligentny, elektromagnetyczny system hamowania
- pantograf, odchylenie joysticka (opcja)
- możliwość zmiany strony jednostki sterującej (prawo-lewo)
- odłączenie napędu elektrycznego
- kompletne oświetlenie diodowe (LED)
- tylne, chowane kółeczka antywywrotne
- pompowane koła (przednie 9", tylne 14")
- aluminiowe felgi
- amortyzatory kół tylnych
- łatwo demontowane akumulatory
- dostępne opcje: regulowane pod kątem podnóżki, uchwyt na kule, możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna, zagłówki

Prędkość max (km/h)	12	Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	83/60
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	40/45	Wysokość wózka do transportu (cm)	80
Szerokość siedziska między boczками (cm)	48/53	Rozmiar kółek przednich	9"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	46	Rozmiar kółek tylnych	14"
Wysokość oparcia pleców (cm)	52	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	9
Wysokość całkowita wózka (cm)	104	Promień skrętu (cm)	96
Długość podudzia: min/ max (cm)	43/48	Zasięg* (km)	25
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	22 - 27	Waga użytkownika (kg)	do 136
Grubość poduszki siedziska (cm)	5	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 50
Przednia wysokość siedziska (cm)	52	Moc silników (W)	2 x 300
Szerokość całkowita wózka (cm)	59,5/64,5	Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie)	40°
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm)	115		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

PCBL 1610/1810 DE LUXE

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym



nr katalogowy: **PCBL 1610/1810**



CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 16", 18"
- aluminiowa rama
- regulowana głębokość i szerokość siedziska
- elektryczna regulacja kąta nachylenia siedziska
- elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia
- miękka gąbkowa poduszka
- regulowana wysokość podłokietników
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- uchylne i demontowalne podnóżki z podparciem pod łydkę
- regulowane na długość podnóżki
- niezależna, elektryczna regulacja podnóżków
- pełne oświetlenie drogowe (diodowo-żarówkowe)
- hamulec elektromagnetyczny
- multifunkcyjna jednostka sterująca
- możliwość przełożenia jednostki sterującej prawo-lewo
- możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna
- regulowany w płaszczyźnie pionowej i poziomej zagłówek
- komplet błotników
- pantograf
- pompowane koła (przednie 9", tylne 14")
- felgi aluminiowe
- chowane tylne kółka antywywrotne

Prędkość max (km/h)	10	Waga wózka z akumulatorami/bez (kg)	119/90
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	40/45	Wysokość wózka do transportu (cm)	80
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	43/48	Rozmiar kółek przednich	9"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	46	Rozmiar kółek tylnych	14"
Wysokość oparcia pleców (cm)	52	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	9
Wysokość całkowita wózka (cm)	125	Promień skrętu (cm)	96
Długość podudzia: min/ max (cm)	43,5 - 59	Zasięg* (km)	20
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	22 - 27	Waga użytkownika (kg)	do 136
Grubość poduszki siedziska (cm)	5	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 50
Przednia wysokość siedziska (cm)	54	Moc silników (W)	2 x 300
Szerokość całkowita wózka (cm)	59/64	Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie)	45°
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm)	104		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

PCBL 1620/1820 DE LUXE LIFT

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym



nr katalogowy: **PCBL 1620/1820**



CECHY PRODUKTU:

- aluminiowa rama
- wózek terenowo-pokojowy z podwójną amortyzacją
- regulacja głębokości i szerokości siedziska
- elektryczna regulacja kąta siedziska oraz oparcia pleców
- podnóżki zdejmowane i odchylane z elektryczną regulacją kąta
- elektryczna regulacja wysokości siedziska do 30 cm (winda)
- poduszka siedziska
- oświetlenie
- chowane koła przeciwywrotne
- regulowana wysokość podłokietników
- zagłówki z regulacją pozycji
- biodrowy pas bezpieczeństwa



Prędkość max (km/h)	10	Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	119/90
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	40/45	Wysokość wózka do transportu (cm)	80
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	47 - 53	Rozmiar kółek przednich	9"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	47	Rozmiar kółek tylnych	14"
Wysokość oparcia pleców (cm)	57	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	9
Wysokość całkowita wózka (cm)	110 - 140	Promień skrętu (cm)	140
Długość podudzia (cm)	43,5 - 59	Zasięg* (km)	25
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	24	Waga użytkownika (kg)	do 160
Grubość poduszki siedziska (cm)	6	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 75
Przednia wysokość siedziska z poduszką (cm)	49	Moc silników (W)	2 x 450
Szerokość całkowita wózka (cm)	64	Zakres regulacji kąta siedziska	25°
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	124/119	Zakres regulacji kąta oparcia	45°

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

HERO STAND UP

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym z funkcją pionizacji



nr katalogowy: **DRVM6C**



CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 16", 18"
- elektryczna funkcja pionizacji za pomocą pilota
- tapicerka wykonana ze skóry ekologicznej
- uchylne podłokietniki
- regulowana wysokość i kąt nachylenia podłokietników
- regulowane na długość podnóżki z podparciem pod łydki
- kółka antywywrotne (tylne i przednie)
- pełne oświetlenie drogowe
- uchwyt kolan
- trzypunktowe pasy zabezpieczające
- zabezpieczający pas biodrowy
- zagłówki
- uchwyt kolan
- hamulce elektromagnetyczne
- koła przednie: 9", koła tylne: 14"
- tylne amortyzatory

Prędkość max (km/h)	9,2	Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	95/63
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	40/45	Wysokość wózka do transportu (cm)	88
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	42/47	Rozmiar kółek przednich	9"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	43	Rozmiar kółek tylnych	14"
Wysokość oparcia pleców (cm)	51	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	2/9
Wysokość całkowita wózka (cm)	120 - 162	Promień skrętu (cm)	90
Długość podudzia (cm)	42 - 48	Zasięg* (km)	20
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	22	Waga użytkownika (kg)	135
Grubość poduszki siedziska (cm)	8,5	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 55
Przednia wysokość siedziska z poduszką (cm)	56	Moc silników (W)	2 x 450
Szerokość całkowita wózka (cm)	64	Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie)	45°
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm)	114		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

PCBL 1220/1420 SCRUBBY

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym



nr katalogowy: **PCBL 1220/1420**



CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 12", 14"
- amortyzowana, aluminiowa rama
- regulowana głębokość i szerokość siedziska
- elektrycznie regulowany kąt siedziska 10° (max 18 cm)
- składane oparcie z regulacją nachylenia
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- miękka gąbkowa poduszka
- regulowana wysokość podłokietników
- demontowalne podnóżki z podparciem pod łydkę (regulacja kąta zgięcia)
- regulowane na długość podnóżki
- pełne oświetlenie (diodowo-żarówkowe)
- odłączanie napędu elektrycznego
- możliwość przełożenia jednostki sterującej prawo-lewo
- możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna
- regulacja w płaszczyźnie poziomej jednostki sterującej
- chowane tylne kółka antywywrotne
- aluminiowe felgi
- regulowany zagłównek

Prędkość max (km/h)	12	Waga wózka z akumulatorami/bez (kg)	101,7/73,7
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	30/35	Wysokość wózka do transportu (cm)	72
Szerokość siedziska między boczками (cm)	41	Rozmiar kół przednich	9"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	41,5	Rozmiar kół tylnych	14"
Wysokość oparcia pleców (cm)	42	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	9
Wysokość całkowita wózka (cm)	115	Promień skrętu (cm)	95
Długość podudzia : min/ max (cm)	25,5/34,5	Zasięg* (km)	25
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	11 - 14,5	Waga użytkownika (kg)	do 80
Grubość poduszki siedziska (cm)	5	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 50
Przednia wysokość siedziska z poduszką (cm)	45/49	Moc silników (W)	2 x 300
Szerokość całkowita wózka (cm)	59,5	Zakres regulacji kąta siedziska	25°
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	88/72	Zakres regulacji kąta oparcia	40°

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

MULTIPLUS

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym



nr katalogowy: **DRVIOM**



CECHY PRODUKTU:

- łączy w sobie kilka funkcji: wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, podpórka elektryczna, podpórka manualna, podpórka transportowa
- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- dwa moduły sterowania (z wyświetlaczem) w zależności od wykorzystanej funkcji
- miękkie siedzisko
- odchylane podnóżki wyposażone w zapiętki
- możliwość skokowej regulacji długości podudzia
- składane podłokietniki
- regulacja wysokości rączek
- pas zabezpieczający w trakcie siedzenia (z możliwością przełożenia)
- hamulce manualne i elektromagnetyczne
- 4 koła o średnicy 8"
- torba na zakupy

Prędkość max (km/h)	6	Rozmiar kół przednich	8"
Szerokość siedziska (cm)	42,5	Rozmiar kół tylnych	8"
Głębokość siedziska (cm)	40	Zasięg* (km)	do 10
Wysokość siedziska (cm)	52,5	Waga użytkownika (kg)	100
Wysokość wózka (cm)	81,3 - 90	Maksymalne obciążenie torby pod siedziskiem (kg)	5
Szerokość całkowita wózka (cm)	64,2	Waga wózka (kg)	18,8
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm)	105	Pojemność akumulatora (Ah)	5
Wymiary wózka po złożeniu (dł.xszer.wys.) (cm)	71,7x33,4x81,3	Moc silników (W)	2 x 250

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

iTRAVEL

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

CE & MEYRA®

model: 1.054



CECHY PRODUKTU:

- małe kompaktowe wymiary umożliwiające poruszanie się wewnątrz pomieszczeń
- składana rama ułatwiająca transport wózka
- regulacja kąta oparcia
- odchylane podłokietniki
- system akumulatorów z dodatkowym gniazdem ładowania
- kółka podporowe
- komfortowa tapicerka z dzianiny dystansowej (oddychająca)
- jednoczęściowy stopień podnóżka chowany pod wózek
- kolor ramy biały

OPCJE:

- paleta tapicerki siedziska
- pas bezpieczeństwa
- stabilizujący pas piersiowy



Prędkość max (km/h)	6	Waga wózka z akumulatorami/bez (kg)	23/22
Szerokość siedziska między boczками (cm)	44	Wysokość wózka do transportu (cm)	33
Głębokość siedziska (cm)	40	Rozmiar kółek przednich (cm)	20
Wysokość oparcia pleców (cm)	46	Rozmiar kółek tylnych (cm)	23
Wysokość całkowita wózka (cm)	87	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	3
Długość podudzia (cm)	30 lub 43	Promień skrętu (cm)	97
Wysokość podłokietnika bez poduszki (cm)	30	Zasięg* (km)	do 10
Grubość poduszki siedziska (cm)	8	Waga użytkownika (kg)	do 120
Przednia wysokość siedziska bez poduszki (cm)	44	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 10,4 Ah
Szerokość całkowita wózka (cm)	56	Moc silników (W)	2 x 100
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm)	97		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

iTRAVEL CARBON

elektroniczny podróży
wózek inwalidzki

CE & MEYRA®

model: 1.054



CECHY PRODUKTU:

- wózek o napędzie elektrycznym
- system łatwego składania sprawia, że iTRAVEL CARBON jest idealnym towarzyszem podróży
- małe rozmiary po złożeniu ułatwiają transport wózka
- panel boczny ze składanymi podłokietnikami do obsługi jedną ręką i łatwego przenoszenia
- odchylane podłokietniki
- elektronika Penny & Giles 35A
- ergonomiczne oparcie: wygodna i przyjazna dla pleców pozycja siedząca
- łatwo pokonuje wzniesienia do 6%
- kółka zapobiegające przewróceniu
- opony odporne na przebicie
- jednoczesowy podnózek chowany pod wózek

OPCJE:

- paleta tapicerki siedziska
- pas bezpieczeństwa
- stabilizujący pas piersiowy



Prędkość max (km/h)	6	Waga wózka z akumulatorami/bez (kg)	16/17,8
Szerokość siedziska między boczками (cm)	44	Wysokość wózka do transportu (cm)	30
Głębokość siedziska (cm)	40	Rozmiar kółek przednich (cm)	17,5
Wysokość oparcia pleców (cm)	46	Rozmiar kółek tylnych (cm)	21,6
Wysokość całkowita wózka (cm)	87	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	7
Długość podudzia (cm)	30 lub 43	Promień skrętu (cm)	93
Wysokość podłokietnika (cm)	25	Zasięg* (km)	do 12
Grubość poduszki siedziska (cm)	6	Waga użytkownika (kg)	do 120
Wysokość siedziska (cm)	48	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 12
Szerokość całkowita wózka (cm)	57	Moc silników (W)	2 x 250
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm)	97		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

CLOUwózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym**CE & MEYRA®**model: **9.500****CECHY PRODUKTU:**

- wózek elektryczny składany krzyżakowo
- prędkość 6 km/h
- koła przednie 200x50 (8")
- koła tylne 12"
- tapicerka tekstylna
- boczek z osłoną z plexi oraz regulowanym na wysokość podłokietnikiem
- zdejmowane i odchylane podnóżki

OPCJE:

- regulacja kąta oparcia do 30°
- różnorodność końcówek joysticka
- tapicerka oparcia z regulacją napiętości pasami
- oświetlenie
- pas bezpieczeństwa
- zagłówki
- podnóżki z ręczną regulacją kąta
- tapicerka z tkaniny oddychającej

Prędkość max (km/h)	6	Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	73/47
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	43	Wysokość wózka do transportu (cm)	54/94
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	38-50/ 43-55	Rozmiar kółek przednich	8"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	43	Rozmiar kółek tylnych	12,5"
Wysokość oparcia pleców bez poduszki (cm)	40	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	6
Wysokość całkowita wózka (cm)	91	Promień skrętu (cm)	100
Długość podudzia : min/ max (cm)	36 - 50	Zasięg* (km)	30
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	19 - 30	Waga użytkownika (kg)	do 120
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 45
Przednia wysokość siedziska bez poduszki (cm)	51	Moc silników (W)	2 x 180
Szerokość całkowita wózka (cm)	60/70	Zakres regulacji kąta oparcia	do 30°
Długość całkowita wózka z /bez podnóżków (cm)	110/81		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

iCHAIR MC1 LIGHT

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

CE & MEYRA®

model: 1.610



CECHY PRODUKTU:

- stała rama
- prędkość 10 km/h
- pełne oświetlenie drogowe
- koła przednie 9" (230x70mm), koła tylne 14" (356x75mm)
- ogumienie pompowane w kolorze czarnym
- tapicerska z kodury w kolorze czarnym
- tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami
- poduszka siedziska 6 cm
- szerokość siedziska 38, 43 lub 48 cm z regulacją szerokości (między boczками) do +12 cm
- boczki wyjmowane, z regulowanym na wysokość i głębokość podłokietnikiem
- głębokość siedziska regulowana skokowo od 40 do 53 cm (co 3 cm)
- uchwyt joysticka z regulacją głębokości, wysokości i odchylany na bok
- podnóżki standardowe (zdejmowane i odchylane); stopień podnóżka dzielony

OPCJE:

- elektryczna regulacja kąta siedziska i kąta oparcia
- podnóżki z ręczną regulacją kąta do wyprostowania
- tapicerka z dzianiny dystansowej (oddychająca)
- możliwość zamówienia systemu siedzisk: SOLERO, ErgoSeat, Netti
- szeroka gama zagłówek oraz podłokietników
- elementy stabilizacji głowy i pleców
- stopień podnóżka jednoczęściowy
- uchwyt joysticka dla opiekuna

Prędkość max (km/h)	10	Wysokość wózka do transportu (cm)	56 - 66
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	38 - 60	Rozmiar kółek przednich	9"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	40 - 53	Rozmiar kółek tylnych	14"
Wysokość oparcia pleców bez poduszki (cm)	50	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	6
Wysokość całkowita wózka (cm)	91	Promień skrętu (cm)	84
Długość poduszki: min/ max (cm)	28 - 43	Zasięg* (km)	30
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	24 - 35	Waga użytkownika (kg)	do 130
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 50
Przednia wysokość siedziska bez poduszki (cm)	44/48/51	Moc silników (W)	2x300
Szerokość całkowita wózka bez podłokietników (cm)	63	Zakres regulacji kąta siedziska	0°/4°/10° lub -4° do 24° (e)
Długość całkowita wózka z / bez podnóżków (cm)	108/84	Zakres regulacji kąta oparcia	-10° do 30° lub -10° do 50° (e)
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	94/54	(e) opcja regulacji elektrycznej	

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

iCHAIR MC2

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

CE & MEYRA®

model: 1.611



CECHY PRODUKTU:

- wózek pokojowy z tylną amortyzacją na sprężynach
- prędkość 6 km/h
- tapicerka tekstylna
- koła przednie 9", tylne 12,5" z felgą aluminiową
- akumulatory żelowe 50Ah
- boczki z osłoną ubrania oraz regulowanym na wysokość podłokietnikiem
- zdejmowane i odchylane podnóżki
- ręczna regulacja kąta oparcia i siedziska
- napęd tylny

OPCJE:

- mocniejsze akumulatory 73 Ah
- prędkość 10 km/h
- elektryczna regulacja kąta podnóżków, siedziska i oparcia
- anatomiczne siedziska
- różnorodność końcówek joysticka
- rozbudowana elektronika R-NET z wyświetlaczem LCD
- pas bezpieczeństwa
- elektryczna regulacja wysokości siedziska
- elementy stabilizacji
- zagłówek i stolik terapeutyczny
- dodatkowe sterowanie dla opiekuna zagłówek
- podnóżki z ręczną regulacją kąta
- tapicerka z tkaniny oddychającej

Prędkość max (km/h)	6/ 10	Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	57
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	38, 43, 48, 53	Wysokość wózka do transportu (cm)	9"/10"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	szerokość siedziska +12 cm	Rozmiar kółek przednich	12,5"/14"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	40, 43, 46, 49, 53, 56	Rozmiar kółek tylnych	7
Wysokość oparcia pleców (cm)	45, 50	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	84
Wysokość całkowita wózka (cm)	w zależności od siedziska	Promień skrętu (cm)	40
Długość podudzia : min/ max (cm)	28 - 43	Zasięg* (km)	do 160
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	24 - 35	Waga użytkownika (kg)	2x50/2x73
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Pojemność akumulatorów (Ah)	2x180/2x300/2x350
Przednia wysokość siedziska (cm)	44, 48, 51/46, 50, 53	Moc silników (W)	0° do +10° lub -2° do +26°/0° do +50°(e)
Szerokość całkowita wózka (cm)	59/63	Zakres regulacji kąta siedziska	-10° do +30° lub -10° do +50°(e)
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	113/83	(e) opcja regulacji elektrycznej	
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	100/60		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

iCHAIR MC3

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

CE & MEYRA®

model: 1.612



CECHY PRODUKTU:

- wózek elektryczny terenowo-pokojowy
- prędkość 6 km/h
- akumulatory żelowe 50 Ah
- tapicerka tekstylna
- odchylane i zdejmowane podnóżki
- podwójna amortyzacja sprężynowa z regulacją
- boczek z osłoną ubrania i regulowanym na wysokość podłokietnikiem
- koła przednie 10", tylne 14"; z felgą aluminiową
- oświetlenie
- ręczna regulacja kąta siedziska i oparcia
- elementy stabilizacji
- śpiwór

OPCJE:

- mocniejsze akumulatory 73 Ah
- prędkość 10 km/h
- elektryczna regulacja kąta podnóżków, siedziska i oparcia
- anatomiczne siedziska
- różnorodność końcówek joysticka
- rozbudowana elektronika R-NET z wyświetlaczem LCD
- pas bezpieczeństwa
- zagłówki i stolik terapeutyczny
- dodatkowe sterowanie dla opiekuna
- elektryczna regulacja wysokości siedziska (winda)

Prędkość max (km/h)	6/ 10	Wysokość wózka do transportu (cm)	59
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	38, 43, 48, 53	Rozmiar kółek przednich	10"
Szerokość siedziska między boczками (cm)	szerokość siedziska + 12 cm	Rozmiar kółek tylnych	14"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	40, 43, 46, 49, 53, 56	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	7
Wysokość oparcia pleców (cm)	45, 50	Promień skrętu (cm)	90
Wysokość wózka bez zagłówka (cm)	w zależności od siedziska	Zasięg* (km)	do 40
Długość podudzia : min/ max (cm)	28 - 43	Waga użytkownika (kg)	do 160
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	24 - 45	Pojemność akumulatorów (Ah)	2x50/ 2x73
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Moc silników (W)	2x220/ 2x300/ 2x350
Przednia wysokość siedziska bez poduszki (cm)	46, 49, 52	Zakres regulacji kąta siedziska	0° do +10° lub -2° do +33° (e)
Szerokość całkowita wózka (cm)	63	Zakres regulacji kąta oparcia	-10° do +30° lub -10° do +50° (e)
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	87/117	(e) opcja regulacji elektrycznej	
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	108/63		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

iCHAIR RS

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

CE & MEYRA®

model: 1.615



CECHY PRODUKTU:

- napęd tylny
- prędkość do 13,5 km/h
- wózek terenowo-pokojowy
- koła przednie 10" koła tylne 15"
- silnik do 350 W
- anatomiczne siedzisko ErgoSeat
- ręczna regulacja kąta siedziska oraz oparcia
- regulowana głębokość oraz szerokość siedziska
- elektronika R-NET z wyświetlaczem LED
- amortyzacja
- bagażnik rurkowy
- pas bezpieczeństwa
- tapicerka z tkaniny dystansowej
- oświetlenie
- boczki wpinane z regulacją wysokości podłokietnika

OPCJE:

- elektryczna regulacja kąta oparcia i siedziska
- podnóżki z ręczną lub elektryczną regulacją kąta
- system ESP
- elektronika R-NET z wyświetlaczem LCD
- niestandardowe systemy sterowania oraz końcówki joysticka (patrz: sterowanie niestandardowe)

Prędkość max (km/h)	6/ 13	Wysokość wózka do transportu (cm)	59 - 66
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	38, 43, 48, 53	Rozmiar kółek przednich	10"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	szerokość siedziska + 12 cm	Rozmiar kółek tylnych	15"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	40, 43, 46, 49, 53, 56	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	6
Wysokość oparcia pleców (cm)	45, 50	Promień skrętu (cm)	84
Wysokość wózka (cm)	w zależności od siedziska	Zasięg* (km)	40
Długość podudzia : min/ max (cm)	28-43	Waga użytkownika (kg)	do 160
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	18 - 29	Pojemność akumulatorów (Ah)	2x80
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Moc silników (W)	2 x 300/2x350
Przednia wysokość siedziska bez poduszki (cm)	46, 50, 53	Zakres regulacji kąta siedziska	0° do +10° lub -2° do +26°(e) lub 0° do +50° (e)
Szerokość całkowita wózka (cm)	63,5/70	Zakres regulacji kąta oparcia	-10° do +30° lub -10° do +50°(e)
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	113/83	(e) opcja regulacji elektrycznej	
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	100/60		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

iCHAIR FRONT

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

CE & MEYRA®

model: 1.613



CECHY PRODUKTU:

- wózek terenowo-pokojowy z przednim napędem
- koła przednie zabezpieczające
- amortyzacja
- koła przednie 14"
- koła tylne, skrętne 9"
- oświetlenie
- elektronika R-NET
- ręczna regulacja kąta siedziska oraz oparcia
- regulacja szerokości i głębokości siedziska
- boczki z regulacją wysokości i głębokości podłokietnika
- podnóżek zdejmowany i odchylany
- stopień podnóżka dzielony

OPCJE:

- system ESP
- elementy stabilizacji
- dodatkowe modele siedzisk
- elektryczna regulacja kąta siedziska i oparcia
- elektryczna lub ręczna regulacja kąta podnóżka
- podnóżek centralny
- prędkość 10 km/h

Prędkość max (km/h)	6/ 10	Wysokość wózka do transportu (cm)	61
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	38, 43, 48, 53	Rozmiar kółek przednich	14"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	szerokość siedziska + 12 cm	Rozmiar kółek tylnych	9"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	40, 43, 46, 49, 53, 56	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	6
Wysokość oparcia pleców (cm)	45, 50	Promień skrętu (cm)	62,5
Wysokość całkowita wózka (cm)	w zależności od siedziska	Zasięg* (km)	40
Długość podudzia : min/ max (cm)	28- 45	Waga użytkownika (kg)	do 160
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	24- 35	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 50/ 2 x 73
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Moc silników (W)	2 x 220/ 2 x 300
Przednia wysokość siedziska bezpoduszki (cm)	44, 48, 51	Zakres regulacji kąta siedziska	4° do +10° lub 4° do +26°/0° do +50°(e)
Szerokość całkowita wózka (cm)	63	Zakres regulacji kąta oparcia	-10° do +30 ° lub -10° do +50°(e)
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	113/91	(e) opcja regulacji elektrycznej	
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	108/65		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

iCHAIR ORBIT

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

CE MEYRA®

model: 1.618



CECHY PRODUKTU:

- wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym z napędem środkowym
- optymalizacja zwrotności oraz wysoka stabilność podnosi precyzję manewrowania wózkiem nawet w małych pomieszczeniach
- idealny dla mobilności w pracy oraz w domu
- oś obrotu wózka pokrywa się z linią kręgosłupa użytkownika
- wysokiej klasy amortyzacja podnosi komfort użytkowania wózka na zewnątrz
- zastosowanie podnóżka centralnego umożliwia uzyskanie kąta 90° w kolanach
- tylne koła skrętne a zarazem podporowe w wersji pojedynczej lub podwójnej
- ręczna regulacja kąta siedziska oraz oparcia pleców
- szeroka gama boczaków z profilowanymi podłokietnikami
- możliwość zastosowania podnóżków standardowych lub podnóżka centralnego
- oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami
- wiele kolorów ramy oraz tapicerki

CECHY PRODUKTU:

- prędkość 10km/h
- wzmocnione silniki 350W
- mocniejsze akumulatory bezobsługowe
- koła napędowe 14"
- elektryczna regulacja kąta siedziska oraz kąta oparcia do 50°
- elektryczna regulacja tylnej wysokości siedziska (pomoc do wstania z wózka)
- elektryczna regulacja wysokości siedziska (winda) do +30 cm
- elektryczna regulacja kąta podnóżka (standardowego oraz centralnego)
- szeroka oferta siedzisk
- elektronika R-Net z Bluetooth, IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem panelu sterowania
- niestandardowe końcówki joysticka dla potrzeb użytkownika
- szeroka gama niestandardowych systemów sterowania (palcem, brodą, zewnętrzne panele sterowania)
- bogate wyposażenie dodatkowe wózka

Prędkość max (km/h)	6/10	Wysokość wózka do transportu (cm)	63
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	38, 43, 48, 53	Rozmiar kółek przednich	8"
Szerokość siedziska między boczakami (cm)	szerokość siedziska +12 cm	Rozmiar kółek tylnych	12"/14"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	40, 43, 46, 49, 53, 56	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	6
Wysokość oparcia pleców (cm)	45, 50	Promień skrętu (cm)	80
Wysokość całkowita wózka (cm)	w zależności od siedziska	Zasięg* (km)	40
Długość podudzia : min/ max (cm)	28-45	Waga użytkownika (kg)	do 160
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	24-35	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 50, 2 x 73
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Moc silników (W)	2 x 180, 2 x 350
Przednia wysokość siedziska (cm)	44, 47,5, 51/43, 46,5, 50	Zakres regulacji kąta siedziska	1, 4, 7, 10/ O do 30/ O do 50(e)
Szerokość całkowita wózka (cm)	68	Zakres regulacji kąta oparcia	-10° do +30°/-10° do +50°(e)
Długość całkowita wózka z /bez podnóżkami (cm)	125/93	(e) opcja regulacji elektrycznej	
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	125 - 165/80 - 120		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

OPCJE

ichair orbit

CE & MEYRA®



Elektryczna regulacja kąta tylnej części siedziska
(pomoc w postawieniu osoby)
kod 4118

iCHAIR XXL

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

CE & MEYRA®

model: 1.614



CECHY PRODUKTU:

- wózek pokojowy z tylną amortyzacją na sprężynach
- prędkość 6 km/h i 10km/h
- siedzisko profilowane ErgoSeat
- koła przednie 10", tylne 14" z felgą aluminiową
- akumulatory żelowe 73 Ah
- oświetlenie
- boczek z osłoną ubrania oraz regulowanym na wysokość podłokietnikiem
- zdejmowane i odchylane podnóżki
- ręczna regulacja kąta oparcia i siedziska
- elektronika R-Net z wyświetlaczem diodowym

OPCJE:

- prędkość 10 km/h
- elektryczna regulacja kąta podnóżków, siedziska i oparcia
- różnorodność końcówek joysticka
- rozbudowana elektronika R-NET z wyświetlaczem LCD
- pas bezpieczeństwa
- zagłówki
- stolik terapeutyczny

Prędkość max (km/h)	6/10
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	53, 58
Szerokość siedziska między boczками (cm)	szer. siedziska + 12 cm
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	43, 46, 49, 53, 56, 60
Wysokość oparcia pleców (cm)	53, 57
Wysokość wózka bez zagłówka (cm)	102 - 115
Długość podudzia (cm)	37 - 51
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	17 - 28
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6
Przednia wysokość siedziska bez poduszki (cm)	46, 51, 56
Szerokość całkowita wózka (cm)	68 - 92
Długość całkowita wózka z/bez podnóżkami (cm)	115/ 85
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	130/84

Wysokość wózka do transportu (cm)	65
Rozmiar kółek przednich	10"
Rozmiar kółek tylnych	14"
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	6
Promień skrętu (cm)	95
Zasięg* (km)	35
Waga użytkownika (kg)	do 200
Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 73
Moc silników (W)	2 x 300, 2 x 350
Zakres regulacji kąta siedziska	0° do + 10°/ 0° do +18°(e)
Zakres regulacji kąta oparcia	-10° do +30°/ -10° do +50°(e)
(e) opcja regulacji elektrycznej	

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

iCHAIR SKY

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

CE & MEYRA®

model: 1.620



pionizacja
użytkownika

CECHY PRODUKTU:

- wózek ze środkowym napędem
- regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej
- pionizacja użytkownika z każdej pozycji (siedząca, leżąca, półleżąca)
- elektryczna regulacja kąta siedziska do 40°
- automatyczne dopasowanie się siedziska podczas regulacji kąta siedziska i oparcia
- podnóżek centralny
- komfortowa tapicerka siedziska standardowego
- mocne silniki 2x350W
- wysokiej klasy elektronika R-Net z wyświetlaczem LCD, Bluetooth i IR
- tylne koło podporowe na amortyzacji
- oświetlenie drogowe z kierunkowskazami

OPCJE:

- prędkość 10 km/h
- podnóżek centralny z elektryczną regulacją długości podudzia
- mocniejsze akumulatory bezobsługowe
- szeroka oferta sterowań niestandardowych (broda, palec, mini joystick)
- bogate wyposażenie opcji dodatkowych

Prędkość max (km/h)	6/10	Waga wózka z/ bez akumulatorami (kg)	173/133
Szerokość siedziska po tapicerce (między pelotami) (cm)	43 (regulacja 40 - 48)	Wysokość wózka do transportu (cm)	108-115
	48 (regulacja 45 - 53)	Rozmiar kółek przednich	6" - 7"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	40, 42,5, 45, 47,5, 50, 52,5	Rozmiar kółek tylnych	14"
Wysokość oparcia pleców (cm)	54	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	6
Wysokość całkowita wózka (cm)	108 - 115	Promień skrętu (cm)	64
Długość podudzia (cm)	25 - 43,5	Zasięg* (km)	do 40
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	20 - 35	Waga użytkownika (kg)	do 140
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 60, 2 x 74
Przednia wysokość siedziska (cm)	45, 48,5, 52	Moc silników (W)	2 x 350
Szerokość całkowita wózka (cm)	64	Zakres regulacji kąta siedziska	0° do 40°/ funkcja pionizacji
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm)	109,5	Zakres regulacji kąta oparcia	+90° do +180°
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	108/65		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

iCHAIR MC S

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

CE & MEYRA®

model: 1.616



CECHY PRODUKTU:

- kompaktowy wózek pokojowo-terenowy
- prędkość 6 km/h
- amortyzacja tylna
- szerokość siedziska 30 - 40 cm
- regulacja głębokości siedziska w zakresie 30 - 40 cm
- ręczna regulacja kąta siedziska i oparcia
- podnóżek zdejmowany i odchylany
- stopień podnóżka jednoczęściowy
- oświetlenie
- koła przednie 8" lub 9"
- koła tylne 12,5"

OPCJE:

- prędkość 10 km/h
- elektryczna regulacja kąta siedziska i oparcia
- elektryczna regulacja wysokości siedziska (+20)
- podnóżek centralny
- sterowanie dla opiekuna
- specjalne system sterowania oraz końcówki joysticka
patrz: sterowanie niestandardowe)

Prędkość max (km/h)	6/10	Wysokość wózka do transportu (cm)	61
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	30, 34, 38	Rozmiar kółek przednich	8" lub 9"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	szerokość siedziska + 6 cm	Rozmiar kółek tylnych	12,5"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	30, 33, 37, 40	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	6
Wysokość oparcia pleców (cm)	39, 44	Promień skrętu (cm)	84
Wysokość całkowita wózka (cm)	89 - 92,5	Zasięg* (km)	40
Długość podudzia (cm)	25 - 35	Waga użytkownika (kg)	do 75
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	18 - 25	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 45, 2 x 73
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Moc silników (W)	2 x 180, 2 x 300
Przednia wysokość siedziska (cm)	42, 44, 45,5/ 43,5, 45, 47	Zakres regulacji kąta siedziska	0° do +10°/ 0° do +22° (e)
Szerokość całkowita wózka (cm)	58	Zakres regulacji kąta oparcia	-10° do +30°/-10° do +35° (e)
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	97/79	(e) opcja regulacji elektrycznej	
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	89/45		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

iCHAIR MEYLIFE

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

CE & MEYRA®

model: 1.650



CECHY PRODUKTU:

- prędkość 6 lub 10 km/h
- silniki 2x350W
- pełna, niezależna amortyzacja wszystkich kół
- niezależna regulacja wymiarów siedziska oraz oparcia pleców
- waga użytkownika do 160kg
- szerokość siedziska 38, 43, 48 i 53 cm
- głębokość siedziska od 40 do 55 cm
- kółka przednie 9" lub 10"
- wysokość siedziska już od 40 cm
- koła tylne 12" lub 14"
- elektryczna regulacja wysokości siedziska (winda) do +30 cm
- nowy kształt poduszek siedziska
- nowy system blokady podnóżków
- nowy model pełnego oświetlenia LED
- kumulatory 80Ah
- elektronika R-Net z kolorowym wyświetlaczem LCD

OPCJE:

- biomechaniczny mechanizm dla oparcia pleców, zagłówka oraz podłokietników
- nowy model podnóżków z elektryczną regulacją kąta
- elektronika R-Net z dużym (3,5") wyświetlaczem LCD z Bluetooth i IR oraz czujnikiem zmierzchu
- uchwyt joysticka odchylany na bok, z możliwością regulacji wysokości i głębokości
- poduszki udowe dla ustabilizowania ułożenia nóg

Prędkość max (km/h)	6/10	Waga wózka (kg)	133
Szerokość siedziska (cm)	38 - 53	Rozmiar kółek przednich	9", 10"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	40 - 55	Rozmiar kółek tylnych	12,5", 14"
Wysokość oparcia pleców (cm)	50 - 60	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	7
Wysokość wózka bez zagłówka (cm)	w zależności od siedziska	Promień skrętu (cm)	94
Długość podudzia w zależności od poduszki (cm)	34 - 48	Zasięg* (km)	do 35
Wysokość podłokietnika od płyty siedziska (cm)	22 - 38	Waga użytkownika (kg)	do 160
Przednia wysokość siedziska bez poduszki, kąt siedziska 0° (cm)	40 - 50	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 50
Szerokość całkowita wózka (cm)	64 - 82	Moc silników (W)	2x350
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm)	112 - 122	Zakres elektrycznej regulacji kąta siedziska	0° do 30°
		Zakres elektrycznej regulacji kąta oparcia	0° do 80°

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

OPTIMUS 2

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

CE & MEYRA®

model: 3.322



CECHY PRODUKTU:

- wózek elektryczny terenowy z przednim napędem
- komfortowy fotel profilowany
- płynna regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej
- regulacja skokowa kąta siedziska
- pełna amortyzacja i oświetlenie
- koła z ogumieniem bieżnikowanym i aluminiową felgą
- podłokietniki odchylane z regulacją kąta i wysokości
- odchylane i zdejmowane podnóżki
- płynna regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej (siedzisko ErgoStar)
- regulacja podpory odcinka lędźwiowego (siedzisko ErgoStar)

OPCJE:

- prędkość 15 km/h
- akumulatory żelowe 125 Ah
- różnorodność siedzisk anatomicznych
- duży wybór końcówek joysticka
- elektryczna regulacja kąta oparcia i siedziska
- dodatkowe sterowanie dla opiekuna
- pas bezpieczeństwa
- zagłówek i stolik terapeutyczny
- boczek z osłoną ubrania
- rozbudowana elektronika z wyświetlaczem LCD
- podnóżki z ręczną lub elektryczną regulacją kąta

Prędkość max (km/h)	6/10/15	Wysokość wózka do transportu (cm)	72 - 80
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	50 (ErgoStar)	Rozmiar kółek przednich	14"
Szerokość siedziska między boczками (cm)	43, 48 (ErgoSeat) + 12 cm	Rozmiar kółek tylnych	13"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	50 (ErgoStar)	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	11
Wysokość oparcia pleców (cm)	64 (ErgoStar)	Promień skrętu (cm)	120
Wysokość całkowita wózka (cm)	122 - 125	Zasięg* (km)	do 70
Długość podudzia : min/ max (cm)	38 - 40	Waga użytkownika (kg)	do 150
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	19 - 25	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 79, 2 x 107, 2 x 125
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Moc silników (W)	1x 950
Przednia wysokość siedziska bez poduszki (cm)	58/ 61	Zakres regulacji kąta siedziska	+4° do +12°/5° do +20° (e)
Szerokość całkowita wózka (cm)	68	Zakres regulacji kąta oparcia	Ergostar do 180°
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	116/103	(e) opcja regulacji elektrycznej	ErgoSeat 0° do 30°/-10° do +50° (e)
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	150/105		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

W4026 MINI

wózek inwalidzki
o napędzie elektryczny typu skuter



nr katalogowy: **W4026**



CECHY PRODUKTU:

- wózek inwalidzki drogowy typu SKUTER
- łatwa obsługa; prosty i intuicyjny panel sterowania
- innowacyjny design
- łatwy demontaż akumulatorów
- możliwość ładowania akumulatorów po wymontowaniu z wózka
- łatwe składanie wózka do transportu bez konieczności użycia kluczy
- oświetlenie drogowe
- zderzaki chroniące przed uderzeniem obudową wózka
- kółka 9"; felga aluminiowa
- regulacja wysokości siedziska
- siedzisko obrotowe z blokadą
- siedzisko z odchylanymi podłokietnikami
- regulacja kąta kolumny kierowniczej
- koszyk na zakupy montowany na kolumnie kierowniczej

Prędkość max (km/h)	7	Prześwit (cm)	5,5
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	41	Wysokość wózka do transportu (cm)	54
Szerokość siedziska między boczками (cm)	41-51	Rozmiar kółek przednich	9"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	39	Rozmiar kółek tylnych	9"
Wysokość oparcia pleców (cm)	37	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	5
Wysokość całkowita wózka (cm)	102	Promień skrętu (cm)	165
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	17	Zasięg* (km)	18
Wysokość siedziska (cm)	39	Waga użytkownika (kg)	120
Szerokość całkowita wózka (cm)	64	Pojemność akumulatorów (Ah)	2x20
Długość całkowita wózka (cm)	110	Moc silników (W)	200
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	68/64		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

MINI II

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym



nr katalogowy: **DRVKOO**



CECHY PRODUKTU:

- modułowa budowa
- łatwa obsługa, intuicyjny panel sterowania
- innowacyjny design
- obrotowy fotel ze składanym oparciem
- łatwy demontaż akumulatorów
- możliwość ładowania akumulatorów po wymontowaniu z wózka
- łatwe składanie wózka do transportu bez użycia kluczy
- elementy odblaskowe
- regulacja wysokości siedziska
- zderzaki chroniące przed uderzeniem obudową wózka
- koła przednie: 8"
- koła tylne: 8"
- koszt zakupowy

Prędkość max (km/h)	6	Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	43,2/34,5
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	42	Rozmiar kółek przednich	8"
Szerokość siedziska między podłokietnikami (cm)	42 - 62	Rozmiar kółek tylnych	8"
Głębokość siedziska (cm)	37	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	4,5
Wysokość oparcia pleców (cm)	32	Promień skrętu (cm)	115
Wysokość całkowita wózka (cm)	88	Zasięg* (km)	12
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	21,5	Maksymalna waga użytkownika (kg)	136
Szerokość całkowita wózka (cm)	49	Pojemność akumulatorów (Ah)	12
Długość całkowita wózka (cm)	103	Moc silników (W)	270

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

W4025 RIDER II

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym



nr katalogowy: **W4025**



CECHY PRODUKTU:

- obrotowy fotel regulowany w płaszczyźnie poziomej
- regulacja kąta nachylenia oparcia
- regulowany kąt ustawienia kierownicy
- pełne oświetlenie drogowe (LED)
- komplet lusterek wstecznych
- koszyk zakupowy
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- zagłówki
- hamulce elektromagnetyczne
- zderzak przedni i tylny
- sprzęgło umożliwiające odłączanie napędu elektrycznego
- kompaktowe gabaryty
- koła przednie: 11,5"
- tylne koła: 11,5"
- uchwyt na kule

Prędkość max (km/h)	12	Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	92/60
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	46	Wysokość wózka do transportu (cm)	64
Szerokość siedziska między podłokietnikami (cm)	52 - 62	Rozmiar kółek przednich	11,5"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	42	Rozmiar kółek tylnych	11,5"
Wysokość oparcia pleców (cm)	51	Prześwit (cm)	10
Wysokość całkowita wózka (cm)	108	Promień skrętu (cm)	124
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	20	Zasięg* (km)	25
Wysokość siedziska (cm)	45	Maksymalna waga użytkownika (kg)	120
Szerokość całkowita wózka (cm)	60	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 40
Długość całkowita wózka (cm)	127	Moc silników (W)	400

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

W4028 CRUISER II

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym



nr katalogowy: **W4028**



CECHY PRODUKTU:

- nowoczesny design
- obrotowy fotel, regulowany w płaszczyźnie poziomej
- regulacja kąta nachylenia oparcia
- regulowany kąt ustawienia kierownicy
- komplet lusterek wstecznych
- koszyk zakupowy
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- zagłówki
- pełne oświetlenie drogowe
- hamulce elektromagnetyczne
- sprzęgło umożliwiające odłączanie napędu elektrycznego
- przedni i tylny zderzak
- koła przednie: 13"
- tylne koła: 13"
- pełna amortyzacja (4 amortyzatory)
- uchwyt na kule

Prędkość max (km/h)	15	Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	134/99
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	47	Wysokość wózka do transportu (cm)	64
Szerokość siedziska między podłokietnikami (cm)	49 - 58	Rozmiar kółek przednich	13"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	43,5	Rozmiar kółek tylnych	13"
Wysokość oparcia pleców (cm)	50	Prześwit (cm)	11
Wysokość całkowita wózka (cm)	112	Promień skrętu (cm)	165
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	19	Zasięg* (km)	30
Wysokość siedziska (cm)	53	Waga użytkownika (kg)	140
Szerokość całkowita wózka (cm)	64	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 55
Długość całkowita wózka (cm)	148	Moc silników (W)	800

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

CITYLINER 409

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym



model: 1.254



CECHY PRODUKTU:

- alufelgi
- 2 x lusterka
- regulwana i blokowana kolumna kierownicy
- komfortowe siedzisko z regulacją kąta oparcia, regulacją głębokości i obracane o 360°
- regulacja szerokości siedziska poprzez płynną regulację podłokietników
- bardzo prosta i intuicyjna obsługa
- dwustronne dźwignie do obsługi palcem lub kciukiem
- mechaniczne zwolnienia hamulca sprężynowego
- prosty w obsłudze panel sterujący z regulatorem prędkości
- oświetlenie LED w tym: kierunkowskazy, światła awaryjne i stop
- płynna regulacja prędkości maksymalnej
- klakson
- ładowarka

Prędkość max (km/h)	8	Wysokość wózka do transportu (cm)	60
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	45	Rozmiar kółek przednich (cm)	26
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	45 - 67	Rozmiar kółek tylnych (cm)	26
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	41	Przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	6
Wysokość oparcia pleców (cm)	45	Promień skrętu (cm)	150
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	16 - 240	Zasięg* (km)	35
Przednia wysokość siedziska (cm)	66	Maksymalna waga użytkownika (kg)	136
Szerokość całkowita wózka (cm)	61	Pojemność akumulatorów	12Ah 2 x 35Ah
Długość całkowita wózka (cm)	120	Moc silników (W)	210
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	91/72		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

CITYLINER 510

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

CE & MEYRA®

model: 1.264



CECHY PRODUKTU:

- alufelgi
- 2 x lusterka
- regulowana i blokowana kolumna kierownicy
- kasetowa budowa ramy wózka
- komfortowe siedzisko z regulacją kąta oparcia, regulacją głębokości i obracane o 360°
- regulacja szerokości siedziska poprzez płynną regulację podłokietników
- bardzo prosta i intuicyjna obsługa
- dwustronne dźwignie do obsługi palcem lub kciukiem
- mechaniczne zwolnienia hamulca sprężynowego
- prosty w obsłudze panel sterujący z regulatorem prędkości
- oświetlenie LED w tym: kierunkowskazy, światła awaryjne i STOP
- automatyczna redukcja prędkości przy pokonywaniu zakrętów
- opcja dodatkowa podgrzewanego fotela
- amortyzowany system siedziska
- płynna regulacja prędkości maksymalnej
- klakson
- ładowarka

Prędkość max (km/h)	6 lub 10	Wysokość wózka do transportu (cm)	60
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	45	Rozmiar kółek przednich (cm)	26
Szerokość siedziska między boczkaami (cm)	45 - 67	Rozmiar kółek tylnych (cm)	26
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	41	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	6
Wysokość oparcia pleców (cm)	45	Promień skrętu (cm)	150
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	16/24	Zasięg* (km)	35
Przednia wysokość siedziska (cm)	66	Maksymalna waga użytkownika (kg)	165
Szerokość całkowita wózka (cm)	61	Pojemność akumulatorów	12Ah 2 x 50Ah
Długość całkowita wózka (cm)	120	Moc silników (W)	400
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	93/72		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

STREET WARRIOR Q1-10

wózek inwalidzki
z napędem przednim



nr katalogowy: **Q1-10**

CECHY PRODUKTU:

- możliwość montażu do przedniej ramy przy wózku na stałej ramie lub za pomocą specjalnego adaptera do wózka krzyżakowego

Poniższe zdjęcie jest zdjęciem poglądowym.



Prędkość max (km/h)	20
Zasięg (km)	30
Średnica koła przedniego	10"
Moc silnika (W)	500
Pojemność akumulatorów	36V/12Ah(lit.)
Waga dostawki (kg)	14

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

STREET WARRIOR Q2-16

wózek inwalidzki
z napędem przednim



nr katalogowy: **Q2-16**

CECHY PRODUKTU:

- możliwość montażu zarówno do wózka na stałej ramie (montaż do ramy przedniej) lub za pomocą specjalnego adaptera do wózków składanych krzyżakowo

Poniższe zdjęcie jest zdjęciem poglądowym.



Prędkość max (km/h)	28
Zasięg (km)	30
Średnica koła przedniego	16"
Moc silnika (W)	400
Pojemność akumulatorów	36V/16Ah(lit.)
Waga dostawki (kg)	22

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

WAY

wózek inwalidzki specjalny z napędem tylnym

nr katalogowy: **DRVKOM****CECHY PRODUKTU:**

- napęd wspomagający poruszanie się wózkiem
- napęd tylny, mocowany do osi kół tylnych przy wózkach na stałej ramie, lub za pomocą specjalnej sztangi do wózków składanych krzyżakowo

Poniższe zdjęcie jest zdjęciem poglądowym.



Prędkość max (km/h)	7,5
Zasięg (km)	15
Średnica koła	10"
Moc silnika (W)	400
Pojemność akumulatorów	24V/6,6Ah(lit.)
Waga dostawki (kg)	7

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

DODATAKI I OPCJE

wózki Meyra w zależności od modelu



Siedzisko standardowe
kod 738/737



Oparcie pleców z napiętością
pasami kod 736



Siedzisko Ergostar
kod 961/24



Siedzisko Ergoseat
kod 948/949



Siedzisko Recaro



Podnóżek standardowy
jednocześciowy kod 93



Podnóżek z ręczną regulacją
kąta, podnóżek dzielony kod 92



Podnóżek z elektryczną
regulacją kąta kod 86



Stopień podnóżka
centralny



Winda
kod 27



Regulacja kąta nachylenia
oparcia kod 25



Regulacja kąta nachylenia
siedziska kod 118



Panel sterujący VR2
kod 408



Panel sterujący R-NET
kod 415



Panel sterujący R-NET
z wyświetlaczem LCD kod 416



Panel sterujący R-NET z
wyświetlaczem LCD, bluetooth,
IR, czujnik zmierzchu kod 398



Boczek i podłokietnik
standardowy kod 106



Podłokietnik wydłużony
kod 21




Podłokietnik wgłębiony
kod 4960



Podłokietnik profilowany dla
Hemiplegików kod 702/415



Moduł OMNI
kod 839



Sterowanie brodą odchylanie
ręcznie lub elektrycznie kod 702/415



Sterowanie dla opiekuna
kod 4789



Touchdrive sterowanie
palcem kod 702/415



Końcówka joysticka
- grzybek **kod 4589**



Końcówka joysticka



Końcówka joysticka
kod 556



Końcówka joysticka



Końcówka joysticka
kod 734



Końcówka joysticka
- piłka twarda **4590**



Końcówka joysticka - młoteczek
kod 4591



Uchwyt na kule
kod 970



Uchwyt na telefon
kod 782



Peloty boczne
Ergoseat Pro



Pas biodrowy
kod 833



Zaglówek do Ergoseat
kod 913



Poduszka zwężająca
siedzisko **kod 959**



Klin krokowy twardy
kod 590



Klin krokowy miękki
z poduszką siedziska **kod DK-2**



Śpiwór
kod 3075902



Pasy odwodzące nogi
DK-1



Kamizelka stabilizująca
kod OD-6



Pas 4-ro punktowy
kod OD-7



Ocieplacz na nogi
kod DW-10



Stolik mocowany na
podłokietniki **kod 930**



Peloty boczne
kod 954/957

WSKAZANIA:

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym PCBL1220/1420 Scrubby, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym PCBL1600/1800 Modern, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym W1018 Limber, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym PCBL1610/1810 De Luxe, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym PCBL1620/1820 De Luxe Lift, Hero Stand Up wózek inwalidzki z napędem elektrycznym z funkcją pionizacji, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym jest urządzeniem poprawiającym jakość życia, zaprojektowanym w celu zapewnienia mobilności. **Multiplus Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym** Wyrób przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, ze schorzeniami narządu ruchu w celu zwiększenia ich mobilności. Gdy występują: ograniczona siła mięśni lub jej zanik, ograniczony zasięg ruchu, ograniczona stabilność tułowia i ciała, inne zaburzenia neurologiczne wymagające wsparcia.

WSKAZANIA/PRZECIWWSKAZANIA:

OPTIMUS 2 wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, model 2.322 W przypadku wystąpienia podczas używania elektrycznego wózka inwalidzkiego reakcji alergicznych, zaczerwienienia skóry lub/i odleżyn należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Korzystanie z wózka inwalidzkiego jest zasadne przy następujących wskazaniach: niemożność chodzenia lub mocno ograniczona zdolność chodzenia, utrudniająca podstawową potrzebę opuszczenia mieszkania, aby udać się na krótki spacer na świeżym powietrzu lub podjechać do miejsc znajdujących się w pobliżu mieszkania i załatwić codzienne sprawy. Używanie elektrycznego wózka inwalidzkiego jest wskazane w sytuacji, gdy wskutek niepełnosprawności nie jest możliwe korzystanie z wózków inwalidzkich z napędem ręcznym, natomiast nie ma przeszkód w korzystaniu z wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym. **Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym model 1.054 iTravel, iTravel Carbon elektroniczny podróży wózek inwalidzki, model 1.074** W przypadku wystąpienia podczas używania elektrycznego wózka inwalidzkiego reakcji alergicznych, zaczerwienienia skóry lub/i odleżyn należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Aby uniknąć alergii wskutek kontaktu z elektrycznym podróży wózkiem inwalidzkim, zalecamy jego używanie tylko w ubraniu. Elektryczny podróży wózek inwalidzki ma za zadanie zwiększyć samodzielną mobilność osób, które borykają się z jej ograniczeniem z powodów nieuwarunkowanych stanem zdrowia. Elektryczny podróży wózek inwalidzki nie wolno używać w poniższych przypadkach: kognitywne zaburzenia i niepełnosprawność intelektualna (ID), które wykluczają samodzielne korzystanie z wózka inwalidzkiego, w przypadku osób niewidomych oraz osób z ograniczoną zdolnością widzenia, której nie można skompensować poprzez stosowanie pomocy optycznych lub innych środków pomocniczych i która skutkuje utrudnieniami w życiu codziennym, stosowanie leków ograniczających sprawność (należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty), w okolicznościach, które uniemożliwiają samodzielne używanie modułu sterującego, silne zaburzenia równowagi lub percepcji, niezdolność utrzymania pozycji siedzącej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat powyższych i innych zagrożeń związanych z posiadanym elektrycznym wózkiem inwalidzkim, prosimy zwrócić się do lekarza, terapeuty lub specjalistycznego sprzedawcy. **Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, model 1.650 iCHAIR MEYLIFE, iCHAIR SKY wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym model 1.620, iCHAIR SKY wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym model 1.620, iCHAIR MC2 RS wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym; model 1.615, iCHAIR MC3 wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym; model 1.612, iCHAIR MC2 wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym; model 1.611, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, model 1.610 iCHAIR MC1 LIGHT, iCHAIR MC S wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym; model 1.616, iCHAIR XXL wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym; model 1.614, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym model 1.618 iCHAIR Orbit, iCHAIR Front wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym; model 1.613, CLOU wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym; model 9.500** W przypadku wystąpienia podczas używania elektrycznego wózka inwalidzkiego reakcji alergicznych, zaczerwienienia skóry lub/i odleżyn należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Aby uniknąć alergii wskutek kontaktu z elektrycznym wózkiem inwalidzkim, zalecamy jego używanie tylko w ubraniu. Bogaty zakres funkcjonalności elektrycznego wózka inwalidzkiego umożliwia jego zastosowanie w przypadku znacznego lub całkowitego ograniczenia mobilności/zdolności chodzenia przy strukturalnych lub/i funkcjonalnych uszkodzeniach kończyn dolnych (m.in. wskutek amputacji, odniesionych obrażeń, zaburzeń ruchu na podłożu mięśniowo-szkieletowym lub neuronalno-mięśniowo-szkieletowym) spowodowanych np.: paraliżem, utratą kończyn (amputacji nogi), uszkodzeniami/deformacjami kończyn, przykurczem/ uszkodzeniami kończyn, innymi chorobami. Przy podejmowaniu decyzji o nabyciu produktu należy ponadto uwzględnić kondycję fizyczną i psychiczną, wiek osoby niepełnosprawnej, warunki mieszkaniowe i okoliczności prywatne. Każde zastosowanie wózka inwalidzkiego wymaga weryfikacji i przetestowania przez specjalistę (doradcę w zakresie produktów medycznych lub rehabilitacji) oraz dostosowania do indywidualnej utraty mobilności wskutek określonego obrazu klinicznego choroby. Powyższe nie wyklucza sytuacji, gdy osoby, których dotyczy problem wymieniony w przeciwwskazaniach, w poszczególnych przypadkach mogą posiadać kognitywne, charakterologiczne i fizyczne umiejętności, dzięki którym będą mogły korzystać z jednego z wymienionych w zestawieniu modeli wózka inwalidzkiego. Elektryczny wózek inwalidzki nie wolno używać w poniższych przypadkach: kognitywne zaburzenia i niepełnosprawność intelektualna (ID), które wykluczają samodzielne korzystanie z elektrycznego wózka inwalidzkiego. Ograniczona zdolność widzenia, której nie można skompensować poprzez stosowanie pomocy optycznych lub innych środków pomocniczych i która skutkuje utrudnieniami w życiu codziennym. Stosowanie leków ograniczających sprawność (należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty). W okolicznościach, które uniemożliwiają samodzielne używanie modułu sterującego. Silne zaburzenia równowagi lub percepcji. Niezdolność utrzymania pozycji siedzącej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat powyższych i innych zagrożeń związanych z posiadanym elektrycznym wózkiem inwalidzkim, prosimy zwrócić się do lekarza, terapeuty lub specjalistycznego sprzedawcy. Stosowanie leków ograniczających sprawność (należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty).

- W okolicznościach, które uniemożliwiają samodzielne używanie modułu sterującego.
- Silne zaburzenia równowagi lub percepcji.
- Niezdolność utrzymania pozycji siedzącej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat powyższych i innych zagrożeń związanych z posiadanym elektrycznym wózkiem inwalidzkim, prosimy zwrócić się do lekarza, terapeuty lub specjalistycznego sprzedawcy.

WSKAZANIA:

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym typu skuter W4026 Mini, Mini II Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym W4028 Cruiser II, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym W4025 Rider II Wyrób przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, ze schorzeniami narządu ruchu w celu zwiększenia ich mobilności.

WSKAZANIA/PRZECIWWSKAZANIA

CITYLINER 409 Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, model 1.254, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym model 1.264 - Skuter Cityliner 510 W przypadku wystąpienia podczas używania skutera inwalidzkiego reakcji alergicznych, zaczerwienienia skóry lub/i odleżyn należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Aby uniknąć alergii wskutek kontaktu ze skuterem inwalidzkim, zalecamy jego używanie tylko w ubraniu. Skuter inwalidzki ma za zadanie zwiększyć samodzielną mobilność osób, które borykają się z jej ograniczeniem z powodów nieuwarunkowanych stanem zdrowia. Skutera inwalidzkiego nie wolno używać w poniższych przypadkach:

- Niezdolność utrzymania pozycji siedzącej.
- Ubytki kończyn górnych i dolnych, których nie można zrekompensować protezami.
- W przypadku osób niewidomych oraz osób z ograniczoną zdolnością widzenia, której nie można skompensować poprzez stosowanie pomocy optycznych lub innych środków pomocniczych i która skutkuje utrudnieniami w życiu codziennym.
- Kognitywne zaburzenia i niepełnosprawność intelektualna (ID), które wykluczają samodzielne korzystanie ze skutera inwalidzkiego.
- Stosowanie leków ograniczających sprawność (należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty).
- Silne zaburzenia równowagi lub percepcji.
- Usztywnienia stawów w ramionach i nogach, które uniemożliwiają bezpieczne używanie skutera inwalidzkiego.
- W okolicznościach, które uniemożliwiają samodzielne używanie modułu sterującego.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat powyższych i innych zagrożeń związanych z posiadanym skuterem inwalidzkim, prosimy zwrócić się do lekarza, terapeuty lub specjalistycznego sprzedawcy.

WSKAZANIA:

Street Warrior wózek inwalidzki z napędem przednim Q1-10, Street Warrior wózek inwalidzki z napędem przednim Q2-16, Wyrób przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, ze schorzeniami narządu ruchu w celu zwiększenia ich mobilności. **WAY wózek inwalidzki specjalny z napędem tylnym** Wózek inwalidzki służy do indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo- mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.





PARAPODIA I PODNOŚNIKI

 **MDH**[®]
Part of MEYRA GROUP



PSLparapodium
statyczne lekkiemodel: **PSL****CECHY PRODUKTU:**

- lekkie, bezpieczne, proste w obsłudze, dające solidne podparcie osobom w nim pionizowanym
- wykonane z lekkich, wytrzymałych materiałów, takich jak profile aluminiowe,
- profile stalowe cienkościenne, łączone ze sobą za pomocą elastycznych i lekkich łączników z tworzywa
- platforma stóp wraz z zapiętkami daje stabilne oparcie
- regulowane wsporniki kolan profilowane anatomicznie
- kosz biodrowy wraz ze wspornikiem pasa piersiowego stabilizuje stawy biodrowe, wsporniki ramion utrzymują tułów pacjenta w pozycji wyprostowanej
- wszystkie punkty parapodium stykające się bezpośrednio z ciałem użytkownika
- zabezpieczone zostały poprzez miękką, hypoalergiczną, trudnopalną, tapicerkę wykonaną z weluru
- cztery kółka wyposażone w hamulce
- zamek ułatwiający samodzielne zamknięcie kamizelki
- dostępne dwie szerokości kamizelki
- opcje dodatkowe: regulowany pod kątem i na wysokość stolik

Kamizelka	Wąska	Szeroka
Szerokość kamizelki (cm)	44	49
Głębokość kamizelki (cm)	34	37
Szerokość urządzenia (cm)	74	74
Długość urządzenia (cm)	100	100
Wysokość urządzenia (cm)	115	115
Wzrost (cm)	150 - 180	150 - 180
Maksymalne obciążenie (kg)	100	100

PST

parapodium statyczne



model: **PST ze stolikiem**, **PSS bez stolika**



CECHY PRODUKTU:

- urządzenie łączy cechy ortozy TLSO+HKAFO
- bardzo dobra stabilizacja przednia i boczna tułowia
- regulacja wysokości, szerokości i środka ciężkości urządzenia,
- elementy płozowe z platformami przyśrodkowymi dla umieszczenia stóp
- łukowate obejmy kolanowe przednie
- otwierany od tyłu pas biodrowy
- płozy zakończone stopkami
- szeroki zakres regulacji
- opcje dodatkowe: pasy stabilizujące stopy, wzmocnione uchwyty kolan, uchwyty nadgarstkowe, klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych, dodatkowe poduszki boczne, element stabilizujący głowę, regulowany pod kątem i na wysokość stolik

Rozmiar	100	125	150	180	200
Szerokość kamizelki (cm)*	21 - 27	25 - 36	29 - 43	37 - 61,5	37 - 61,5
Głębokość kamizelki (cm)*	16,5 - 21	20 - 26	23 - 34	26 - 38	29 - 41
Szerokość urządzenia (cm)	50 - 56	55 - 68	61 - 72	67 - 91	67 - 91
Długość urządzenia (cm)	77 - 97	77 - 97	91 - 115	91 - 115	91 - 115
Wysokość urządzenia (cm)	67 - 85	80 - 99	98 - 124	123 - 160	133 - 170
Wzrost (cm)	85 - 105	105 - 125	125 - 155	155 - 185	185 - 205
Maksymalna waga pacjenta (kg)	20	35	70	90	110

* pomiary bez tapicerki

PARAPODIUM MOBILNE



model: PJMP ze stolikiem, PJM bez stolika



CECHY PRODUKTU:

- stabilna konstrukcja, umożliwiająca lokomocję bez asysty opiekuna
- podstawa jezdna oparta na kółkach skrętnych wyposażonych w hamulec
- urządzenie dostępne w dwóch wariantach kamizelki z i bez wsporników bocznych (wariant bez wsporników przeznaczony dla pacjentów sprawniejszych, nie wymagających wsparcia klatki piersiowej)
- wyposażone w specjalne "majtki" zabezpieczające pacjenta przed upadkiem, w pełni dopasowywane do indywidualnych wymiarów pacjenta, dzięki unikalnemu zakresowi regulacji
- separator kończyn dolnych zapobiegający chodowi szczyrkowemu
- opcje dodatkowe: uchwyty nadgarstkowe, pas tylny, dodatkowe poduszki boczne, regulowany pod kątem i na wysokość stolik

Rozmiar	100	125	150	180	200
Szerokość kamizelki (cm)*	21 - 27	25 - 36	29 - 43	37 - 61,5	37 - 61,5
Głębokość kamizelki (cm)*	16,5 - 21	20 - 26	23 - 34	26 - 38	29 - 41
Szerokość urządzenia (cm)	50 - 58	55 - 67	68 - 83	75 - 102	75 - 102
Długość urządzenia (cm)	82	82	84	84	84
Wysokość urządzenia (cm)	64 - 82	72 - 91	89 - 116	115 - 152	125 - 167
Wzrost (cm)	85 - 105	105 - 125	125 - 155	155 - 185	185 - 205
Maksymalna waga pacjenta (kg)	20	35	70	90	110

* pomiary bez tapicerki

COMBO

parapodium
mobilne

model: PJMC



CECHY PRODUKTU:

- urządzenie złożone z jednej kamizelki oraz dwóch podstaw: statycznej i mobilnej
- w pełni dopasowane do indywidualnych wymiarów pacjenta, dzięki unikalnemu zakresowi regulacji
- stabilna konstrukcja, w której wykorzystano sprawdzone rozwiązania mechaniczne z Parapodium Dynamicznego, pozwala na całkowicie bezpieczne i wygodne przebywanie pacjenta w pozycji wyprostowanej a w miarę postępu procesu rehabilitacji daje możliwość poruszania się
- opcje dodatkowe: pasy stabilizujące stopy, wzmocnione uchwyty kolan, uchwyty nadgarstkowe, klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych, dodatkowe poduszki boczne, regulowany pod kątem i na wysokość stolik

Rozmiar	100	125	150	180	200
Szerokość kamizelki (cm)*	21 - 27	25 - 36	29 - 43	37 - 61,5	37 - 61,5
Głębokość kamizelki (cm)*	16,5 - 21	20 - 26	23 - 34	26 - 38	29 - 41
Szerokość urządzenia (podstawa statyczna) (cm)	50 - 56	55 - 68	61 - 72	67 - 91	67 - 91
Długość urządzenia (podstawa statyczna) (cm)	77 - 97	77 - 97	91 - 115	91 - 115	91 - 115
Wysokość urządzenia (podstawa statyczna) (cm)	67 - 85	80 - 99	98 - 124	123 - 160	133 - 170
Szerokość urządzenia (podstawa mobilna) (cm)	50 - 58	55 - 67	68 - 83	75 - 102	75 - 102
Długość urządzenia (podstawa mobilna) (cm)	82	82	84	84	84
Wysokość urządzenia (podstawa mobilna) (cm)	64 - 82	72 - 91	89 - 116	115 - 152	125 - 167
Wzrost (cm)	85 - 105	105 - 125	125 - 155	155 - 185	185 - 205
Maksymalna waga pacjenta (kg)	20	35	70	90	110

* pomiary bez tapicerki

PD

parapodium dynamiczne



model: PD



CECHY PRODUKTU:

- urządzenie łączy cechy ortozy TLSO+HKAFO typu dynamicznego
- umożliwiające lokomocję (poprzez balans tułowiem) pacjenta z niedowładem kończyn dolnych
- dobra stabilizacja przednia i boczna tułowia
- elementy płozowe z platformami przyśrodkowymi dla umieszczenia stóp (dolny tylny punkt podparcia)
- łukowate obejmy kolanowe przednie (środkowy punkt podparcia)
- otwierany od tyłu pas biodrowy (górny tylny i przedni punkt podparcia)
- bardzo szeroki zakres regulacji umożliwiający jak najlepsze dopasowanie
- urządzenia zapewniając przy tym pełen komfort i bezpieczeństwo pacjenta
- opcje dodatkowe: pasy stabilizujące stopy, wzmocnione uchwyty kolan, uchwyty nadgarstkowe, klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych, pas tylny, dodatkowe poduszki boczne

Rozmiar	100	125	150	180	200
Szerokość kamizelki (cm)*	21 - 29	25 - 35	29 - 43	37 - 61,5	37 - 61,5
Głębokość kamizelki (cm)*	16,5 - 23	20 - 28	23 - 34	26 - 38	29 - 41
Szerokość urządzenia (cm)	42,5 - 58	48 - 68	53 - 83	62 - 99	62 - 99
Długość urządzenia (cm)	58 - 61	64 - 70	83 - 88	83 - 88	83 - 88
Wysokość urządzenia (cm)	66 - 86	77 - 96	93 - 120	118 - 155	128 - 165
Wzrost (cm)	85 - 105	105 - 125	126 - 180	151 - 180	181 - 200
Maksymalna waga pacjenta (kg)	20	35	70	90	110

* pomiary bez tapicerki

SAMSON

podnośnik transportowy z wyposażeniem



nr katalogowy: **DRVFO2**



Chusta ze
stabilizacją głowy



CECHY PRODUKTU:

- rączka sterująca w kształcie litery „U”
- wykończenie: rama malowana proszkowo-epoksydowa
- bardzo łatwy montaż
- sterowanie elektryczne
- jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny
- wyposażony w asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wylądowania baterii
- siłownik certyfikowanego producenta
- koła przednie obrotowe
- koła tylne wyposażone w hamulec
- regulowana szerokość nóg podstawy
- szeroka gama wygodnych w użyciu nosideł (do wyboru) zapewniających właściwą stabilizację pleców: nosidło ze stabilizacją głowy do codziennego użytku, nosidło ze stabilizacją głowy do kąpieli

Długość (cm)	120
Szerokość (cm)	65,5
Rozstaw nóg podstawy (cm)	76,5
Wysokość (cm)	133
Zakres podnoszenia (cm)	55 - 168
Prędkość podnoszenia (cm/s)	3,1
Średnica kół przednich (cm)	7,5
Średnica kół tylnych (cm)	10
Maksymalne obciążenie (kg)	180

DAWID

mini podnośnik transportowy



nr katalogowy: **DRVF123AL1XXP**



CECHY PRODUKTU:

- rama wykonana z wysokiej klasy stali, malowana proszkowo
- bardzo łatwy montaż
- sterowanie elektryczne za pomocą pilota
- jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny
- podnośnik wyposażony w asekuracyjny system mechanizmu opuszczania pacjenta w przypadku wyładowania baterii
- silownik i bateria certyfikowanego producenta
- przednie koła obrotowe, pełne
- tylne koła pełne z hamulcami
- regulowana szerokość podstawy podnośnika
- łatwy system składania podnośnika bez użycia narzędzi
- kompaktowa konstrukcja i wymiary

Długość (cm)	103,5
Szerokość (cm)	53,5 - 84
Wysokość uchwytów (cm)	108
Zakres do prowadzenia (cm)	77-183
Zasilanie	DC 24V 8000 N
Ładowarka	24V-1A
Bateria	DC 24V 5Ah ok 60 cykli na pełnym ładowaniu

Czas ładowania (h)	5
Koła przednie pełne (cm)	7,6
Koła tylne pełne z hamulcami (cm)	10,5
Maksymalne obciążenie (kg)	150
Waga podnośnika (kg)	40
Waga podnośnika z opakowaniem (kg)	46

CAPRI 3

podnośnik
wannowy



nr katalogowy: **3013622**



CECHY PRODUKTU:

- czas ładowania tylko 1 godzina dzięki akumulatorom litowo-jonowo-manganowym umieszczonym w lekkim pilocie sterującym
- łatwy montaż i demontaż na 5 części bez dodatkowych narzędzi
- zdejmowane części elektryczne ułatwiają czyszczenie
- stabilne siedzenie dzięki dobrze wyprofilowanej powierzchni
- powierzchnia siedziska z tworzywa zapobiegającego ześlizgiwaniu
- zastosowane tworzywo z jonami srebra ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości i działa antybakteryjnie
- dostępne jako opcja niebieskie nakładki bakteriostatyczne, antypoślizgowe
- kolor: biały



Długość całkowita (cm)	72,1
Szerokość siedziska bez kłapek bocznych (cm)	37,5
Szerokość siedziska z kłapkami bocznymi (cm)	71
Wysokość oparcia (cm)	68
Szerokość oparcia (cm)	33
Minimalna wysokość siedzenia od podłoża (cm)	6,5
Maksymalna wysokość siedzenia od podłoża (cm)	42

Największe nachylenie oparcia	40°
Maksymalne obciążenie (kg)	140
Ciężar całkowity (kg)	11,9
Ciężar oparcia (kg)	3,7
Ciężar siedziska (kg)	6,8
Ciężar podstawy (kg)	2,2
Ciężar pilota sterującego (kg)	0,47

HERO

pionizator
mobilny



nr katalogowy: **DRVLOF**



CECHY PRODUKTU:

- rama stalowa
- demontowalne oparcie wózka
- perforowana tapicerka z ekoskóry
- zagłówki z regulacją wysokości
- przednia barierka zabezpieczająca
- pas stabilizujący klatkę piersiową z regulacją długości
- stabilizujący pas biodrowy z regulacją długości
- uchylne podłokietniki z regulacją wysokości
- uchylne i demontowalny podnóżek z regulacją wysokości
- pas zapiętkowy
- regulowany uchwyt kolan
- tylne kółka antywywrotne
- dodatkowe przednie kółka stabilizujące
- hamulce ręczne z regulacją siły docisku
- tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- przednie koła pełne, rozmiar 8"
- regulowana wysokość ustawienia kół przednich i tylnych
- ręczki dla prowadzącego
- pilot do sterowania

	M	L	XL
Długość wózka (cm)	110	113	113
Szerokość wózka (cm)	63	67	71
Wysokość wózka (cm)	96,5	98	98
Głębokość wózka (cm)	42,5	45,5	48
Szerokość siedziska (cm)	42	46	50
Wysokość oparcia (cm)	45	52	54
Maksymalne obciążenie (kg)	120	120	120

ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK TOALETOWY PACJENTA



nr katalogowy: **BMW02**



CECHY PRODUKTU:

- malowana na biało, stalowa rama
- elektryczna regulacja wysokości siedziska
- siedzisko wyposażone w otwór toaletowy
- zamknięcie oparcia metalowym zamkiem
- siedzisko ruchome - dzieli się na dwie części
- miękkie podparcie dla pleców
- podnóżki plastikowe, uchylne
- wszystkie koła pełne
- przednie koła z hamulcami

Długość całkowita (cm)	75
Szerokość całkowita (cm)	54,5
Wysokość wózka (cm)	124
Szerokość siedziska (cm)	44,5
Głębokość siedziska (cm)	35
Wysokość najazdowa siedziska (cm)	39 - 64,5

Średnica przednich kółek (cm)	7,5
Średnica tylnych kółek (cm)	5
Wysokość ramion jezdnych z kółkami (cm)	11
Waga podnośnika (kg)	24,3
Maksymalna waga pacjenta (kg)	135

ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK TOALETOWY PACJENTA



nr katalogowy: **BMW01**



CECHY PRODUKTU:

- malowana na biało, stalowa rama
- elektryczna regulacja wysokości siedziska
- siedzisko wyposażone w otwór toaletowy
- zamknięcie oparcia metalowym zamkiem
- siedzisko ruchome - dzieli się na dwie części
- miękkie podparcie dla pleców
- podnóżki plastikowe, uchylne
- wszystkie koła pełne
- przednie koła z hamulcami

Długość całkowita (cm)

75

Średnica przednich kółek (cm)

7,5

Szerokość całkowita (cm)

54,5

Średnica tylnych kółek (cm)

5

Wysokość wózka (cm)

124

Wysokość ramion jezdnych z kółkami (cm)

11

Wysokość najazdowa siedziska (cm)

29 - 54

Waga podnośnika (kg)

20,2

Maksymalna waga pacjenta (kg)

135

WSKAZANIA:

PSL Głównym przeznaczeniem urządzenia jest pionizacja pacjenta, stabilizacja kończyn dolnych i tułowia osób o wzroście 150 do 180 cm oraz uwolnienie kończyn górnych od funkcji podporczej, porażenia oraz niedowładów kończyn - w uszkodzeniach urazowych, wadach wrodzonych, schorzeniach nabytych rdzenia kręgowego od poziomu C4 dystalnie, zaburzenia funkcji motorycznych - porażenia, niedowład, postępujące dystrofie mięśniowe.

PST Urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe przydatne dla pacjentów z paraplegią, tetraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD.

Parapodium mobilne Zaprojektowane w celu umożliwienia poruszania się pacjentom z zaburzeniami równowagi lub/i częściowo sprawnymi kończynami dolnymi.

Parapodium Mobilne Combo przeznaczone jest dla pacjentów chcących korzystać z możliwości jakie daje Parapodium Statyczne i Mobilne. Urządzenie sprawdza się u pacjentów o różnym stopniu i typie dysfunkcji. Stanowi także dobre rozwiązanie dla ośrodków stosujących szeroki wachlarz terapii dla różnych grup pacjentów.

PD Urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe, szczególnie dla pacjentów z paraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD. Umożliwia szeroko rozumianą rehabilitację poprzez pionizację oraz samodzielną lokomocję pacjenta bez pomocy osób trzecich.

Pionizator mobilny, wersja Hero Pionizator mobilny marki Vitea Care (wersja Hero) może być stosowany u pacjentów z wrodzonym lub nabytym porażeniem kończyn dolnych, dystrofią mięśniową, udarze a także stwardnieniem zanikowym bocznym. Może służyć również przy profilaktyce występowania odleżyn.

SAMSON Podnośnik transportowy z wyposażeniem Podnośnik transportowy Samson jest przeznaczony do przenoszenia jednorazowo tylko jednego pacjenta. Przy podnoszeniu i dla bezpieczeństwa podczas transportu pacjent powinien znajdować się pod nadzorem przeszkolonego opiekuna. Do manewrowania podnośnikiem każdorazowo służy uchwyt do pchania. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom podnośnik przeznaczony jest dla: pacjentów z paraparezą - niedowładem kończyn dolnych, paraplegią- obejmującą kończyny dolne, paraliżem, utratą kończyn, niewydolnością układu krążenia, zmniejszeniem ruchomości stawów i osłabieniem siły mięśniowej, podnośnik może być również stosowany w przypadku opieki nad osobami starszymi.

DAWID Mini podnośnik transportowy Mini podnośnik transportowy z wyposażeniem „Dawid” przeznaczony jest do przenoszenia jednorazowo tylko jednego pacjenta. Przy podnoszeniu i dla bezpieczeństwa podczas transportu pacjent powinien znajdować się pod nadzorem przeszkolonego opiekuna. Do manewrowania podnośnikiem każdorazowo służy uchwyt do pchania. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom podnośnik przeznaczony jest dla: pacjentów z paraparezą - niedowładem kończyn dolnych, pacjentów z paraplegią - obejmującą kończyny dolne, pacjentów z paraliżem, pacjentów z utratą kończyn, pacjentów z niewydolnością układu krążenia, pacjentów ze zmniejszeniem ruchomości stawów i osłabieniem siły mięśniowej, osób starszych wymagających specjalistycznej opieki domowej lub profesjonalnej.

Capri 3 podnośnik wannowy Znaczne upośledzenie funkcjonalności/lub brak funkcjonalności kończyn górnych i/lub dolnych, gdy nie jest już możliwe samodzielne wchodzenie i wychodzenie z wanny lub siadanie i wstawanie. Konieczne jest wystarczająco zachowane panowanie nad tułowiem i szczątkowa funkcjonalność kończyn. Następstwa przewlekłych chorób z ograniczeniami funkcjonalnymi dolnych i/lub górnych kończyn, które nie pozwalają na samodzielną kąpiel jednak, gdy dzięki zastosowaniu podnośnika wannowego w dużej mierze możliwa jest samodzielna kąpiel, a inne akcesoria wspomagające przy kąpielu nie są wystarczające by zrekompensować niepełnosprawność.

ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK TOALETOWY PACJENTA Sprzęt pomocniczy przeznaczony jest dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu, ułatwiający (najazd nad sedes) lub w ograniczonym zakresie do transportu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi wewnątrz pomieszczeń.



SPRZĘT PRZECIWODLEŻYNOWY

REST


nr katalogowy: **DRVCT**

poduszka przeciwoleżynowa pneumatyczna




CECHY PRODUKTU:

- nowatorskie, opatentowane rozwiązanie: połączenie pianki leniwej z komorami powietrznymi. System odciążenia zapewniający odpowiedni rozkład obciążeń co zapobiega podrażnieniom skóry otarciom i powstawaniu ran odleżynowych
- pokrycie wykonane z oddychającej perforowanej dzianiny zapewniającej komfort użytkowania, łatwe w konserwacji (możliwość zdjęcia pokrowca)
- wkładka antypoślizgowa zapobiegająca zsuwaniu się poduszki z siedziska
- możliwość regulacji ciśnienia w przestrzeniach powietrznych zapewniająca regulację miękkości i wysokości poduszki i jej dopasowanie do ciała
- zawór pompujący i upuszczający powietrze bez konieczności użytkowania dodatkowej pompki



Długość (cm)	38	40	45
Szerokość (cm)	40	40	40
Wysokość (cm)	8	8	8
Maksymalne obciążenie (kg)	150	150	150

COMFYpoduszka przeciwodłęzynowa
pneumatycznanr katalogowy: **DRV7****CECHY PRODUKTU:**

- poduszka wykonana z elastycznych komór połączonych ze sobą, napełnianych powietrzem przy pomocy pompki
- pokrycie wykonane z oddychającej perforowanej dzianiny zapewniającej komfort użytkowania, łatwe w konserwacji (możliwość zdjęcia pokrowca)
- powierzchnia antypoślizgowa zapobiega zsuwaniu się poduszki z siedziska
- możliwość regulacji ciśnienia w przestrzeniach powietrznych zapewniająca regulację miękkości i wysokości poduszki i jej dopasowanie do ciała
- dostępne dwa warianty: poduszka z jednym zaworem i połączonymi komorami, poduszka z dwoma zaworami i dwoma sekcjami komór (możliwość napełnienia w różnym stopniu przodu i tyłu poduszki)

Wysokość (cm)

6

8

40 x 40/1

40 x 40/1

Szer. x dł. / ilość zaworów

40 x 40/2

40 x 40/2

46 x 40/1

Maksymalne obciążenie (kg)

130

130

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY



nr katalogowy: **VCM202D**

CECHY PRODUKTU:

- bąbelkowy materac zmiennociśnieniowy wykonany z PCV
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta
- cykl pracy 10 min
- cicha pompa elektryczna
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych
- kolor beżowy



Długość (cm)	200
Szerokość (cm)	90
Wysokość (cm)	6,5
Waga materaca (kg)	2
Waga pompy (kg)	1,1
Nośność materaca (kg)	120

SIMPLY BUBBLE

materac
przeciwodleżynowy



nr katalogowy: **VCM202B**

CECHY PRODUKTU:

- bąbelkowy materac zmiennociśnieniowy wykonany z PCV
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana i indywidualnie do wagi pacjenta
- cykl pracy 10 min
- cicha pompa elektryczna
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych
- kolor beżowy



Długość (cm)	200
Szerokość (cm)	90
Wysokość (cm)	7
Waga materaca (kg)	2,2
Waga pompy (kg)	1
Nośność materaca (kg)	120

BUBBLE MASTER

materac
przeciwodleżynowy



nr katalogowy: **VCM202G**

CECHY PRODUKTU:

- pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy o konstrukcji bąbelkowej wykonany z PCV, z wyłogami do stabilnego zamocowania na elastycznym podkładzie łóżka
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu dobierana indywidualnie do wagi pacjenta
- nowoczesna, cicha pompa elektryczna
- czujnik spadku ciśnienia
- dzięki budowie opartej na niezależnych komorach powietrznych uzyskuje się równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, prawidłową wentylację oraz dzięki doskonałym właściwościom izolacyjnym powietrza – komfort temperaturowy
- cykl pracy 12 minut
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych
- kolor beżowy



Długość (cm)	195	Ilość pompowanego powietrza	8l/min
Szerokość (cm)	90	Waga materaca (kg)	2
Wysokość (cm)	6,5	Waga pompy (kg)	1,4
Zasilanie elektryczne	220-230 V/50 HZ	Nośność materaca (kg)	140
Cykl pracy (min)	10 - 15		

TUBE LIGHT

materac
przeciwodleżynowy



nr katalogowy: **VCM502F**

CECHY PRODUKTU:

- rurowy materac zmiennociśnieniowy (17 cel)
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta
- cykl pracy 6 min
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych
- 1 cela zapasowa
- mikrowentylacja
- zestaw naprawczy
- CPR
- pokrowiec
- kolor granatowy



Długość (cm) 190
Szerokość (cm) 85
Wysokość (cm) 11,5
Cykl pracy (min) 6

Ilość pompowanego powietrza 6-7 l/min
Waga materaca (kg) 4
Waga pompy (kg) 1
Nośność materaca (kg) 140

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY



nr katalogowy: **VCM502**



CECHY PRODUKTU:

- rurowy materac zmiennociśnieniowy o największej ilości cel
- wykonany z PCV
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta
- cykl pracy 10-12 min
- cicha pompa elektryczna
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych
- 1 cela zapasowa
- pokrowiec
- kolor granatowy

Długość (cm) 190
Szerokość (cm) 85
Wysokość (cm) 11
Cykl pracy (min) 10 - 12

Ilość pompowanego powietrza 4,5 l/min.
Waga materaca (kg) 3,4
Waga pompy (kg) 1,3
Nośność materaca (kg) 140

TUBE MASTER

materac
przeciwodleżynowy



nr katalogowy: **VCM502D**



CECHY PRODUKTU:

- pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy
- konstrukcja „rurowa” o 18 komorach w układzie dwóch rzędów komór na przemian wypełnianych powietrzem,
- pokrowiec wykonany z nylonu, co warunkuje łatwość utrzymania go w czystości
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta
- dzięki budowie opartej na niezależnych komorach powietrznych uzyskuje się równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta prawidłową wentylację (natlenienie i odprowadzenie wilgoci) oraz dzięki doskonałym właściwościom izolacyjnym powietrza – komfort temperaturowy
- zawór CRP (szybkiego ujęcia powietrza)
- funkcja pompowania wszystkich komór jednocześnie - Static
- czujnik spadku ciśnienia w materacu
- funkcja S
- ilość komór: 18, cykl pracy 12 min
- nowoczesna, cicha pompa elektryczna
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych
- kolor: granatowy

Długość (cm)	200	Ilość pompowanego powietrza	6 - 8 l/min
Szerokość (cm)	90	Waga materaca (kg)	4
Wysokość (cm)	11,5	Waga pompy (kg)	1,2
Zasilanie elektryczne	220 - 240 V/50 - 60 HZ	Nośność materaca (kg)	145
Cykl pracy (min)	12		

WSKAZANIA:

Rest Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna, Comfy Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna Zapobiega powstawaniu podrażnień i otarć skóry spowodowanych długotrwałą pozycją siedzącą, zapewnia odciążenie kręgosłupa lędźwiowego oraz właściwą pozycję miednicy zapobiegając bólom związanym z przeciążeniami okolicy lędźwiowej.

Materace przeciwodleżynowe

Profilaktyka i wspomaganie leczenia odleżyn I i II stopnia.



SPRZĘT SANITARNY

 **MDH**[®]
Part of MEYRA GROUP



WÓZEK INWALIDZKI TOALETOWY



nr katalogowy: **VCWK2**



CECHY PRODUKTU:

- malowana rama stalowa
- konstrukcja składana, możliwość demontażu oparcia, (łatwy transport)
- miękkie siedzisko w kolorze czarnym
- wysokość siedziska umożliwia najazd na sedes
- podnóżki zdejmowane, uchylne
- uchylne podłokietniki
- wszystkie koła pełne, rozmiar 12,5 cm
- pas zabezpieczający nogi
- hamulce na koła tylne
- pojemnik toaletowy

Szerokość siedziska (cm)	43
Szerokość wózka (cm)	53
Długość wózka (cm)	88
Wysokość wózka (cm)	93
Waga wózka (kg)	11,2
Maksymalne obciążenie (kg)	110

HCDtoaletowy wózek
inwalidzki**CE MEYRA®**nr katalogowy: **8308098****CECHY PRODUKTU:**

- miękkie siedzisko w kolorze czarnym
- wysokość siedziska umożliwia najazd na większości dostępnych na rynku muszli toaletowych
- uchylne podłokietniki
- łatwy demontaż elementów do transportu
- podnóżki zdejmowane, odchylane
- wszystkie koła pełne 5"
- hamulce na kołach tylnych
- pojemnik toaletowy

Szerokość siedziska (cm)	45
Głębokość siedziska (cm)	43
Wysokość siedziska z pokrywą/bez (cm)	54/51
Wysokość oparcia (cm)	44
Szerokość wózka (cm)	56

Długość z podnóżkiem (cm)	95
Wysokość całkowita (cm)	99
Wielkość wycięcia higienicznego (cm)	22 x 24
Waga wózka (kg)	14
Maksymalna waga użytkownika (kg)	120

HCDA XXL

toaletowy wózek
inwalidzki

CE & MEYRA®

nr katalogowy: **8308099**



CECHY PRODUKTU:

- miękkie siedzisko w kolorze czarnym
- wysokość siedziska umożliwia najazd na większość dostępnych na rynku muszli toaletowych
- uchylne podłokietniki
- łatwy demontaż elementów do transportu
- podnóżki zdejmowane, odchylane
- wszystkie koła pełne 5"
- hamulce na kołach tylnych
- pojemnik toaletowy

Szerokość siedziska (cm)	60
Głębokość siedziska (cm)	40
Wysokość siedziska z pokrywą/bez (cm)	51/49
Wysokość oparcia (cm)	44
Szerokość wózka (cm)	71

Długość z podnóżkiem (cm)	96,5
Wysokość całkowita (cm)	99
Wielkość wycięcia higienicznego (cm)	22 x 24
Waga wózka (kg)	15
Maksymalna waga użytkownika (kg)	160

TRUST

wózek inwalidzki ręczny



nr katalogowy: **VCWK4T**



CECHY PRODUKTU:

- wózek z funkcją toalety
- składana, lakierowana, stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak)
- miękkie siedzisko i oparcie wykonane z ekoskóry
- siedzisko dzielone z demontowalnym elementem umożliwiającym uzyskanie otworu sanitarnego
- długie, demontowalne podłokietniki
- uchylne i demontowalne podnóżki z możliwością regulacji długości
- zabezpieczający pas pod łydki
- hamulce stalowe z regulacją siły docisku
- pojemnik sanitarny montowany pod siedziskiem wózka
- metalowe ciągi lakierowane
- koła tylne szprychowane, pompowane, rozmiar 24"
- koła przednie pełne, bezobsługowe

Szerokość siedziska (cm)	45
Głębokość siedziska (cm)	41
Wysokość wózka (cm)	90
Szerokość wózka (cm)	67
Długość wózka (cm)	110
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	32
Waga wózka (kg)	20
Maksymalne obciążenie (kg)	110

MCWET

wózek inwalidzki toaletowo-prysznicowy



nr katalogowy: **8013039** koła tylne 24" stałe
nr katalogowy: **8013040** koła tylne 5" stałe
nr katalogowy **8013041** koła tylne 24" wypinane



CECHY PRODUKTU:

- niewielki ciężar (od 13 kg)
- zabezpieczone i bezobsługowe łożyska
- podnoszone podłokietniki
- podnóżek chowany pod siedziskiem
- anatomicznie uformowane siedzisko z otworem higienicznym
- zdejmowane oparcie dla łatwiejszego transportu przechowywania
- możliwość najechania nad muszlę toaletową
- prosta konstrukcja wózka gwarantuje łatwość utrzymania czystości
- możliwość wykorzystania wózka z kółkami 5" jako wersji transportowej
- pojemnik toaletowy

OPCJE:

- wersja wózka z 5" kołami kod: 8013040
- wersja wózka z 24" kołami tylnymi wypinanymi (wraz z dodatkowymi 5" kołami przednimi) kod: 8013041
- adapter wysokości 5 cm, 5" koła kod: 8013061



Rozmiar	koła duże 24"	koła małe 5"
Szerokość siedziska (cm)	43	43
Głębokość siedziska (cm)	42	42
Wysokość siedziska (cm)	53	53
Wysokość oparcia (cm)	41	41
Szerokość wózka (cm)	63	54
Długość z podnóżkiem (cm)	102	84
Wysokość całkowita (cm)	95	93
Waga wózka (kg)	175	13
Maksymalna waga użytkownika (kg)	130	130

ŁAWECZKA NA WANNĘ, Z REGULACJĄ



nr katalogowy: **DRVWO48**



CECHY PRODUKTU:

- ławeczka wykonana z tworzywa
- uchwyt ułatwiający transport na ławeczkę i z niej
- posiada otwory odpływowe
- płynna regulacja rozstawu „nózek”

Regulacja szerokości rozstawu uchwytu ławeczki (cm) 41 - 63

Maksymalne obciążenie (kg) 100

ŁAWECZKA NA WANNĘ, Z REGULACJĄ



nr katalogowy: **DRVWO42**



CECHY PRODUKTU:

- aluminiowa rama
- siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa
- posiada otwory odpływowe
- skokowa regulacja szerokości rozstawu uchwytów

Regulacja szerokości rozstawu uchwytu ławeczki (cm) 62 - 70

Maksymalne obciążenie (kg) 100

STÓŁEK REHABILITACYJNY PRYSZNICOWY



nr katalogowy: **VCTPOO11**



CECHY PRODUKTU:

- konstrukcja aluminiowa
- siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego poliuretanu wyposażone w uchwyty
- posiada otwory odpływowe
- wysokość regulowana skokowa co 2,5 cm

Wysokość (cm)	35 - 54
Szerokość (cm)	49
Głębokość (cm)	29
Waga (kg)	1,8
Maksymalna obciążenie (kg)	100

STÓŁEK REHABILITACYJNY PRYSZNICOWY



nr katalogowy: **VCTPOO11**



CECHY PRODUKTU:

- konstrukcja aluminiowa
- siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego poliuretanu
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm

Wysokość (cm)	36 - 54
Szerokość (cm)	40
Waga (cm)	1,5
Maksymalne obciążenie (kg)	100

BLUstołeczek rehabilitacyjny
prysznicowynr katalogowy: **VCTPO011****CECHY PRODUKTU:**

- antypoślizgowa mata zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania
- obrotowe siedzisko umożliwiające obrócenie użytkownika bez konieczności wstawania
- 5-cio stopniowa regulacja skokowa co 2,5 cm
- antypoślizgowe i stabilne stopki zapobiegają rysowaniu wanny i niekontrolowanym ruchom stołeczka podczas użytkowania
- siła obrotu dostosowana tak, aby pacjent nie obracał się swobodnie bez swojej woli

Wysokość (cm)	43 - 53
Szerokość (cm)	43
Średnica siedziska (cm)	28
Waga (kg)	2,2
Maksymalne obciążenie (kg)	110

KRZESŁO REHABILITACYJNE PRYSZNICOWEnr katalogowy: **VCTPO021****CECHY PRODUKTU:**

- konstrukcja aluminiowa
- siedzisko i oparcie wykonane z łatwo zmywalnego poliuretanu
- wyposażony w uchwyty
- posiada otwory odpływowe
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm

Wysokość siedziska (cm)	45 - 56
Szerokość siedziska (cm)	51
Głębokość (cm)	29
Waga (kg)	2,95
Maksymalne obciążenie (kg)	100

DUBASTAR

siedzisko
wannowe



nr katalogowy: **3016742**
nr katalogowy: **3016752** z oparciem



CECHY PRODUKTU:

- z wycięciem higienicznym
- szerokość regulowana do wanny
- kolor: biały

Szerokość / głębokość (cm)	71 - 89 / 40
Min. szerokość wanny (cm)	48
Wymiary siedziska (cm)	40 x 40
Waga (kg)	2,5
Maksymalne obciążenie (kg)	120



MOBALUX

składane siedzisko
prysznicowe



nr katalogowy: **3013972**



CECHY PRODUKTU:

- atrakcyjny wygląd
- antypoślizgowe siedzisko
- idealny do małych pryszniców
- można złożyć, aby zaoszczędzić miejsce

Wysokość siedziska (cm)	42
Szerokość siedziska (cm)	32
Głębokość siedziska (cm)	37
Głębokość siedziska (złożona) (cm)	8
Waga (kg)	1,1
Maksymalne obciążenie (kg)	120

DUBASTARstołek
prysznicowy**CE MEYRA®**nr katalogowy: **3013702****CECHY PRODUKTU:**

- z wycięciem higienicznym
- z podłokietnikami
- 4 położenia regulacji wysokości
- kolor: biały

Szerokość / głębokość (cm)	53 / 44
Wysokość siedziska (cm)	46 - 53
Wysokość całkowita (cm)	65 - 72
Waga (kg)	2,5
Maksymalne obciążenie (kg)	120

DUBASTARkrzesółko
prysznicowe**CE MEYRA®**nr katalogowy: **3013712**nr katalogowy: **3013722** składane**CECHY PRODUKTU:**

- z wycięciem higienicznym
- z podłokietnikami
- 4 położenia regulacji wysokości
- kolor: biały

Szerokość / głębokość (cm)	53/53	50,3/53
Wysokość siedziska (cm)	46 - 53	46 - 53
Wysokość całkowita (cm)	82 - 89	82 - 89
Waga (kg)	3,4	3,8
Maksymalne obciążenie (kg)	120	120
Maksymalne obciążenie (kg)	120	120

MOLETT

nakładka
na WC

CE & MEYRA®

nr katalogowy: **3011522**

nr katalogowy: **3011532** - pokrywą



CECHY PRODUKTU:

- z pokrywką i bez
- wysokość siedziska ok. 100 mm
- anatomiczne siedzisko z higienicznym otworem
- łatwe w montażu
- łatwe w czyszczeniu dzięki zamkniętemu spodowi

Szer. (bez śrub)/głęb./wys. (cm)	38/43/10
Podwyższenie (cm)	8/11/14
Wymiar otworu (cm)	21 x 27
Maksymalne obciążenie (kg)	110

TRILETT 2

podwyższona
deska sedesowa

CE & MEYRA®

nr katalogowy: **3011492**



CECHY PRODUKTU:

- anatomiczne siedzisko zintegrowane z pokrywą
- łatwa 3-stopniowa regulacja wysokości
- podłokietniki ze stabilnego tworzywa odchylane i zdejmowalne
- łatwa do czyszczenia
- prosty montaż
- pasuje do większości muszli toaletowych
- kolor: biały

Szer./głęb./wys. (wraz z podłokietnikiem) (cm)	57/52/53
Podwyższenie (cm)	8/11/14
Wysokość podłokietnika (cm)	20
Wymiar otworu (cm)	21,5 x 26
Maksymalne obciążenie (kg)	110

KRZESŁO TOALETOWE SKŁADANE



nr katalogowy: **DRVWO1**



CECHY PRODUKTU:

- plastikowe siedzisko
- stalowa konstrukcja
- miękkie podłokietniki
- skokowa regulacja wysokości krzesła
- wiadro z pokrywką o pojemności 5 litrów
- deska sedesowa z pokrywką

Wysokość (cm)	64 - 79
Szerokość (cm)	56
Długość (cm)	53
Szerokość siedziska (cm)	46
Głębokość siedziska (cm)	45
Waga (kg)	7
Maksymalne obciążenie (kg)	110

KRZESŁO TOALETOWE TAPICEROWANE



nr katalogowy: **DRVWO21LA**



CECHY PRODUKTU:

- plastikowe siedzisko
- stalowa konstrukcja
- miękkie podłokietniki
- regulacja wysokości krzesła
- miękkie siedzisko w kolorze niebieskim
- wiadro z pokrywką o pojemności 5 litrów

Wysokość (cm)	76 - 89
Szerokość (cm)	54
Długość (cm)	54
Waga (kg)	8,5
Maksymalne obciążenie (kg)	150

NASADKA REHABILITACYJNA NA SEDES



nr katalogowy: **VCTPOO31_O5-6**

nr katalogowy: **VCPTOO31_O5-K6** z pokrywą

CECHY PRODUKTU:

- nowoczesny system mocowań - łatwe i stabilne mocowanie
- wykonana z wyprofilowanego tworzywa z powłoką łatwą w czyszczeniu i dezynfekcji
- dopasowana do większości toalet
- regulowane zaciski boczne gwarantują stabilne umiejscowienie nakładki na toalecie
- odpowiedni profil "wcięcie" w części przedniej



Model	VCTPOO31_O5-6	VCTPOO31_O5-K6
Masa użytkownika (kg)	110	110
Długość zewnętrzna (cm)	39	39
Szerokość zewnętrzna (cm)	35	35
Wysokość (cm)	12	12
Wymiary otworu (cm)	22 x 29	22 x 29

WSKAZANIA:

Ławeczka na wannę z regulacją

Ławeczka ułatwia pacjentom transfer z i do wanny. Stanowi ułatwienie w codziennych czynnościach toaletowych dla osób z ograniczeniami motorycznymi. Zapewnia także bezpieczną pozycję dla pacjentów z ograniczeniami zgięcia w stawach biodrowych np. po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

Stołek rehabilitacyjny prysznicowy, Blu Stołek rehabilitacyjny prysznicowy

Zastosowanie przy zabiegach higienicznych z użyciem wanny lub prysznica przy znaczących ograniczeniach ruchowych pacjenta, ogólnie złego stanu pacjenta, podeszłego wieku. Do użycia przez pacjentów, którzy nie mogą sami wykonywać czynności i zabiegów higienicznych. Stołek zabezpiecza pacjentowi stabilną pozycję, chroni przed ryzykiem upadku. Ochrona przed zainfekowaniem lub zamoczeniem ran w trakcie zabiegów higienicznych. Stołek może być stosowany w warunkach szpitalnych i domowych.

Krzesiśko rehabilitacyjne prysznicowe

Sprzęt pomocniczy, ułatwiający – umożliwiający korzystanie z kąpeli osobom niepełnosprawnym.

WSKAZANIA/PRZECIWWSKAZANIA

DUBASTAR siedzisko wannowe W przypadku wystąpienia podczas używania siedziska do wanny reakcji alergicznych, zaczerwienienia skóry lub/i odleżyn należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Siedzisko do wanny ma za zadanie ułatwić samodzielną pielęgnację ciała osobom, które borykają się z ograniczeniami mobilności z powodów nieuwarunkowanych stanem zdrowia (ograniczona siła mięśni, znaczna utrata zdolności ruchowej, ubytki kończyn, utrata zdolności chodzenia (abazja) lub mocno ograniczona zdolność chodzenia). Siedziska do wanny nie wolno używać w poniższych przypadkach: Niezdolność utrzymania pozycji siedzącej, silne zaburzenia równowagi lub percepcji, kognitywne zaburzenia i niepełnosprawność intelektualna (ID), które wykluczają samodzielne korzystanie ze środków pomocniczych do siedzenia, stosowanie leków ograniczających sprawność (należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty). W poniższych przypadkach siedzisko do wanny wolno używać wyłącznie z pomocą drugiej osoby: Ograniczona zdolność widzenia, silne zaburzenia równowagi lub/i zaburzenia ruchu, niezdolność samodzielnego wstawania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat powyższych i innych zagrożeń związanych z niniejszym produktem, prosimy zwrócić się do lekarza, terapeuty lub specjalistycznego sprzedawcy.

MOBALUX składane siedzisko prysznicowe W przypadku wystąpienia podczas używania siedziska do wanny reakcji alergicznych, zaczerwienienia skóry lub/i odleżyn należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Siedzisko do wanny ma za zadanie ułatwić samodzielną pielęgnację ciała osobom, które borykają się z ograniczeniami mobilności z powodów nieuwarunkowanych stanem zdrowia (ograniczona siła mięśni, znaczna utrata zdolności ruchowej, ubytki kończyn, utrata zdolności chodzenia (abazja) lub mocno ograniczona zdolność chodzenia). Siedziska do wanny nie wolno używać w poniższych przypadkach: niezdolność utrzymania pozycji siedzącej, silne zaburzenia równowagi lub percepcji, kognitywne zaburzenia i niepełnosprawność intelektualna (ID), które wykluczają samodzielne korzystanie ze środków pomocniczych do siedzenia, stosowanie leków ograniczających sprawność (należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty). W poniższych przypadkach siedzisko do wanny wolno używać wyłącznie z pomocą drugiej osoby: ograniczona zdolność widzenia, silne zaburzenia równowagi lub/i zaburzenia ruchu, niezdolność samodzielnego wstawania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat powyższych i innych zagrożeń związanych z niniejszym produktem, prosimy zwrócić się do lekarza, terapeuty lub specjalistycznego sprzedawcy.

DUBASTAR stołek prysznicowy, DUBASTAR krzesiśko prysznicowe W przypadku wystąpienia podczas używania produktu serii DuBaStar reakcji alergicznych, zaczerwienienia skóry lub/i odleżyn należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Produkty serii DuBaStar mają za zadanie ułatwić samodzielną pielęgnację ciała osobom, które borykają się z ograniczeniami mobilności z powodów nieuwarunkowanych stanem zdrowia (ograniczona siła mięśni, znaczna utrata zdolności ruchowej, ubytki kończyn, utrata zdolności chodzenia (abazja) lub mocno ograniczona zdolność chodzenia). Produktów serii DuBaStar nie wolno używać w poniższych przypadkach: niezdolność utrzymania pozycji siedzącej, silne zaburzenia równowagi lub percepcji, kognitywne zaburzenia i niepełnosprawność intelektualna (ID), które wykluczają samodzielne korzystanie ze środków pomocniczych do siedzenia, stosowanie leków ograniczających sprawność (należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty). W poniższych przypadkach produkty DuBaStar wolno używać wyłącznie z osobą towarzyszącą: ograniczona zdolność widzenia, silne zaburzenia równowagi lub/i zaburzenia ruchu, niezdolność samodzielnego wstawania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat powyższych i innych zagrożeń związanych z niniejszym produktem, prosimy zwrócić się do lekarza, terapeuty lub specjalistycznego sprzedawcy.

Podwyższona deska sedesowa Molett Podwyższona deska sedesowa Molett ułatwia siadanie i wstawanie z muszli klozetowej i może być stosowana w połączeniu z ogólnodostępnymi w handlu muszlami klozetowymi.

TRILETT 2 podwyższona deska sedesowa W przypadku wystąpienia podczas używania podwyższonej deski sedesowej reakcji alergicznych, zaczerwienienia skóry lub/i odleżyn należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Podwyższona deska sedesowa ma za zadanie ułatwić samodzielne korzystanie z toalety osobom, które borykają się z ograniczeniami mobilności (wskutek ograniczonych zdolności do siadania i wstawania lub ograniczonych zdolności siedzenia w niskiej pozycji). Podwyższonej deski sedesowej nie wolno używać w poniższych przypadkach: niezdolność utrzymania pozycji siedzącej. W poniższych przypadkach podwyższoną deskę sedesową wolno używać wyłącznie z osobą towarzyszącą: silne zaburzenia równowagi lub/i zaburzenia ruchu, ubytki kończyn w ramionach i nogach, ograniczona zdolność widzenia, niezdolność samodzielnego wstawania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat powyższych i innych zagrożeń związanych z niniejszym produktem, prosimy zwrócić się do lekarza, terapeuty lub specjalistycznego sprzedawcy.

Krzesiśko toaletowe składane, Krzesiśko toaletowe nieskładane Produkt pomocny w opiece nad pacjentem zmuszonym stale przebywać w łóżku, czy korzystającym z wózka inwalidzkiego. Pozwala na załatwienie potrzeb fizjologicznych w pozycji siedzącej. Ułatwia przeprowadzenie czynności pielęgnacyjnych pacjenta. Krzesło bez wiadra można stawiać nad sedesem w toalecie.

Nasadka rehabilitacyjna na sedes Sprzęt pomocniczy, ułatwiający – umożliwiający korzystanie z toalety osobom starszym oraz niepełnosprawnym.



ROTORY I INNE

 **MDH**[®]
Part of MEYRA GROUP



Hauswein 4,50
Rot / Weiß 0,25
Aperol 6,00

Rechenhof
Lebensmittel
Küche

Menu
Brot
Kuchen
Salate
Suppen
Hauptgerichte
Desserts
Getränke
Sonstiges

GENESIS

rotor kończyn
górnych i dolnych



model: **DRVFO6**



CECHY PRODUKTU:

- wykonany ze stali
- wyposażony w mechanizm oporowy
- składany
- wolnostojący

Wysokość (cm)	38
Szerokość (cm)	38,5
Długość (cm)	46,5
Waga (kg)	2,4
Maksymalne obciążenie robocze (kg)	50

GENESIS PLUS

rotor kończyn
górnych i dolnych



model: **DRVFO6**



CECHY PRODUKTU:

- wykonany ze stali
- wyposażony w mechanizm oporowy
- składany
- wolnostojący
- posiada licznik spalanych kalorii

Wysokość (cm)	38
Szerokość (cm)	38,5
Długość (cm)	46,5
Waga (kg)	2,4

PODPÓRKA POD PLECY



model: **DRVFO1**



CECHY PRODUKTU:

- wytrzymała, aluminiowa rama zabezpieczona nietoksyczną powłoką lakierniczą
- prosty system regulacji ramy zapewnia pięć różnych wysokości ułożenia oparcia
- oparcie wykonane z materiału ułatwiającego utrzymanie właściwej higieny

Szerokość (cm)

62

WSKAZANIA:

Genesis, Genesis Plus

Rehabilitacja lecznicza i rekreacja, zalecany przy niedowładach kończyn górnych i dolnych oraz schorzeniach ortopedycznych. Ćwiczenia za pomocą rotora pozwalają na kształtowanie siły mięśniowej, poprawienie krążenia w obrębie kończyn i stymulują układ nerwowy, a także poprawiają ruchomość stawów. Szczególnie polecany do ćwiczeń przy porażeniach nerwów obwodowych kończyn dolnych, u chorych po przebytych udarach mózgu oraz u pacjentów z innymi dysfunkcjami neurologicznymi. Możliwość zastosowania w szpitalach, jak również w warunkach domowych.

Podpórka pod plecy

Podpórka pod plecy ułatwia czynności higieniczne i obsługowe (np. karmienie) w przypadku pacjentów leżących. Umożliwia łatwe utrzymanie pozycji półsiedzącej, co zapewnia bierną pionizację – zapobiega skutkom długotrwałego unieruchomienia. Poprawia komfort funkcjonowania pacjenta.

RAMPY (PLATFORMY) PODJAZDOWE

Produkt niemedyczny



CECHY PRODUKTU:

- składane, lekkie, wykonane z aluminium
- ciągła powierzchnia jezdna zapewnia stabilność oraz zapewnia wysokie bezpieczeństwo podczas ich użytkowania.
- antypoślizgowa powłoka zapewnia bezpieczny i prosty tor jazdy i zapobiega ześlizgiwaniu się wózka
- szerokość całkowita 80 cm
- udźwig do 300 kg dla długości 61, 92, 122 oraz 152 cm
- dla długości 152, 183, 213, 244, 305 i 366 wersja z dodatkowym przegubem umożliwiającym rozłączenie ramp; udźwig do 250 kg

udźwig do 300 kg

SFW-232	rampy (platforma) podjazdowe 61 cm
SFW-332	rampy (platforma) podjazdowe 92 cm
SFW-432	rampy (platforma) podjazdowe 122 cm
SFW-532	rampy (platforma) podjazdowe 152 cm

WCR-532
WCR-632
WCR-732
WCR-832
WCR-1032
WCR-1232

udźwig do 250 kg

rampy (platforma) podjazdowe 152 cm
rampy (platforma) podjazdowe 183 cm
rampy (platforma) podjazdowe 213 cm
rampy (platforma) podjazdowe 244 cm
rampy (platforma) podjazdowe 305 cm
rampy (platforma) podjazdowe 366 cm

NASI PRZEDSTAWICIELE

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Dyrektor handlowy

Marcin Hałas

tel. 603 896 799

e-mail: mhalas@meyragroup.com

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Damian Surlej

tel. 695 120 381

e-mail: dsurlej@meyragroup.com

MEYRA, NETTI

Manager Marki Meyra, Netti

Piotr Szarliński

tel. 502 278 534

e-mail: pszarlinski@meyragroup.com

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE

Rafał Piechocki

tel. 609 112 731

e-mail: rpiechocki@meyragroup.com

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE

Krystian Zamojski

tel. 697 068 605

e-mail: kzamojski@meyragroup.com

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Grzegorz Bronikowski

tel. 609 112 596

e-mail: gbronikowski@meyragroup.com

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, PODLASKIE

Artur Szustek

tel. 607 877 108

e-mail: aszustek@meyragroup.com

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE

Dariusz Kowalczyk

tel. 663 903 414

e-mail: dkowalczyk@meyragroup.com

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE, ŚLĄSKIE

Dariusz Malczyk

tel. 609 114 513

e-mail: mschiller@meyragroup.com

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE

Marcin Schiller

tel. 609 114 513

e-mail: mschiller@meyragroup.com

PRODUCENT



mdh sp. z o.o. ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź



MEYRA GmbH, Meyra-Ring 2, 32689 Kalletal-Kalldorf, Niemcy



Alu Rehab AS, Bedriftsvegen 23, N-4353 Klepp Stasjon, Norwegia



Erwin Kowsky GmbH & Co.KG, Oderstraße 73, 24539 Neumünster, Niemcy



BERGERON HEALTH CARE, 15 South Second Street, Dolgeville, NY 13329, USA
 UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:
 Global Carehab, Holmstrupgaardvej11, 8220 Brabrand, Dania

CAPRI 3

Eureha GmbH Rehabilitationstechnik, Zeppelinstrasse 10, D-88353 Kisslegg, Niemcy

ELEKTRYCZNY TOALETOWY
 PODNOŚNIK PACJENTA

XIAMEN SENYANG CO.,LTD, Address: No.189-1,Tongji South Road, Jimei District, Xiamen, 361000 Fujian P.R. China
 UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:
 SUNGO Europe B. V. Address: Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Holandia

RAMPY


Prairie View Industries, Inc., 2620 Industrial Ave, Fairbury, NE 68352, USA
 UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:
 Alu Rehab AS, Bedriftsvegen 23, 4353 Klepp stasjon, NORWEGIA



mdh Sp.z o.o.  +48 42 674 83 84
ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź  mdh.biuro@meyragroup.com

Dział handlowy  +48 42 676 32 54
rehabilitacja  mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

Dział serwisu  +48 505 490 282
 mdh.serwis@meyragroup.com



PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:
mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 674 83 84, mdh.biuro@meyragroup.com