

2021

NOWOŚCI W MDH

We move the World !





MEYRA

iCHAIR Mc1 Light
iCHAIR MEYLIFE
NanoX
Vario
CL510

NETTI

Netti S
iChair Netti dynamic S
Netti 4U CE
Netti 4U CED

VITEA CARE

Umbrella
Dodatki do wózków

iCHAIR Mc Light

iCHAIR Mc1 Light – nowe rozwiązania w standardowym wyposażeniu znanego już z oferty modelu wózka o napędzie elektrycznym.

Elektryczna regulacja kąta siedziska oraz oparcia pleców ułatwią użytkowanie wózka podczas codziennych obowiązków.

Zwiększony współczynnik wydajności wózka (akumulatory, silnik) sprawia, że nowe rozwiązania w sektorze wózków elektrycznych stają się jeszcze bardziej atrakcyjne.



MEYRA®

- elektryczna regulacja kąta oparcia pleców od -10* do +50*
- elektryczna regulacja kąta siedziska od -4* do +24*
- koła przednie 9", koła tylne 12,5" pozwalają na swobodne użytkowanie wózka na zewnątrz
- koła na feldze dwuczęściowej, co ułatwia ich szybką obsługę
- dostępny w trzech szerokościach siedziska
- wysokiej klasy i odporne na wstrząsy oświetlenie LED dla większego bezpieczeństwa
- szeroka gama opcji dodatkowych

iCHAIR MEYLIFE

Moc życia

to pierwszy model wózka w nowym wzornictwie wraz z nowymi rozwiązaniami. Charakteryzuje się on nowoczesnym systemem siedziska (samodzielna regulacja szerokości i głębokości siedziska) oraz oparcia pleców (niezależna regulacja szerokości oparcia pleców oraz szerokości siedziska), co pozwala na maksymalne dopasowanie wymiarów siedziska do potrzeb użytkownika nawet przy skomplikowanych dysfunkcjach klinicznych.

Standardowy system poduszek siedziska oraz pełna amortyzacja wózka (wszystkich 4 kół) gwarantuje bardzo wysoki komfort użytkowania wózka w różnym terenie.

NOWOŚCI
W MDH



MEYRA®



- **nowoczesny design z w pełni obudowaną ramą wózka oraz zabezpieczoną elektroniką**
- **siedzisko na płycie aluminiowej z możliwością regulacji szerokości oraz głębokości**
- **przyjazna ciału tapicerka**
- **stylowe oraz nowoczesne oświetlenie LED dla większego bezpieczeństwa**
- **amortyzacja wszystkich 4 kół**
- **zastosowany system biomechaniki podczas regulacji kąta oparcia i pozycji podłokietników**
- **wzmocnione wysokiej klasy podnóżki**
- **wysokość siedziska już od 40cm od podłoża z opcją elektrycznej regulacji wysokości (winda)**
- **możliwość elektronicznej blokady kółek przednich do jazdy na wprost (ułatwia to pokonywanie wąskich przejazdów, wjazd- wyjazd z windy i pokonywanie np. ramp podjazdowych)**

VARIO

Lekki wózek wykonany z aluminium z możliwością wielu regulacji, bez wymiany części, w celu optymalnego dopasowania do potrzeb użytkownika.

Dzięki nowym rozwiązaniom wózek posiada duży zakres regulacji wysokości siedziska oraz środka ciężkości, co jest opcją rzadko spotykaną w wózkach tej klasy.

Nowa, niższa waga pozwoli na lekkie prowadzenie wózka zarówno przez użytkownika jak i opiekuna. Dzięki temu wózek jest też wyjątkowo zwrotny.

Modułowość wózka pozwala na wykorzystanie elementów z innego modelu wózka MEYRA, np. podnóżki, boczki lub podłokietniki.

**MEYRA®**

- **wysokiej klasy wyposażenie**
- **niewielka waga wózka**
- **bardzo dobry stosunek ceny do jakości**
- **2 kolory ramy: srebrny i szafirowy niebieski**
- **regulacja wysokości siedziska od 43 do 51cm**
- **regulacja głębokości siedziska**
- **regulowane na wysokość ręczki montowane w rurkach oparcia pleców**

CITYLINER 510

MEYRA®

Charakteryzuje się niezwykłą zdolnością do pokonywania wzniesień i poruszaniu się w trudnych terenach. Jest to wynikiem zastosowania mocnego 400W silnika (moc szczytowa 1600W) w połączeniu z 120 A elektroniką. Sprężynowy system amortyzacji siedziska oraz płynna regulacja kąta oparcia nie pozostawia nic do życzenia i pozwala na dopasowanie siedziska oraz kolumny kierowniczej do każdego użytkownika.

Kompaktowe wymiary wózka pozwala na korzystanie w komunikacji miejskiej, na co wózek posiada specjalną dokumentację.

Kasetowa budowa ramy wózka podnosi jego stabilność i wytrzymałość.



- **mocny silnik o wartości szczytowej 1600W**
- **łatwość pokonywania wzniesień**
- **wyjątkowo wytrzymałe podwozie wózka o budowie kasetowej**
- **nowy system oświetlenia LED dla większego bezpieczeństwa użytkownika**
- **dodatkowy system hamulca postojowego, wymagany podczas korzystania wózka w transporcie publicznym**
- **łatwy w obsłudze panel sterowania**
- **szeroka gama opcji dodatkowych, w tym opcja podgrzewania siedziska, dla podwyższenia komfortu podczas użytkowania wózka w chłodniejszych porach roku**



**MEYRA®**

NANOX

wygląd spotkał się z funkcjonalnością

Wykorzystując nowatorskie rozwiązania w wózku NaNo-wersji wózka aktywnego na stałej ramie otwartej, zbudowano wózek NaNoX.

Rewolucyjna budowa krzyżaka oraz jego montażu do ramy wózka pozwala na niezależne usytuowanie pojedynczo ramion krzyżaka, co usztywnia konstrukcję wózka i przede wszystkim niweluje wszelkie niedogodności terenu.

Dodatkowo "kanapkowy" system konstrukcji ramy sprawia, że wózek odporniejszy jest na nierówne działanie sił oraz w dużym stopniu niweluje odczucia poruszania się po nierównej powierzchni. Zoptymalizowana kinematyka składania wózka gwarantuje bardzo łatwą jego obsługę oraz niewielkie wymiary po złożeniu.



NANOX

- unikalny system składania wózka, który zapewnia właściwości jezdne wózka porównywalne do wersji wózka na stałej ramie
- rama aluminiowa, wykonana z wysokiej klasy aluminium cienko ściankowym
- duża gama niezależnych od siebie szerokości i głębokości wózka
- możliwość regulacji wysokości i kąta siedziska
- nowoczesny wygląd dzięki rozwiązaniu otwartej ramy i szerokiej gamy kolorów
- waga użytkownika do 130kg pozwala na dopasowanie wózka szerokiej grupie użytkowników

NOWOŚCI
W MDH



NETTI S

Zaprojektowany z myślą o dzieciach i młodzieży, którzy spędzają dużo czasu na wózku. Atrakcyjny design wraz z wytrzymałością i wielofunkcyjnością daje nam wózek, który spełni oczekiwania nawet wymagających klientów.

Konstrukcja wózka wspomaga rozwój dziecka poprzez regulację szerokości i głębokości siedziska, wysokości oparcia pleców oraz długości podudzia. Łatwy w obsłudze dla opiekunów; liczne opcje dodatkowe pomogą w codziennej opiece.

Idealny dla osób z całkowitą lub częściową niepełnosprawnością umysłową i ruchową.



NOWOŚCI
W MDH



- ułatwienia dla opiekunów w regulacji wózka oraz dopasowanie do użytkownika
- ergonomiczna i regulowana na wysokość barierka do prowadzenia wózka
- podłokietnik opuszczany do poziomu siedziska, w celu ułatwienia przesadzania dziecka
- płynna regulacja kąta siedziska i oparcia
- rośnięcie wózka wraz z dzieckiem dzięki regulacji szerokości i głębokości siedziska oraz długości podudzia
- oparcie pleców z regulacją wysokości
- DynamiC system dla osób z atakiem spastycznym
- dla osób z zanikiem mięśniowym, z ograniczoną lub całkowitą bez stabilności ciała i tułowia
- dla osób z hemiplegią, zaburzeniami reumatycznymi oraz neurologicznymi

iCHAIR NETTI dynamic S

iCHAIR Netti Dynamic S – wspólna przyszłość.

To pierwsze i zapewne nie ostatnie wspólne rozwiązanie, które jest owocem połączenia wspólnego doświadczenia zarówno marki Meyra oraz Alu Rehab.

Zwrotność wózka iCHAIR Orbit w połączeniu z doskonałym systemem Netti Dynamic Seating to kolejny krok w wspólny rozwój.

Przedstawiamy wyjątkowy i jedyny w swojej formie produkt na rynku. Osoby z przykurczami już nie muszą szukać odpowiedniego dla siebie rozwiązania. Atak spastyki nie napotka już oporu mechanicznego. iChair Netti Dynamic System wszystkie te problemy rozwiązuje. Wózek ten jest rozwiązaniem, którego od dawna szukaliście na rynku.

MEYRA®**Netti®**
BY ALU REHAB



- wysoka zwrotność wózka dzięki zastosowaniu ramy wózka iCHAIR Orbit, w którym środek obrotu wózka pokrywa się z linią kręgosłupa
- siedzisko Netti z systemem DYNAMIC, który odbiera siły nacisku podczas spastyki
- rozwiązanie odpowiednie dla dzieci i młodzieży z przykurczami
- uchwyt do prowadzenia wózka z elektroniką VR2 dla opiekuna
- wysokość siedziska już od 46cm z opcją windy (elektryczna regulacja wysokości siedziska) do +30cm
- regulacja kąta siedziska do 30*
- pełna kompatybilność z częściami z oferty MEYRA i Alu Rehab
- wysoka jakość i sprawdzone komponenty wykorzystane do produkcji wózka

**MEYRA®**

NETTI 4U CE

PODSTAWOWY MODEL WÓZKA Z RODZINY 4U

Ekonomiczny wózek z integrowaną poduszką oparcia. Wózek charakteryzuje się lekką ramą, a specjalny system montażu kół tylnych pozwala na zapewnienie w miarę małej szerokości całkowitej wózka. Dzięki temu wózek swobodnie można użytkować w niewielkich pomieszczeniach.

Profilowana poduszka oparcia pleców montowana do rurek oparcia zapewnia wysoką wytrzymałość, dzięki czemu wózek doskonale sprawuje się przy użytkowaniu w hospicjach, domach opieki jak również przez osoby indywidualne.

Zastosowana tapicerka Easy Care ułatwi utrzymanie jej w czystości.



NETTI 4U CE

- poduszki boczne zwężające szerokość siedziska, pozwalają na idealne dopasowanie wózka do potrzeb użytkownika
- mała szerokość całkowita wózka, która ułatwia użytkowanie go w małych pomieszczeniach; szerokość całkowita to tylko +18cm do szerokości siedziska
- łatwa w czyszczeniu tapicerka Easy Care pozwala na korzystanie z wózka w hospicjach, szpitalach i domach pomocy
- idealnie sprawdza się przy transporcie osoby na wózek przy pomocy podnośnika, jak również przy przesadzaniu bocznym
- dopasowanie pozycji wózka przy zastosowaniu płynnej regulacji kąta siedziska oraz oparcia pleców

Netti 4U CED to najbardziej zaawansowany wózek z rodziny wózków Netti 4U.

Kompaktowe wymiary wózka pozwalają na korzystanie wózka w niewielkich pomieszczeniach. Wózek ten można przystosować do transportu w środkach transportu publicznego, również dla osób o wzroście powyżej 185cm.

Dynamic System podnosi komfort użytkowania dla osób z atakami spastycznymi, jak również przykurczami.

Doskonałe rozwiązania ergonomiczne, wiele opcji konfiguracji, pozwala na dopasowanie wózka do potrzeb użytkownika, również dla osób z asymetrią biodrową.

Netti[®]
BY ALU REHAB

NETTI 4U CED



- System Dynamic dla zagłówka, podnóżków i oparcia pleców, który przejmie siły nacisku podczas ataku spastyki
- rozwiązania z Dynamic podnoszą komfort użytkowania wózka przez dłuższy czas i pozwalają uczestniczyć chorym w życiu codziennym
- system ten zwiększa wytrzymałość oraz żywotność wózka
- szeroka gama podnóżków zapewni prawidłowe ułożenie nóg, co przyczynia się do poprawnej pozycji siedzącej użytkownika
- elementy redukcji szerokości siedziska pozwalają na dopasowanie jego powierzchni do potrzeb użytkownika
- oparcie pleców z regulacją pasami, możliwość ustawienia poduszki siedziska oraz podnóżków umożliwia skoordynowanie pozycji dla osób z asymetrią
- przeznaczony dla osób z rotacją bioder lub miednicy; asymetrią (skolioza, kifoza), spastyką oraz chorobami neurologicznymi

NETTI 4U CED





UMBRELLA

VITEA[®]
CARE

Wózek inwalidzki specjalny dla dzieci i młodzieży. Przeznaczony do transportu na krótkich odcinkach. Łatwy i szybki w składaniu. Trzy rozmiary wózka, oraz planowana regulacja głębokości siedziska pozwoli na dopasowanie wózka do wymiarów dziecka. Wypełniające poduszki boczne pozwalają na lepsze ustabilizowanie pozycji dziecka w wózku zarówno w części biodrowej oraz piersiowej oraz ewentualnie redukują szerokość siedziska do wymiarów dziecka.



- 3 rozmiary wózka w zależności od wymiarów siedziska
- skokowa regulacja głębokości siedziska
- płynna regulacja kąta oparcia
- regulacja kąta podnóżka oraz długości podudzia
- regulacja pozycji rączek dla opiekuna
- możliwość blokady kółek przednich do jazdy na wprost
- bogate wyposażenie standardowej wersji wózka
- szeroka gama kolorystyczna

DODATKI



Piersiowy pas
stabilizujący



Dodatkowa kieszeń
na drobiazgi



Peloty stabilizujące



Klin krokowy miękki



Podłokietniki z wyższą
ścianką boczną



Poduszka siedziska
profilowana



Poduszka płaska,
wys 3 lub 5cm składana



Poduszki boczne
związujące szerokość
siedziska



Pokrowiec na koła
tylne z przegrodą
i kieszonką



Tapicerka pleców oraz
poduszki siedziska
z dzianiny oddychającej



Deska do
przesiadania się



Ocieplacz na nogi
z wierzchnią warstwą
przeciwdeszczową

NOWOŚCI
W MDH



Torba jednokomorowa



Plecak wielokomorowy



Śpiwór



Kamizelka stabilizująca



Pasy odwodzące nogi



Pas biodrowy z klamrą plastikową
lub zamkiem samochodowym

W swojej ofercie proponujemy szeroką gamę wyposażenia dodatkowego. Pozwoli ono na dopasowanie wózka do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz zapewni wysoki komfort użytkowania wózka. Opcje dostępne w wybranych modelach wózków.

OBSERWUJCIE NAS W SIECI

NOWOŚCI
W MDH



[https://www.facebook.com/
mdhlodz](https://www.facebook.com/mdhlodz)



[https://www.youtube.com/
c/MDHSprz%u0119tmedyczny](https://www.youtube.com/c/MDHSprz%u0119tmedyczny)



[viteacare_pl
meyra_pl/](https://www.instagram.com/viteacare_pl_meyra_pl/)

Pytajcie

NOWOŚCI
W MDH



Lubimy z Wami pracować

Telefon

42 676 32 54

E-mail

rehabilitacja@mdh.pl

Strony

www.mdh.pl

www.meyra.pl

www.mdhnetti.pl

www.viteacare.com