



NASZE PRODUKTY DLA DZIECI

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.

UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Junior

wózek inwalidzki specjalny dziecięcy



CE MD



REGULOWANA KĄTOWO BARIERKA
DO PROWADZENIA WÓZKA

REGULOWANE PELOTY
PIERSIOWE ORAZ UDOWE

REGULACJA KĄTA OPARCIA
PLECÓW 24,50 °-83,50 °

MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA SIEDZISKA
W DWÓCH KIERUNKACH

AMORTYZOWANA
TYLNA RAMA

REGULOWANE NA WYSOKOŚĆ
ORAZ KĄTOWO PODNÓŻKI

KOŁA PRZEDNIE SKRĘTNE
Z BLOKADĄ DO JAZDY NA WPROST

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
DASZEK, BARIERKA, FOLIA, ŚPIWOREK



Szerokość siedziska (cm)	25 - 30
Głębokość siedziska (cm)	27 - 33
Wysokość oparcia (cm)	47 - 51
Maksymalna szerokość wózka (cm)	66
Maksymalna długość wózka (cm)	120
Maksymalna wysokość wózka (cm)	100/113/123,5
Wymiary wózka po złożeniu (podwozie z kółkami) (dł. x szer. x wys.) (cm)	97 x 66,2 x 38
Wymiary wózka po złożeniu (siedzisko) (dł. x szer. x wys.) (cm)	65 x 43,5 x 45
Waga wózka (kg)	23
Waga dziecka (kg)	30

Junior Plus

wózek inwalidzki specjalny dziecięcy





WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
DASZEK, KOSZ NA ZAKUPY, FOLIA PRZECIWDESZCZOWA,
ŚPIWÓR, UCHWYT NA KUBEK, STOLIK, PODŁOKIETNIKI,
OŚWIECZENIE



	rozmiar 2	rozmiar 3
Szerokość siedziska (cm)	26 - 37	32 - 43
Głębokość siedziska (cm)	29 - 35	34 - 40
Wysokość oparcia (cm)	50 - 55	60 - 70
Szerokość wózka (cm)	60	61
Długość wózka (cm)	100	105
Wysokość wózka (cm)	116	120
Wymiary po złożeniu (długość x szerokość x wysokość) (cm)	100 x 60 x 116	105 x 61 x 120
Waga wózka (kg)	19,5	21
Max waga dziecka (kg)	40	75



Umbrella

wózek inwalidzki specjalny dziecięcy



CE MD



OBROTOWE UCHWYTY
DO PROWADZENIA
WÓZKA (REGULACJA
WYSOKOŚĆ)

REGULACJA
GŁĘBOKOŚCI
SIEDZISKA

KOSZ NA DROBIAZGI

OGUMIENIE DO WYBORU:
POMPOWANE LUB PEŁNE

REGULOWNY KĄT OPARCIA
PLECÓW

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
BUDKA OCHRONNA, KOSZ NA
ZAKUPY, UCHWYT NA KUBEK, FOLIA
PRZECIWDESZCZOWA, ŚPIWÓR

REGULOWNY NA
WYSOKOŚĆ I KĄTOWO
PODNOŻEK

KÓŁKA PRZEDNIE SKRĘTNE
Z MOŻLIWOŚCIĄ BLOKADY
DO JAZDY NA WPROST



	rozmiar 1	rozmiar 2	rozmiar 3
Szerokość siedziska (cm)	30	36	40
Głębokość siedziska (cm)	25	30-34	40-45
wysokość oparcia (cm)	50	62	75
Max szerokość wózka (cm)	55	59	63
Max długość wózka (cm)	88	115-120	105
Max wysokość wózka (cm)	114	116	126
Wymiary po złożeniu (długość x szerokość x wysokość) (cm)	119 x 37 x 44	122 x 53 x 42	128 x 44 x 50
Waga wózka(kg)	13,5	16	19
Max waga dziecka (kg)	30	45	75



Eio

Wózek inwalidzki dziecięcy EIO PUSH CHAIR



CE MD





WYPOSAŻENIE DODATKOWE: OSŁONA PRZECIWDESZCZOWA, BARIERKA ZABEZPIECZAJĄCA, ŚPIWÓR, ZAGŁÓWEK GŁĘBOKI



Szerokość siedziska (cm)	35,5
Głębokość siedziska (cm)	30,5
Wysokość oparcia (cm)	61
Max szerokość wózka (cm)	61
Max długość wózka (cm)	117
Max wysokość wózka (cm)	114
Wymiary po złożeniu (długość x szerokość x wysokość) (cm)	61 x 109 x 51
Waga wózka (kg)	10
Max waga dziecka (kg)	40

Jogger

Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy
Tomato Jogger Pushchair



CE MD





Szerokość siedziska (cm)	35
Głębokość siedziska (cm)	30
Wysokość oparcia (cm)	62,5
Max szerokość wózka (cm)	65
Max długość wózka (cm)	105
Max wysokość wózka (cm)	107,5
Wymiary po złożeniu (długość x szerokość x wysokość) (cm)	82,5 x 52,5 x 40
Waga wózka (kg)	12
Max waga dziecka (kg)	50

Siedzisko profilowane



- przeznaczone dla dzieci o łagodnych lub umiarkowanych potrzebach pionizacji
- wykonane z miękkiego w dotyku materiału o właściwościach antybakteryjnych
- materiał ten nie zawiera lateksu, jest wodoodporny, niepekający
- pasy mocujące oraz taśmy rzepowe gwarantujące bezpieczne przymocowanie siedziska do krzesła, fotela i podstawy z oferty Special Tomato





Rozwiązanie zapewnia pełne wsparcie dziecka na podłodze,
umożliwia np. interakcję z innymi dziećmi



Idealne do transportu dziecka pomiędzy pomieszczeniami



Siedzisko w rozmiarze 1 i 2 możliwe do montażu
w wózkach EIO i JOGGER

	1	2	3	4	5
Wiek użytkownika (lata)	1-3	3-6	6-9	9-14	13+
Waga użytkownika (kg)	9-18	13-27	18-36	22-50	40-90
Wzrost użytkownika (cm)	75-100	87-120	100-140	125-162	135-185
Szerokość siedziska (cm)	20	25	30	35	40
Głębokość siedziska (cm)	17,5	23,5	28,5	33,5	40
Wysokość oparcia (cm)	52,5	65	72,5	82,5	97,5
Szerokość siedziska całk. (cm)	30	35	40	45	50
Głębokość siedziska całk. (cm)	30	35	40	47,5	52,5
Wysokość oparcia całk. (cm)	62,5	72,5	85	95	110
Waga siedziska (kg)	2,7	4,5	5,9	7,25	8,6

Scrubby



CE MD





One size

Silnik (W)	2 x 300
Akumulatory (Ah)	2 x 50
Maksymalna prędkość (km/h)	12
Zasięg*(km)	25
Promień skrętu (cm)	95
Długość (cm)	92
Szerokość (cm)	59,5
Waga z akumulatorami (kg)	101,7
Waga bez akumulatorów (kg)	73,7
Max obciążenie (kg)	83
Szerokość siedziska (cm)	30/35

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!



PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

JUNIOR, JUNIOR PLUS, UMBRELLA

Wózek przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnością i/lub dysfunkcjami czynności ruchu na skutek uszkodzenia CUN Centralnego Układu Nerwowego. Może być wykorzystywany w przypadku dzieci z MPD Mózgowe porażenie dziecięce, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni, dysfunkcjami kończyn dolnych.

EIO, JOGGER

Wózek spacerowy Special Tomato Jogger/EIO to wózek, który zapewnia umiarkowane wsparcie pozycjonowania dla dzieci o specjalnych potrzebach.

SIEDZISKO PROFILOWANE

Siedzisko profilowane to siedzisko, które zapewnia umiarkowane wsparcie pozycjonowania dla dzieci o specjalnych potrzebach.

SCRUBBY

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym jest urządzeniem poprawiającym jakość życia, zaprojektowanym w celu zapewnienia mobilności.

PRODUCENT:



mdh sp. z o.o. ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź



BERGERON HEALTH CARE, 15 South Second Street, Dolgeville, NY 13329, USA
UPOWAŻNIIONY PRZEDSTAWICIEL:
Global Carehab, Holmstrupgaardvej11, 8220 Brabrand, Dania

PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:

mdh sp. z o.o., ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 674 83 84, mdh.biuro@meyragroup.com

DZIAŁ HANDLOWY:

Tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

