

KRZESŁO REHABILITACYJNE PRYSZNICOWE



nr katalogowy **VCTP0021**

CECHY PRODUKTU:

- konstrukcja aluminiowa
- siedzisko i oparcie wykonane z łatwo zmywalnego poliuretanu
- wyposażony w uchwyty
- posiada otwory odpływowe
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm

WSKAZANIA:

Sprzęt pomocniczy, ułatwiający – umożliwiający korzystanie z kąpeli osobom niepełnosprawnym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Zaburzenia koordynacji i percepcji. Osoby o niepełnosprawności intelektualnej nie powinny być pozostawiane bez nadzoru.



Wysokość (cm)	45 - 56
Szerokość (cm)	51
Głębokość (cm)	29
Waga (kg)	2,95
Maksymalne obciążenie (kg)	100

PRODUCENT/ PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:

mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.