

# NASADKA REHABILITACYJNA NA SEDES



nr katalogowy: **VCTPOO31\_05-6**

nr katalogowy: **VCPTOO31\_05-K6** z pokrywą



## CECHY PRODUKTU:

- nowoczesny system mocowań - łatwe i stabilne mocowanie
- wykonana z wyprofilowanego tworzywa z powłoką łatwą w czyszczeniu i dezynfekcji
- dopasowana do większości toalet
- regulowane zaciski boczne gwarantują stabilne umiejscowienie nakładki na toalecie
- odpowiedni profil "wcięcie" w części przedniej

## PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczy, ułatwiający - umożliwiający korzystanie z kąpeli osobom niepełnosprawnym.

## PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Zaburzenia koordynacji i percepcji. Osoby o niepełnosprawności intelektualnej nie powinny być pozostawiane bez nadzoru.

PRODUCENT/PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: mdh sp. z o.o.,  
 ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 674 83 84,  
 mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

Model	VCTPOO31_05-6	VCTPOO31_05-K6
Masa użytkownika (kg)	110	110
Długość zewnętrzna (cm)	39	39
Szerokość zewnętrzna (cm)	35	35
Wysokość (cm)	12	12
Wymiary otworu (cm)	22 x 29	22 x 29

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.  
 UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
 UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**