

Parapodium Mobilne Combo

model PJMC

CECHY PRODUKTU:

- urządzenie złożone z jednej kamizelki oraz dwóch podstaw: statycznej i mobilnej,
- w pełni dopasowane do indywidualnych wymiarów pacjenta, dzięki unikalnemu zakresowi regulacji,
- stabilna konstrukcja, w której wykorzystano sprawdzone rozwiązania mechaniczne z Parapodium Dynamicznego, pozwala na całkowicie bezpieczne i wygodne przebywanie pacjenta w pozycji wyprostowanej, a w miarę postępu procesu rehabilitacji daje możliwość poruszania się,
- opcje dodatkowe: pasy stabilizujące stopy, wzmocnione uchwyty kolan, uchwyty nadgarstkowe, klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych, dodatkowe poduszki boczne, regulowany pod kątem i na wysokość stolik.

ZASTOSOWANIE:

Parapodium Mobilne Combo przeznaczone jest dla pacjentów chcących korzystać z możliwości jakie daje Parapodium Statyczne i Mobilne. Urządzenie sprawdza się u pacjentów o różnym stopniu i typie dysfunkcji. Stanowi także dobre rozwiązanie dla ośrodków stosujących szeroki wachlarz terapii dla różnych grup pacjentów.

	100	125	150	180	200
Szerokość kamizelki*	21 - 27 cm	25 - 36 cm	29 - 43 cm	37 - 61,5 cm	37 - 61,5 cm
Głębokość kamizelki*	16,5 - 21 cm	20 - 26 cm	23 - 34 cm	26 - 38 cm	29 - 41 cm
Szerokość urządzenia (podstawa statyczna)	35 - 43 cm	40 - 53 cm	50 - 62 cm	59 - 83 cm	59 - 83 cm
Długość urządzenia (podstawa statyczna)	67 - 87 cm	67 - 87 cm	77 - 101 cm	77 - 101 cm	77 - 101 cm
Wysokość urządzenia (podstawa statyczna)	67 - 85 cm	80 - 99 cm	98 - 124 cm	123 - 160 cm	133 - 170 cm
Szerokość urządzenia (podstawa mobilna)	36 - 46 cm	40 - 51 cm	53 - 69 cm	66 - 88 cm	66 - 88 cm
Długość urządzenia (podstawa mobilna)	76 cm	77 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Wysokość urządzenia (podstawa mobilna)	64 - 82 cm	72 - 91 cm	89 - 116 cm	115 - 152 cm	125 - 158 cm
Wzrost	85 - 105 cm	105 - 125 cm	125 - 155 cm	155 - 185 cm	185 - 205 cm
Maksymalne obciążenie	20 kg	35 kg	70 kg	90 kg	110 kg

*pomiary bez tapicerki



VITEA
CARE

