

COMBO

parapodium mobilne

model PJMC

CECHY PRODUKTU:

- urządzenie złożone z jednej kamizelki oraz dwóch podstaw: statycznej i mobilnej
- w pełni dopasowane do indywidualnych wymiarów pacjenta, dzięki unikalnemu zakresowi regulacji
- stabilna konstrukcja, w której wykorzystano sprawdzone rozwiązania mechaniczne z Parapodium Dynamicznego, pozwala na całkowicie bezpieczne i wygodne przebywanie pacjenta w pozycji wyprostowanej
- a w miarę postępu procesu rehabilitacji daje możliwość poruszania się
- opcje dodatkowe: pasy stabilizujące stopy, wzmocnione uchwyty kolan, uchwyty nadgarstkowe, klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych, dodatkowe poduszki boczne, regulowany pod kątem i na wysokość stolik

ZASTOSOWANIE:

Parapodium Mobilne Combo przeznaczone jest dla pacjentów chcących korzystać z możliwości jakie daje Parapodium Statyczne i Mobilne. Urządzenie sprawdza się u pacjentów o różnym stopniu i typie dysfunkcji. Stanowi także dobre rozwiązanie dla ośrodków stosujących szeroki wachlarz terapii dla różnych grup pacjentów.



CE VITEA CARE

	100	125	150	180	200
Szerokość kamizelki (cm)*	21 - 27	25 - 36	29 - 43	37 - 61,5	37 - 61,5
Głębokość kamizelki (cm)*	16,5 - 21	20 - 26	23 - 34	26 - 38	29 - 41
Szerokość urządzenia (podstawa statyczna) (cm)	50 - 56	55 - 68	61 - 72	67 - 91	67 - 91
Długość urządzenia (podstawa statyczna) (cm)	77 - 97	77 - 97	91 - 115	91 - 115	91 - 115
Wysokość urządzenia (podstawa statyczna) (cm)	67 - 85	80 - 99	98 - 124	123 - 160	133 - 170
Szerokość urządzenia (podstawa mobilna) (cm)	50 - 58	55 - 67	68 - 83	75 - 102	75 - 102
Długość urządzenia (podstawa mobilna) (cm)	82	82	84	84	84
Wysokość urządzenia (podstawa mobilna) (cm)	64 - 82	72 - 91	89 - 116	115 - 152	125 - 167
Wzrost (cm)	85 - 105	105 - 125	125 - 155	155 - 185	185 - 205
Maksymalna waga pacjenta (kg)	20	35	70	90	110

* pomiary bez tapicerki