

PARAPODIUM MOBILNE

model **PJMP** ze stolikiem, **PJM** bez stolika

CECHY PRODUKTU:

- stabilna konstrukcja, umożliwiająca lokomocję bez asysty opiekuna
- podstawa jezdna oparta na kółkach skrętnych wyposażonych w hamulec
- urządzenie dostępne w dwóch wariantach kamizelki z i bez wsporników bocznych (wariant bez wsporników przeznaczony dla pacjentów sprawniejszych, nie wymagających wsparcia klatki piersiowej)
- wyposażone w specjalne "majtki" zabezpieczające pacjenta przed upadkiem, w pełni dopasowywane do indywidualnych wymiarów pacjenta, dzięki unikalnemu zakresowi regulacji
- separator kończyn dolnych zapobiegający chodowi szczyrkowemu
- opcje dodatkowe: uchwyty nadgarstkowe, pas tylny, dodatkowe poduszki boczne, regulowany pod kątem i na wysokość stolik

ZASTOSOWANIE:

Zaprojektowane w celu umożliwienia poruszania się pacjentom z zaburzeniami równowagi lub/i częściowo sprawnymi kończynami dolnymi.



CE VITEA[®]
CARE

	100	125	150	180	200
Szerokość kamizelki (cm)*	21 - 27	25 - 36	29 - 43	37 - 61,5	37 - 61,5
Głębokość kamizelki (cm)*	16,5 - 21	20 - 26	23 - 34	26 - 38	29 - 41
Szerokość urządzenia (cm)	50 - 58	55 - 67	68 - 83	75 - 102	75 - 102
Długość urządzenia (cm)	82	82	84	84	84
Wysokość urządzenia (cm)	64 - 82	72 - 91	89 - 116	115 - 152	125 - 167
Wzrost (cm)	85 - 105	105 - 125	125 - 155	155 - 185	185 - 205
Maksymalna waga pacjenta (kg)	20	35	70	90	110

* pomiary bez tapicerki

mdh sp. z o.o.
ul. Maratońska 104,
94-107 Łódź,
tel. +48 42 676 32 54,
rehabilitacja@mdh.pl