

# PSL PRO

parapodium marki Vitea Care



model: **Statyczne**, wersja: **PSL PRO**  
(S.10.01)



## CECHY PRODUKTU:

- wykonane z lekkich, wytrzymałych profili (stal, aluminium)
- duży zakres regulacji na wysokość, szerokość oraz głębokość dzięki czemu urządzenie dopasowane jest maksymalnie do Użytkownika
- indywidualne dopasowanie urządzenia zapewnia utrzymanie poprawnej pozycji stojącej
- przeznaczony dla osób o wzroście od 150 do 185cm
- konstrukcja składana ułatwiająca przechowywanie oraz transport
- wszelkie regulacje nie wymagają użycia narzędzi (śruby motylkowe)
- część górna parapodium (tzw kamizelka) wyściełana przyjazną dla skóry tapicerką
- kamizelka z podwójnym systemem zapięcia, które uniemożliwia samodzielne odblokowanie się
- regulowana kątowo barierka
- regulowane wsporniki kolan, profilowane
- regulowane platformy stóp wyposażone w zapiętki (blokadę stóp) oraz paski podtrzymujące stopy na platformach (strzemiona)
- parapodium wyposażone w 4 kółka z hamulcami
- uchwyt na kubek i telefon w standardowym wyposażeniu
- opcjonalnie stolik terapeutyczny

## WSKAZANIA:

Parapodium jest przeznaczone dla osób z chorobami ortopedycznymi, neurologicznymi i kardiologicznymi oraz dla osób po operacji, które nie są w stanie samodzielnie przyjąć i utrzymać pozycji stojącej w wyniku długotrwałego unieruchomienia. Poza zabezpieczeniem i wsparciem użytkownika w pozycji stojącej, urządzenie stanowi dużą pomoc podczas codziennych czynności, ale także podczas nauki i ćwiczenia umiejętności chodzenia. Odpowiednia regulacja i dopasowanie elementów urządzenia zależy od wskazań medycznych i parametrów anatomicznych, niezależnie od wieku użytkownika.

|                                  | MIN. | MAX   |
|----------------------------------|------|-------|
| Szerokość podstawy (cm)          |      | 70    |
| Długość podstawy (cm)            |      | 101,5 |
| Głębokość kamizelki* (cm)        | 30   | 36    |
| Szerokość kamizelki* (cm)        | 36,5 | 47    |
| Wysokość wsporników ramion* (cm) |      | 52    |
| Wysokość urządzenia* (cm)        | 115  | 140,5 |
| Waga całkowita urządzenia (kg)   |      | 24    |
| Maksymalne obciążenie (kg)       |      | 100   |
| Wzrost użytkownika (cm)          | 150  | 185   |

PRODUCENT/PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:  
mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54,  
mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.  
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**