

DAWID

mini podnośnik transportowy

nr katalogowy **DRVF123AL1XXP**

CECHY PRODUKTU:

- rama wykonana z wysokiej klasy stali, malowana proszkowo
- bardzo łatwy montaż
- sterowanie elektryczne za pomocą pilota
- jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny
- podnośnik wyposażony w asekuracyjny system mechanizmu opuszczania pacjenta w przypadku wyładowania baterii
- siłownik i bateria certyfikowanego producenta
- przednie koła obrotowe, pełne
- tylne koła pełne z hamulcami
- regulowana szerokość podstawy podnośnika
- łatwy system składania podnośnika bez użycia narzędzi
- kompaktowa konstrukcja i wymiary

ZASTOSOWANIE:

Mini podnośnik transportowy z wyposażeniem „Dawid” przeznaczony jest do przenoszenia jednorazowo tylko jednego pacjenta. Przy podnoszeniu i dla bezpieczeństwa podczas transportu pacjent powinien znajdować się pod nadzorem przeszkolonego opiekuna. Do manewrowania podnośnikiem każdorazowo służy uchwyt do pchania. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom podnośnik przeznaczony jest dla:

Pacjentów z paraparezą – niedowładem kończyn dolnych.

Pacjentów z paraplegią – obejmującą kończyny dolne.

Pacjentów z paraliżem.

Pacjentów z utratą kończyn.

Pacjentów z niewydolnością układu krążenia.

Pacjentów ze zmniejszeniem ruchomości stawów i osłabieniem siły mięśniowej.

Osób starszych wymagających specjalistycznej opieki domowej lub profesjonalnej.

PRZECIWWSKAZANIA:

Mini podnośnik transportowy z wyposażeniem „Dawid” nie jest urządzeniem służącym do przewożenia pacjentów na znaczne odległości. Należy wybrać nosidło zalecane przez lekarza dla danego pacjenta. Podczas przenoszenia pacjenta, gdy jest on zawieszony na nosidle podłączonym do podnośnika, nie należy przesuwając kółek podstawy przez przedmioty takie jak uniesione obramowania dywanów, progi drzwi, ani przez żadne nierówne powierzchnie, które mogą spowodować zachwianie się podnośnika. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych objawów należy niezwłocznie przerwać transport pacjenta.

PRODUCENT/ PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:

mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com



 **VITEA°
CARE**

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

DAWID*mini podnośnik
transportowy*nr katalogowy **DRVF123AL1XXP**

Długość (cm)	95	Bateria	DC 24V 5Ah ok 60 cykli
Szerokość (cm)	52 - 68		na pełnym ładowaniu
Rozstaw nóg podstawy (cm)	58,5	Czas ładowania (h)	5
Wysokość uchwytów (cm)	123	Koła przednie pełne (cm)	7,5
Zakres do prowadzenia (cm)	78-187	Koła tylne pełne z hamulcami (cm)	10
Wysokość kółek (cm)	11,5	Maksymale obciążenie (kg)	150
Zasilanie	DC 24V 8000 N	Waga podnośnika (kg)	40
Ładowarka	24V-1A	Waga podnośnika z opakowaniem (kg)	46

PRODUCENT/ PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:

mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.