

# TYTAN 2.0

podnośnik dwufunkcyjny



nr katalogowy: **DRVF15**



Chusta  
standardowa

Chusta  
kąpielowa

## CECHY PRODUKTU:

- ♦ posiada dwie funkcje:
  - podnoszenie i opuszczanie pacjenta (podnośnik)
  - wspomaganie pionizacji
- ♦ wygodny uchwyt do transportu w kształcie litery „U”
- ♦ bardzo łatwe składanie i rozkładanie
- ♦ sterowanie elektryczne za pomocą pilota przewodowego
- ♦ panel sterujący wyposażony w awaryjny system zatrzymania pracy oraz możliwość obsługi bez pilota
- ♦ wyposażony w asekuracyjny system manualnego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyladowania baterii
- ♦ siłownik certyfikowanego producenta
- ♦ możliwość demontażu ramion: podnoszącego i pionizującego
- ♦ koła przednie obrotowe
- ♦ koła tylne obrotowe wyposażone w hamulec
- ♦ regulowana szerokość ramion podstawy
- ♦ regulowana blokada kolan
- ♦ demontowana platforma pod stopy
- ♦ w zestawie kamizelka do pionizacji
- ♦ szeroka gama wygodnych w użyciu chust (do wyboru) zapewniających właściwą stabilizację pleców:
  - ze stabilizacją głowy do codziennego użytku
  - nosidło ze stabilizacją głowy do kąpiel

## PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Produkt pomocniczy w czynnościach higienicznych dla osób niepełnosprawnych. Opiswane podnośniki transportowe przeznaczone są do przenoszenia jednorazowo tylko jednego pacjenta. Przy podnoszeniu i dla bezpieczeństwa podczas transportu pacjent powinien znajdować się pod nadzorem przeszkolonego opiekuna. Do manewrowania podnośnikiem każdorazowo służy uchwyt do pchania. Podnośniki mogą być również stosowane w przypadku opieki nad osobami starszymi.

Długość (cm)	105	Prędkość podnoszenia (mm/s)	8,3
Szerokość ramion złożonych (cm)	66,5	Wysokość ramion jezdnych (cm)	11,5
Szerokość rozstawionych ramion (cm)	88,5	Średnica kół przednich (cm)	75
Wysokość (cm)	132	Średnica kół tylnych (cm)	10
Zakres podnoszenia (cm)	87 - 175	Przybliżona ilość cykli podnoszenia i opuszczania	60 - 80 cykli
Zakres pionizacji (cm)	102 - 165	Maksymalne obciążenie (kg)	135

PRODUCENT/PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104,  
94-107 Łódź, tel. +48 42 674 83 84, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.  
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**