

Baczuś Relax Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy

nr katalogowy VCWR211R

CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- demontowalna, łatwo zmywalna tapicerka nylonowa, w kolorze czarnym,
- demontowalne siedzisko i oparcie,
- płynna regulacja kąta nachylenia siedziska wraz z oparciem,
- płynna regulacja kąta nachylenia oparcia,
- zagłówek z regulacją wysokości i kąta ustawienia,
- demontowalne boczki,
- klin abdukcyjny z regulacją głębokości,
- regulowana wysokość podnóżków,
- wyściełane podparcie łydek,
- boczne klipy stabilizujące,
- odchylane podłokietniki z regulacją kąta nachylenia,
- zabezpieczające przed wypadnięciem szelki pięciopunktowe,
- regulacja wysokości osi kół przednich,
- hamulce wałkowe z regulacją siły docisku,
- aluminiowe ciągi,
- przednie koła pełne, rozmiar 6",
- tylne koła antywywrotne z regulacją wysokości,
- tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu,
- rozmiar 20",
- pompka,
- stolik,
- kolor ramy: czerwony, niebieski.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony dla dzieci z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym), przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni.

	13"	15"
Szerokość siedziska	34 cm	38 cm
Głębokość siedziska	36 cm	36 cm
Wysokość wózka	97,5 cm	97,5 cm
Szerokość wózka	54,5 cm	64,6 cm
Długość wózka	87,5 cm	87,5 cm
Waga wózka	22,8 kg	22,8 kg
Maksymalne obciążenie	90 kg	90 kg



VITEA
CARE

