

UMBRELLA

wózek inwalidzki specjalny dziecięcy



nr katalogowy: DRVGOC (S.20.01.01)



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama ze wzmacniającymi elementami stalowymi
- tapicerka wykonana z tkaniny z certyfikatami jakości (OEKO-TEX)
- oparcie z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia
- przednie i tylne koła w dwóch wariantach
- możliwość blokowania kół przednich
- koła tylne z szybkozłączką i niezależnymi od siebie hamulcami
- klin abdukcyjny, barierka
- pasy 5-cio punktowe
- peloty boczne i wałek lędźwiowy
- plastikowa platforma podnóżka ze skokową regulacją wysokości co 2,5 cm
- podnóżek regulowany kątowno z pasami stabilizującymi stopy
- zagłówki z zakresem regulacji wysokości
- okienko w budce, które pozwala na obserwację dziecka
- możliwość zmiany ułożenia rączek do prowadzenia
- wyposażenie standardowe: budka ochronna, kosz na zakupy, uchwyt na kubek,
- folia przeciwdeszczowa, ocieplany śpiwór na nogi
- opcjonalnie: parasolka, stolik
- wózek dostępny w bogatej kolorystyce
- 3 rozmiary wózka w zależności od wielkości dziecka

PRZEWDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnością i/lub dysfunkcjami czynności ruchu na skutek uszkodzenia CUN Centralnego Układu Nerwowego. Może być wykorzystywany w przypadku dzieci z MPD Mózgowe porażenie dziecięce, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni, dysfunkcjami kończyn dolnych.

PRODUCENT/PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 674 83 84, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**


KOLORYSTYKA




szaro-błękitna



szaro-miętowa



szaro-czerwona



szaro-czarna



czarno-biała kratka



czarna w kolorowe groszki

Rozmiar	rozmiar 1	rozmiar 2 (wydłużone oparcie)	rozmiar 3
Szerokość siedziska (cm)	30	36	40
Głębokość siedziska (cm)	25	30-34	40 - 45
Wysokość oparcia (cm)	53	62	75
Maksymalna szerokość wózka (cm)	55	59	65
Maksymalna długość wózka (cm)	88	115-120	105
Maksymalna wysokość wózka (cm)	114	116	126
Gabaryty po złożeniu (dł. x szer. x wys) (cm)	122 x 36 x 44	122 x 53 x 42	126 x 50 x 50
Średnica kół przednich (cm)	18	18	17
Średnica kół tylnych (cm)	22	22	25
Waga wózka (kg)	12,6*	16	18*
Maksymalne obciążenie (kg)	30	45	75

*wózek ważony bez budki, barierki, klina, pokrowca, na kołach PU (pełne).

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.