

Wheeler balkonik ułatwiający chodzenie

nr katalogowy VCBP0032

CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama,
- dodatkowe wzmocnienia,
- nóżki tylne zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi,
- kółka przednie o średnicy 12 cm,
- ergonomiczne uchwyty,
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagający pionizację i poruszanie się.

	KXSS	KXP	KXY
Szerokość	64 cm	64 cm	64 cm
Wysokość	80-97,5 cm	76 - 98 cm	77 – 98,5 cm
Waga	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Maksymalne obciążenie	110 kg	110 kg	110 kg



VITEA[®]
CARE

KXSS



KXP



KXY