

Tom podpora trójkołowa

nr katalogowy VCBK5

CECHY PRODUKTU:

- składana rama (łatwość transportu),
- hamulce z możliwością blokady,
- trzy bezobrotowe koła o średnicy 20 cm,
- regulowana wysokość,
- ergonomiczne uchwyty,
- torba zakupowa zamykana na zamek błyskawiczny,
- przedni kosz zakupowy z tacką.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagający pionizację i poruszanie się.

| | VCBK521 | VBCK52211 |
|-----------------------|------------|------------|
| Materiał | Stal | Aluminium |
| Szerokość | 64 cm | 64,5 cm |
| Wysokość | 78 - 93 cm | 78 - 96 cm |
| Waga | 8,7 kg | 5,5 kg |
| Maksymalne obciążenie | 110 kg | 120 kg |



VITEA
CARE