

Frank podpórka czterokołowa stalowa

nr katalogowy VCBK221

CECHY PRODUKTU:

- siedzisko wykonane z tworzywa,
- hamulce z możliwością blokady,
- cztery pełne, bezobsługowe koła o średnicy 20 cm,
- regulowana wysokość,
- ergonomiczne uchwyty,
- przedni kosz zakupowy,
- tacka montowana na siedzisku.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny ułatwiający pionizację, poruszanie się, przewożenie bagażu podręcznego.

Szerokość	59 cm
Wysokość	79 - 89 cm
Waga	13 kg
Maksymalne obciążenie	110 kg



VITEA
CARE

