

# Rocky podpórka czterokołowa aluminiowa

nr katalogowy VCBK23231

## CECHY PRODUKTU:

- składana rama aluminiowa (łatwość transportu),
- miękkie siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym,
- hamulce z możliwością blokady,
- cztery koła o średnicy 20 cm z możliwością demontażu,
- regulowana wysokość,
- ergonomiczne uchwyty,
- pojemnik zakupowy,
- uchylna barierka oparcia,
- uchwyt na kulę.

## ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny ułatwiający pionizację, poruszanie się, przewożenie bagażu podręcznego.

Szerokość	60 cm
Wysokość	75,5 - 95 cm
Wysokość siedziska	51,5 - 57 cm
Szerokość siedziska	36 cm
Waga	7,3 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg

