

Mobilus Lite podpórka czterokołowa aluminiowa

nr katalogowy VCBK222B

CECHY PRODUKTU:

- składana rama aluminiowa (łatwość transportu),
- miękkie siedzisko,
- hamulce z możliwością blokady,
- koła przednie o średnicy 19 cm z możliwością łatwego składania,
- koła tylne o średnicy 17 cm,
- regulowana wysokość,
- ergonomiczne uchwyty,
- torba zakupowa,
- pas zabezpieczający w trakcie siedzenia,
- uchwyt na kulę.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny ułatwiający pionizację, poruszanie się, przewożenie bagażu podręcznego.

Szerokość	67 cm
Wysokość	80 - 92 cm
Długość	70 cm
Szerokość siedziska	46 cm
Waga	7 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg

