

# Rose podpórka czterokołowa aluminiowa z podparciem na nogi

nr katalogowy VCBK222T

## CECHY PRODUKTU:

- składana rama aluminiowa (łatwość transportu),
- miękkie siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym,
- hamulce z możliwością blokady,
- cztery pełne koła o średnicy 20 cm, przednie koła skrętne,
- regulowana wysokość,
- ergonomiczne uchwyty,
- kosz zakupowy,
- demontowana barierełka oparcia z możliwością przełożenia gdy podpórka spełnia funkcję transportową,
- możliwość rozłożenia podparcia dla nóg użytkownika.

## ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny ułatwiający pionizację, poruszanie się, przewożenie bagażu podręcznego.

Szerokość	60 cm
Wysokość	78 - 89 cm
Wysokość siedziska	54 cm
Szerokość siedziska	45 cm
Waga	8,5 kg
Maksymalne obciążenie	110 kg

