

LASKA SKŁADANA

nr katalogowy: **VCBPOO22****CECHY PRODUKTU:**

- składana z 4 części
- konstrukcja aluminiowa
- pakowana w pokrowiec
- regulacja skokowa długości co 2,5 cm
- dostępna w kolorze czarnym

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Dla osób, które potrzebują wsparcia podczas chodzenia, po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi i przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo - ortopedycznych. Także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi podczas chodzenia.

PRZECIWWSKAZANIA:

Zaburzenia równowagi i koordynacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na lasce.

Wysokość (cm)	80 - 90
Waga (kg)	0,35
Maksymalne obciążenie (kg)	100

PRODUCENT/PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: mdh sp. z o.o., ul. Maratońska 104,
94-107 Łódź, tel. +48 42 674 83 84, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**