

# Bubble master materac przeciwodleżynowy

Numer katalogowy VCM202G

## CECHY PRODUKTU:

- Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy konstrukcji bąbelkowej wykonany z PCV, z wyłogami do stabilnego zamocowania na elastycznym podkładzie łóżka,
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta,
- nowoczesna, cicha pompa elektryczna,
- dzięki budowie opartej na niezależnych komorach powietrznych uzyskuje się równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, prawidłową wentylację oraz dzięki doskonałym właściwościom izolacyjnym powietrza – komfort temperaturowy,
- cykl pracy 12 minut,
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych,
- w komplecie zestaw naprawczy,
- kolor beżowy.

## ZASTOSOWANIE:

Profilaktyka oraz wspomaganie leczenia odleżyn.

Długość	195 cm
Szerokość	90 cm
Wysokość	6,5 cm
Zasilanie elektryczne	220 - 230 V / 50HZ
Cykl pracy	12 minut
Ilość pompowanego powietrza	8 l/min
Masa materaca	2 kg
Masa pompy	1,4 kg
Dopuszczalny ciężar użytkownika	140 kg



VITEA  
CARE  
Premium.

mdh CE