

Rest poduszka przeciwoleżynowa pneumatyczna

nr katalogowy DRVCT

CECHY PRODUKTU:

- nowatorskie, opatentowane rozwiązanie: połączenie pianki leniwej z komorami powietrznymi. System odciążenia zapewniający odpowiedni rozkład obciążeń co zapobiega podrażnieniom skóry otarciom i powstawaniu ran odleżynowych,
- pokrycie wykonane z oddychającej perforowanej dzianiny zapewniającej komfort użytkownika, łatwe w konserwacji (możliwość zdjęcia pokrowca),
- wkładka antypoślizgowa zapobiegająca zsuwaniu się poduszki z siedziska,
- możliwość regulacji ciśnienia w przestrzeniach powietrznych zapewniająca regulację miękkości i wysokości poduszki i jej dopasowanie do ciała. Zawór pompujący i upuszczający powietrze bez konieczności użytkownika dodatkowej pompki.

ZASTOSOWANIE:

zapobiega powstawaniu podrażnień i otarć skóry spowodowanych długotrwałą pozycją siedzącą, zapewnia odciążenie kręgosłupa lędźwiowego oraz właściwą pozycję miednicy zapobiegając bólom związanym z przeciążeniami okolicy lędźwiowej.

38 cm x 40 cm x 8 cm

40 cm x 40 cm x 8 cm

45 cm x 40 cm x 8 cm



VITEA[®]
CARE