

COMFY poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna

nr katalogowy DRVT

CECHY PRODUKTU:

- poduszka wykonana z elastycznych komór połączonych ze sobą, napełnianych powietrzem przy pomocy pompki,
- pokrycie wykonane z oddychającej perforowanej dzianiny zapewniającej komfort użytkowania, łatwe w konserwacji (możliwość zdjęcia pokrowca),
- powierzchnia antypoślizgowa zapobiega zsuwaniu się poduszki z siedziska,
- możliwość regulacji ciśnienia w przestrzeniach powietrznych zapewniająca regulację miękkości i wysokości poduszki i jej dopasowanie do ciała,
- dostępne dwa warianty: poduszka z jednym zaworem i połączonymi komorami, poduszka z dwoma zaworami i dwoma sekcjami komór (możliwość napełnienia w różnym stopniu przodu i tyłu poduszki).

ZASTOSOWANIE:

Zapobiega powstawaniu podrażnień i otarć skóry spowodowanych długotrwałą pozycją siedzącą, zapewnia odciążenie kręgosłupa lędźwiowego oraz właściwą pozycję miednicy zapobiegając bólom związanym z przeciążeniami okolicy lędźwiowej.

Wysokość	6cm	8cm	10 cm
szerokość x długość	36x40 cm/1	40x40 cm/1	40x40 cm/1
ilość zaworów	40x40 cm/1	40x40 cm/2	40x40 cm/2
	40x40 cm/2	46x40 cm/1	46x40 cm/1
	46x40 cm/1		

