

Materac przeciwoleżynowy

nr katalogowy VCM502

CECHY PRODUKTU:

- rurowy materac zmiennociśnieniowy o największej ilości cel wykonany z PCV,
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta,
- cykl pracy 10 – 12 min,
- cicha pompa elektryczna,
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łózkowych,
- 1 cela zapasowa,
- kolor granatowy.

ZASTOSOWANIE:

Profilaktyka oraz wspomaganie leczenia odleżyn.

Długość	190 cm
Szerokość	85 cm
Wysokość	11 cm
Nośność	140 cm



**VITEA
CARE**



mdh **CE**