

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

*materac
przeciwodleżynowy*

nr katalogowy **VCM202D**

CECHY PRODUKTU:

- bąbelkowy materac zmiennociśnieniowy wykonany z PCV
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta
- cykl pracy 10 min
- cicha pompa elektryczna
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych
- w komplecie zestaw naprawczy
- kolor beżowy

ZASTOSOWANIE:

Profilaktyka oraz wspomaganie leczenia odleżyn.



 **VITEA**[®]
CARE

Długość (cm)	200
Szerokość (cm)	90
Wysokość (cm)	6,5
Nośność materaca (kg)	120
Waga materaca (kg)	2
Waga pompy (kg)	1,1