

# TUBE LIGHT

## materac przeciwodleżynowy

nr katalogowy **VCM502F**

### CECHY PRODUKTU:

- rurowy materac zmiennociśnieniowy (17 cel)
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta
- cykl pracy 6 min
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych
- 1 cela zapasowa
- mikrowentylacja
- zestaw naprawczy
- CPR
- pokrowiec
- kolor granatowy

### ZASTOSOWANIE:

Profilaktyka odleżyn I i II stopnia



 **VITEA®  
CARE**

Długość (cm)	190	Ilość pompowanego powietrza	6-7 l/min
Szerokość (cm)	85	Waga materaca (kg)	4
Wysokość (cm)	11,5	Waga pompy (kg)	1
Cykl pracy (min)	6	Nośność materaca (kg)	140

mdh sp. z o.o.  
ul. Maratońska 104,  
94-107 Łódź,  
tel. +48 42 676 32 54,  
rehabilitacja@mdh.pl