

# BUBBLE MASTER

## materac przeciwoodleżynowy



nr katalogowy **VCM202G**

### CECHY PRODUKTU:

- pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwoodleżynowy o konstrukcji bąbelkowej wykonany z PCV, z wyłogami do stabilnego zamocowania na elastycznym podkładzie łóżka
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu dobierana indywidualnie do wagi pacjenta
- nowoczesna, cicha pompa elektryczna
- czujnik spadku ciśnienia
- dzięki budowie opartej na niezależnych komorach powietrznych uzyskuje się równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, prawidłową wentylację oraz dzięki doskonałym właściwościom izolacyjnym powietrza – komfort temperaturowy
- cykl pracy 12 minut
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych
- kolor beżowy



### WSKAZANIA:

Profilaktyka i wspomaganie leczenia odleżyn I i II stopnia.

### PRZECIWSKAZANIA:

W razie wystąpienia niepożądanych zmian skórnych należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub personelem medycznym.

Długość (cm)	195	Ilość pompowanego powietrza	8l/min
Szerokość (cm)	90	Waga materaca (kg)	2
Wysokość (cm)	6,5	Waga pompy (kg)	1,4
Zasilanie elektryczne	220-230 V/50 HZ	Nośność materaca (kg)	140
Cykl pracy (min)	10 - 15		

PRODUCENT/ PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:

mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.  
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.