

MEDYCZNA PODUSZKA PNEUMATYCZNA



model: **HF2008** - poduszka pompująca się samoistnie



CECHY PRODUKTU:

- poduszka wykonana z elastycznych komór połączonych ze sobą, napełnianych powietrzem
- poduszka pompująca się samoistnie, bez konieczności użycia dodatkowej pompki
- pokrycie wykonane z oddychającej perforowanej dzianiny zapewniającej komfort użytkowania, łatwe w konserwacji (możliwość zdjęcia pokrowca)
- powierzchnia antypoślizgowa zapobiega zsuwaniu się poduszki z siedziska
- możliwość regulacji ciśnienia w przestrzeniach powietrznych zapewniająca regulację miękkości i wysokości poduszki i jej dopasowanie do ciała
- paski umożliwiające przypięcie poduszki do ramy wózka

WSKAZANIA:

Medyczne poduszki powietrzne w odpowiednim rytmie pozwalają uniknąć długotrwałego ucisku naczyniowego, który może spowodować niedotlenienie tkanek.

Poduszki powietrzne dostosowują się do pacjenta i jego pozycji.



Wysokość (cm)	5	5
Wymiar (cm)	42x42	46x40
Maksymalne obciążenie (kg)	135	135

PRODUCENT: Foshan Hongfeng Co., Ltd Address: No.4-2 Leqiang Road, Leping Sanshui, Foshan, 528100, Guangdong, China

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL: MedNet EC-REP GmbH Adres: Borkstrasse 10 48163 Muenster, Niemcy

IMPORTER/PODMIOT PROWADZĄCY REKALMĘ: mdh sp. z o.o., ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.