

# MEDYCZNA PODUSZKA PNEUMATYCZNA



nr katalogowy: **HF2007 - z pompką**  
(S.O3.O1.PW)



## CECHY PRODUKTU:

- poduszka wykonana z elastycznych komór połączonych ze sobą, napełnianych powietrzem za pomocą pompki
- pokrycie wykonane z oddychającej perforowanej dzianiny zapewniającej komfort użytkowania, łatwe w konserwacji (możliwość zdjęcia pokrowca)
- powierzchnia antypoślizgowa zapobiega zsuwaniu się poduszki z siedziska
- możliwość regulacji ciśnienia w przestrzeniach powietrznych zapewniająca regulację miękkości i wysokości poduszki i jej dopasowanie do ciała
- paski umożliwiające przypięcie poduszki do ramy wózka

## PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Medyczne poduszki powietrzne w odpowiednim rytmie pozwalają uniknąć długotrwałego ucisku naczyniowego, który może spowodować niedotlenienie tkanek. Poduszki powietrzne dostosowują się do pacjenta i jego pozycji.

**WAŻNA INFORMACJA:** Poduszka pompowana przy pomocy pomki ręcznej dołączonej do zestawu.

PRODUCENT: Foshan Hongfeng Co., Ltd Address: No.4-2 Leqiang Road, Leping Sanshui, Foshan, 528100, Guangdong, China

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL: MedNet EC-REP GmbH Adres: Borkstrasse 10 48163 Muenster, Niemcy

IMPORTER/PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 10/4, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

Wymiar (cm)	42x42	46x40
Wysokość (cm)	5	5
Maksymalne obciążenie (kg)	135	135

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.  
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**