

PCBL 1220/1420 - SCRUBBY

Numer katalogowy: PCBL1220, PCBL1420

CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 12", 14",
- amortyzowana, aluminiowa rama,
- regulowana głębokość i szerokość siedziska,
- elektrycznie regulowany kąt siedziska 10° (max 18 cm),
- składane oparcie z regulacją nachylenia,
- biodrowy pas bezpieczeństwa,
- miękka gąbkowa poduszka,
- regulowana wysokość podłokietników,
- demontowalne podnóżki z podparciem pod tydkę (regulacja kąta zgięcia),
- regulowane na długość podnóżki,
- oświetlenie pełne drogowe (diodowo-żarówkowe),
- odłączanie napędu elektrycznego,
- możliwość przełożenia jednostki sterującej prawo-lewo,
- możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna,
- regulacja w płaszczyźnie poziomej jednostki sterującej,
- chowane tylne kółka antywywrotne,
- koła przednie 9", koła tylne pompowane 14",
- aluminiowe felgi,
- regulowany zagłówek.



Silnik	2x300 W
Akumulatory	2x50 Ah
Maksymalna prędkość	12 km/h
Zasięg*	25 km
Promień skrętu	95 cm
Długość	100 cm
Szerokość	56 cm
Waga	83 kg
Maksymalne obciążenie	80 kg

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!