

# Hero STAND UP

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

## CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 16", 18",
- elektryczna funkcja pionizacji za pomocą pilota
- tapicerka wykonana ze skóry ekologicznej,
- uchylne podłokietniki,
- regulowana wysokość i kąt nachylenia podłokietników,
- regulowane na długość podnóżki z podparciem pod łydki,
- kółka przeciwwyrotne (tylne i przednie),
- pełne oświetlenie drogowe,
- uchwyt kolan,
- trzypunktowe pasy zabezpieczające,
- zabezpieczający pas biodrowy,
- zagłówek,
- uchwyt kolan,
- hamulce elektromagnetyczne
- koła przednie: 9", koła tylne: 14",
- tylne amortyzatory.



VITEA  
CARE

Silnik	2x450 W
Akumulatory	2x55 Ah
Maksymalna prędkość	9,5 km/h
Zasięg	20 km
Promień skrętu	90 cm
Długość	113,5 cm
Szerokość	62 cm
Waga	100 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg/135 kg