

SCRUBBY

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

nr katalogowy **PCBL 1220/1420**

CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 12", 14"
- amortyzowana, aluminiowa rama
- regulowana głębokość i szerokość siedziska
- elektrycznie regulowany kąt siedziska 10° (max 18 cm)
- składane oparcie z regulacją nachylenia
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- miękka gąbkowa poduszka
- regulowana wysokość podłokietników
- demontowalne podnóżki z podparciem pod łydkę (regulacja kąta zgięcia)
- regulowane na długość podnóżki
- oświetlenie pełne drogowe (diodowo-żarówkowe)
- odłączanie napędu elektrycznego
- możliwość przełożenia jednostki sterującej prawo-lewo
- możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna
- regulacja w płaszczyźnie poziomej jednostki sterującej
- chowane tylne kółka antywywrotne
- aluminiowe felgi
- regulowany zagłówek



CE VITEA[®]
CARE

Prędkość max (km/h)	12	Wysokość wózka do transportu (cm)	72
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	30/35	Rozmiar kółek przednich	9
Szerokość siedziska między boczками (cm)	41	Rozmiar kółek tylnych	14
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	41,5	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	9
Wysokość oparcia pleców (cm)	42	Promień skrętu (cm)	95
Wysokość całkowita wózka (cm)	115	Zasięg* (km)	25
Długość podudzia : min/ max (cm)	25,5-34,5	Waga użytkownika (kg)	do 83
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	11-14,5	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 50
Grubość poduszki siedziska (cm)	5	Moc silników (W)	2 x 300
Przednia wysokość siedziska (cm)	45/49	Zakres regulacji kąta siedziska	25 °
Szerokość całkowita wózka (cm)	56	Zakres regulacji kąta oparcia	40 °
Długość całkowita wózka z/bez podnóżkami (cm)	88/72		
Waga wózka z/ bez akumulatorami (kg)	80		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!