

W1018 - LIMBER

CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 16" i 18",
- amortyzowana rama (dwa amortyzatory kół tylnych),
- szara, oddychająca, demontowalna tapicerka i poduszka siedziska,
- regulowany kąt nachylenia oparcia,
- regulowane, demontowalne podłokietniki,
- możliwość odchylenia joysticka,
- uchylne, demontowalne podnóżki,
- regulacja długości podnóżków,
- pełne oświetlenie drogowe – ledowe,
- hamulce elektromagnetyczne,
- kontroler: VS/PG50A,
- regulowane tylne kółka przeciwwywrotne,
- koła przednie: 9", koła tylne: 14",
- prześwit: 8 cm,
- waga bez akumulatorów: 50 kg.



Silnik	2x300 W
Akumulatory	2x38 Ah
Maksymalna prędkość	10 km/h
Zasięg*	25 km
Promień skrętu	96 cm
Długość	103 cm
Szerokość	63 cm
Waga	71 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!