

W1032 - EASY

CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 16" i 18",
- rama aluminiowa składana krzyżakowa,
- szara, oddychająca, demontowalna tapicerka,
- regulowane, demontowalne podłokietniki,
- uchylne, demontowalne podnóżki,
- możliwość odchylenia joysticka,
- hamulce elektromagnetyczne,
- pełne oświetlenie drogowe - ledowe,
- tylne kółeczka przeciwwyrotne,
- koła przednie: 9", koła tylne: 14",
- prześwit: 8 cm,
- łatwo demontowalne akumulatory,
- waga bez akumulatorów: 49 kg.

Silnik	2x300 W
Akumulatory	2x35 Ah
Maksymalna prędkość	10 km/h
Zasięg*	20 km
Promień skrętu	96 cm
Długość	102 cm
Szerokość	63 cm
Waga	70 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

