

PCBL 1630/1830 MODERN

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym



nr katalogowy: **PCBL 1600 (1630)**
PCBL 1800 (1830)
(S.19.01.00, S.22.01.01)



CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 16", 18"
- nowoczesna aluminiowa konstrukcja
- składane oparcie
- elektryczna regulacja kąta odchylenia oparcia
- elektryczna regulacja pochylenia siedziska wraz z oparciem
- regulowany zagłówek
- demontowalna tapicerka
- miękka, gąbkowana poduszka
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- uchylne i demontowalne podnóżki
- regulacja wysokości platform podnóżków i podłokietników
- inteligentny, elektromagnetyczny system hamowania
- pantograf, odchylenie joysticka
- możliwość zmiany strony jednostki sterującej (pravo-lewo)
- odłączenie napędu elektrycznego
- kompletne oświetlenie diodowe (LED)
- tylne, chowane kółka antywywrotne
- pompowane koła (przednie 9", tylne 14")
- aluminiowe felgi
- amortyzatory kół tylnych
- łatwo demontowane akumulatory
- dostępne opcje: regulowane pod kątem podnóżki, możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym jest urządzeniem poprawiającym jakość życia, zaprojektowanym w celu zapewnienia mobilności.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej.

PRODUCENT/PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: mdh sp. z o.o., ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 674 83 84, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

Prędkość max (km/h)	12	Rozmiar kółek przednich	9"
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	43/48	Rozmiar kółek tylnych	14"
Rozstaw osi kół (cm)	43	Promień skrętu (cm)	96
Wysokość oparcia (cm)	56	Zasięg* (km)	30
Wysokość całkowita wózka wraz z zagłówkiem (cm)	138	Waga użytkownika (kg)	do 136 kg
Wysokość siedziska od podłoża (cm)	58	Pojemność akumulatorów (Ah)	50
Szerokość całkowita wózka (cm)	60	Moc silników (W)	450
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm)	108		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**