

MINI III

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

nr katalogowy: **DRVIOO**

CECHY PRODUKTU:

- modułowa budowa
- łatwa obsługa, intuicyjny panel sterowania
- kierownica typu „delta”
- łatwe składanie wózka do transportu bez użycia kluczy
- odłączany pakiet akumulatorów z możliwością ładowania ich poza wózkiem
- innowacyjny design
- obrotowy fotel, ze składanym oparciem
- regulowany kąt ustawienia kierownicy
- komplet lusterek wstecznych
- koszyk zakupowy
- pełne oświetlenie drogowe LED
- hamulce elektromagnetyczne
- sprzęgło umożliwiające odłączanie napędu elektrycznego
- przedni i tylny zderzak
- koła przednie: 8”
- tylne koła: 8”
- amortyzowane zawieszenie

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wyrób przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, ze schorzeniami narządu ruchu w celu zwiększenia ich mobilności.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pionizacji. Urazy lub niedowład kończyn górnych uniemożliwiający korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym.

PRODUCENT/PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:

mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54,
mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

Prędkość max (km/h)	8	Waga wózka z akumulatorami / bez (kg)	53/44
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	43,5	Wysokość wózka do transportu (cm)	35
Szerokość siedziska między podłokietnikami (cm)	42-62	Rozmiar kółek przednich	8”
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	410	Rozmiar kółek tylnych	8”
Wysokość oparcia pleców (cm)	37	Prześwit (cm)	7
Wysokość całkowita wózka (cm)	92	Promień skrętu (cm)	130
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	20-26	Zasięg* (km)	15
Wysokość siedziska (cm)	57	Waga użytkownika (kg)	136
Szerokość całkowita wózka (cm)	54-70	Pojemność akumulatorów (Ah)	15
Długość całkowita wózka (cm)	113	Moc silników (W)	270

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**