

PCBL 1610/1810 – DE LUXE

Numer katalogowy: PCBL1610, PCBL1810

CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 16", 18",
- aluminiowa rama,
- regulowana głębokość i szerokość siedziska,
- elektryczna regulacja kąta nachylenia siedziska,
- elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia,
- miękka gąbkowa poduszka,
- regulowana wysokość podłokietników,
- biodrowy pas bezpieczeństwa,
- uchylne i demontowalne podnóżki z podparciem pod łydkę,
- regulowane na długość podnóżki,
- niezależna, elektryczna regulacja podnóżków
- pełne oświetlenie drogowe (diodowo-żarówkowe),
- hamulec elektromagnetyczny,
- prześwit: 10 cm,
- waga bez akumulatorów: 90 kg.



Silnik	2x300 W
Akumulatory	2x50 Ah
Maksymalna prędkość	10 km/h
Zasięg*	20 km
Promień skrętu	96 cm
Długość	104 cm
Szerokość	64 cm
Waga	119 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!