

SILVER**wózek inwalidzki
wykonany ze stopów lekkich**nr katalogowy **VCWK9ASR**nr katalogowy **VCWK7ASR wersja Stab****CECHY PRODUKTU:**

- lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- oparcia na pasach umożliwiających regulację siły napięcia i głębokości
- pas biodrowy zabezpieczony przed wypadnięciem
- uchylne do tyłu i demontowalne podłokietniki z regulacją wysokości
- uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją wysokości
- pas zabezpieczający pod łydkę
- hamulce z regulacją siły docisku
- koła tylne wyposażone w system szybkiego demontażu,
- kółka antywywrotowe uchylne do góry z regulacją wysokości
- poduszka gąbkowa
- elementy odbłaskowe
- kieszeń na oparciu
- modułowa konstrukcja
- pompka na wyposażeniu (dotyczy wersji wózka z kołami pompowanymi)
- możliwość użytkowania przez amputanta
- kolor wózka: srebrny, kolor tapicerki: czarny (możliwość zdemontowania oparcia tapicerki)
- autonomiczne wyprofilowane rączki do prowadzenia wózka
- możliwość regulacji kąta nachylenia siedziska poprzez regulację ustawień wysokości kół
- aluminiowe ciągi
- regulacja kąta nachylenia kół przednich
- możliwość zmiany środka ciężkości poprzez przeniesienie kół napędowych do tyłu, dzięki zastosowaniu specjalnego adaptera

**stab**
CE **VITEA**
CARE
Premium

| | 16" | 17" | 18" | 20" |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Szerokość siedziska (cm) | 40 | 43 | 45 | 50 |
| Głębokość siedziska (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Wysokość wózka (cm) | 89 | 89 | 89 | 95 |
| Szerokość wózka (cm) | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Długość wózka (cm) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Szerokość po złożeniu (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Waga wózka (kg) | 16 | 16 | 16,5 | 16,5 |
| Maksymalna waga użytkownika (kg) | 120 | 120 | 120 | 120 |