

FORTE PLUS

wózek inwalidzki ręczny wersja z hamulcami dla osoby prowadzącej

nr katalogowy **VCWK42L**

CECHY PRODUKTU:

- składana, stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak)
- miękkie nylonowe siedzisko i oparcie
- miękka poduszka (Forte Plus wózek inwalidzki ręczny VCWK42L)
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- uchylne podłokietniki
- tylna kieszonka
- podnóżki odchylane i zdejmowane
- zabezpieczający pas pod tydkami lub zapiętki (paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka)
- przednie koła pełne
- tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- wyposażony w hamulce stalowe z regulacją docisku
- metalowe ciągi lakierowane
- dostępny w kolorze szarym
- kółka antywrotne



• dostępna wersja Basic bez poduszki
(Solid Plus wózek inwalidzki ręczny VCWK43L)



	16"	18"	20"
Szerokość siedziska (cm)	40	45	50
Głębokość siedziska (cm)	40	40	42
Wysokość wózka (cm)	96	96	96
Szerokość wózka (cm)	61	67	68
Długość wózka (cm)	112	112	112
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	28	28	30
Waga wózka (kg)	17	18	17
Maksymalne obciążenie (kg)	120	120	120