

SOLID PLUS, SOLID PLUS STAB

wózek inwalidzki  
ręczny

nr katalogowy **VCWK43L - SOLID PLUS**

nr katalogowy **VCWK43LS - SOLID PLUS STAB**

CECHY PRODUKTU:

- składana, stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak)
- tapicerka wykonana z nylonu w kolorze czarnym
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- uchylne podłokietniki
- tylna kieszonka
- podnóżki odchylane i zdejmowane
- zabezpieczający pas pod łydkami lub zapiętki
- przednie koła pełne
- tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- wyposażony w hamulce stalowe z regulacją docisku
- hamulce dla osoby prowadzącej
- metalowe ciągi lakierowane
- przedłużone oparcie (STAB)
- dostępny w kolorze szarym

WSKAZANIA:

Wózek inwalidzki służy do indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych. Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.



PRODUCENT/ PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:

mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

SOLID PLUS, SOLID PLUS STAB

*wózek inwalidzki
ręczny*

nr katalogowy **VCWK43L - SOLID PLUS**

nr katalogowy **VCWK43LS - SOLID PLUS STAB**

	16"	18"	20"
Szerokość siedziska (cm)	40	45	50
Głębokość siedziska (cm)	40	40	42
Wysokość wózka (cm)	96	96	96
Szerokość wózka (cm)	61	67	68
Długość wózka (cm)	112	112	112
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	28	28	30
Waga wózka (kg)	17	18	17
Maksymalne obciążenie (kg)	120	120	120

PRODUCENT/ PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:

mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.