

## PROMYK SPECIAL PLUS

### wózek inwalidzki specjalny

nr katalogowy **DRVGOP**

#### CECHY PRODUKTU:

- rama wzmocniona aluminiowo- stalowa
- koła pełne pompowane
- hamulec postojowy na koła tylne
- płynna regulacja kąta nachylenia siedziska za pomocą siłowników
- regulowany kątowno i składany podnóżek
- 5-cio punktowe pasy
- regulacja uchwytu do prowadzenia wózka
- tapicerka wykonana z tkaniny łatwej w utrzymaniu czystości
- budka chroniąca użytkownika przed deszczem i słońcem
- zagłówek
- klin abdukcyjny
- pokrowiec ochronny na nogi
- torba zakupowa w tylnej części wózka
- barierka zabezpieczająca przed wypadnięciem
- kamizelka opcjonalnie
- waga użytkownika do 75kg

#### ZASTOSOWANIE:

Wózek przeznaczony jest dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni, dysfunkcjami kończyn dolnych.



CE VITEA<sup>®</sup>  
CARE

Wysokość wózka (cm)	126	Szerokość siedziska (cm)	39
Szerokość oparcia (cm)	38	Długość oparcia (cm)	75
Szerokość wózka (cm)	60	Średnica kół przednich/ tylnych(cm)	24
Długość wózka (cm)	142	Waga wózka (kg)	do 30
Wysokość siedziska z przodu (cm)	58	Maksymalne obciążenie (kg)	75
Głębokość siedziska (cm)	47	Maksymalny wzrost (cm)	170