

RECLINER

wózek inwalidzki specjalny

nr katalogowy **VCWK703**

CECHY PRODUKTU:

- wózek typu recliner z możliwością odchylenia oparcia od pozycji siedzącej do leżącej
- rama aluminiowa o konstrukcji krzyżowej (podwójny krzyżak)
- siedzisko w kolorze czarnym wykonane z nylonu, wyposażone w miękką, grubą poduszkę
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- demontowalne podnóżki z wyścielonym podparciem tydek uchylne z regulacją kąta nachylenia
- demontowalne podłokietniki
- demontowalna górna część wózka wraz z zagłówkiem
- tylne kółka antywywrotne
- koła przednie pełne, rozmiar 200x45
- tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- ciągi aluminiowe
- hamulec wałkowy dla pacjenta
- stolik



CE VITEA[®]
CARE

Szerokość siedziska (cm)	40	45
Szerokość wózka (cm)	65	71,5
Głębokość siedziska (cm)	46	46
Wysokość wózka (cm)	130	130
Wysokość wózka bez górnej części oparcia (cm)	93,5	93,5
Wysokość oparcia (cm)	40	40
Długość wózka (cm)	90 - 125	90 - 125
Waga wózka (kg)	20 - 23	20 - 23
Maksymalne obciążenie (kg)	100	100