

# UMBRELLA

wózek inwalidzki  
specjalny



nr katalogowy: **DRVGOC6BH4CKP10-3**  
(S.18.01.00)



## CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama ze wzmacniającymi elementami stalowymi
- tapicerka wykonana z tkaniny z certyfikatami jakości (OEKO-TEX)
- oparcie z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia
- przednie i tylne koła w dwóch wariantach
- możliwość blokowania kół przednich
- koła tylne z szybkozłączką i niezależnymi od siebie hamulcami
- klin abdukcyjny, barierka
- pasy 5-cio punktowe
- peloty boczne i wałek lędźwiowy
- plastikowa platforma podnóżka ze skokową regulacją wysokości co 2,5 cm
- podnóżek regulowany kątowno z pasami stabilizującymi stopy
- zagłówek z zakresem regulacji wysokości
- okienko w budce, które pozwala na obserwację dziecka
- możliwość zmiany ułożenia rączek do prowadzenia
- wyposażenie standardowe: budka ochronna, kosz na zakupy, uchwyt na kubek,
- folia przeciwdeszczowa, ocieplany śpiwór na nogi
- opcjonalnie: parasolka, stolik
- wózek dostępny w bogatej kolorystyce

## PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością i/lub dysfunkcjami czynności ruchu na skutek uszkodzenia CUN Centralnego Układu Nerwowego. Może być wykorzystywany w przypadku dzieci z MPD Mózgowe porażenie dziecięce, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni, dysfunkcjami kończyn dolnych.

Szerokość siedziska (cm)	40
Głębokość siedziska (cm)	40 - 45
Wysokość oparcia (cm)	75
Maksymalna szerokość wózka (cm)	63
Maksymalna długość wózka (cm)	105
Maksymalna wysokość wózka (cm)	126
Gabaryty po złożeniu (dł. x szer. x wys) (cm)	128 x 44 x 50
Średnica kół przednich (cm)	17
Średnica kół tylnych (cm)	25
Waga wózka (kg)	19
Maksymalne obciążenie (kg)	75

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.  
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

# KOLORYSTYKA

tapicerki umbrella



szaro-błękitna



szaro-miętowa



szaro-czerwona



szaro-czarna



czarno-biała kratka



czarna w kolorowe groszki

PRODUCENT/PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:  
mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, [mdh.rehabilitacja@meyragroup.com](mailto:mdh.rehabilitacja@meyragroup.com)

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.  
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**