

JUNIOR PLUS XXL

wózek inwalidzki
specjalny



nr katalogowy: **DRVGOJAA6CKBP10-X**
(S.18.01.00)



CECHY PRODUKTU:

- składana aluminiowo-stalowa rama
- oparcie z regulowaną wysokością i szerokością, regulowana pozycja (siedząca, leżąca)
- siedzisko z możliwością regulacji szerokości i głębokości
- możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia siedziska za pomocą siłowników
- podnóżki z możliwością regulacji długości i kąta położenia
- barierka do prowadzenia z możliwością zmiany kąta
- skrętne, blokowane przednie koła piankowe lub pompowane z możliwością szybkiego demontażu
- amortyzowane tylne koła piankowe lub pompowane z możliwością szybkiego demontażu i systemem hamulcowym
- zagłówek stabilizujący pozycję głowy z możliwością regulacji wysokości
- barierka siedziska
- szelki zabezpieczające dziecko przed wypadnięciem
- klin abdukcyjny z możliwością zmiany położenia
- podłokietniki regulowane na wysokość
- wyposażenie standardowe: daszek, koszyk na zakupy, folia przeciwdeszczowa, śpiwór, uchwyt na kubek, stolik, podłokietniki i oświetlenie
- bogata kolorystyka tapicerki

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością i/lub dysfunkcjami czynności ruchu na skutek uszkodzenia CUN Centralnego Układu Nerwowego. Może być wykorzystywany w przypadku dzieci z MPD Mózgowe porażenie dziecięce, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni, dysfunkcjami kończyn dolnych.

PRODUCENT/PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 674 83 84, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

KOLORYSTYKA



Czarno-niebieska



Czarno-zielona



Czarno-czerwona



Czarno-szara



Czarno-biała kratka



Czarna w kolorowe groszki

Szerokość siedziska (cm)	32 - 43
Głębokość siedziska (cm)	34 - 40
Wysokość oparcia (cm)	60 - 70
Szerokość wózka (cm)	61
Długość wózka (cm)	105
Maksymalna wysokość wózka (cm)	120
Gabaryty po złożeniu (dł. x szer. x wys) (cm)	105 x 61 x 76
Średnica kół przednich (cm)	20-Pompowane / 20-PU
Średnica kół tylnych (cm)	24,5-Pompowane / 24,5-PU
Waga wózka (kg)	21
Maksymalne obciążenie (kg)	75
Maksymalne wzrost (cm)	165

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.